

カーバイドバー

マイジンガー カーバイドバー ミニス (HP用)

MEISINGER CARBIDE BUR MINIS

マイジンガーカーバイドバー
一般医療機器 歯科用カーバイドバー 13B1X00155000272

金属をはじめとする各種硬質材料の細部の精密作業に適したミニチュアタイプ。クロスカットのため優れた耐久性と切削効率を有します。





MGタイプはGXタイプのミニタイプ、MFタイプは、その仕上げ用です。





形態●8種(8品目)

シャンク●1種=HP

包装●(各種)2本1パック

*1 例)008:頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	MGタイプ			
形態番号	HM23MG	HM30MG	HM77MG	HM78MG
シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HP 014	HP 023	HP 023	HP 023
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	50,000	50,000
カラー コード システム	 4.8	 5.5	 5.5	 5.5
注文コード	89234	89236	89237	89238
用途	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 模型 レジン その他 技工用 </div>			

タイプ	MFタイプ			
形態番号	HM23MF	HM30MF	HM77MF	HM78MF
シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HP 014	HP 014	HP 023	HP 023
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	50,000	50,000
カラー コード システム	 4.8	 4.8	 5.5	 5.5
注文コード	89269	89270	89273	89240
用途	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 模型 レジン 陶材 その他 技工用 </div>			