




















H.P.用

*1 例)008:頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	ノーマルタイプ			GXタイプ											
形態番号 シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HM251 HP 070	HM416 HP 060	HM489 HP 023	HM23GX HP 023	HM72GX HP 060	HM75GX HP 060	HM78GX HP 060	HM79GX HP 040	HM79GX HP 045	HM79GX HP 060	HM251GX HP 040	HM251GX HP 060	HM416GX HP 060	HM486GX HP 023	HM487GX HP 023
回転数 ^{*2}	20,000	30,000	50,000	50,000	30,000	30,000	30,000	50,000	50,000	30,000	50,000	30,000	30,000	50,000	50,000
カラー コード システム															
注文コード	89204	89252	89253	89256	89257	89217	89258	89259	89218	89260	89219	89261	89262	89263	89220
用途	模型 レジン その他 技工用														








タイプ	Qタイプ			FXタイプ											FQタイプ	
形態番号 シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HM75Q HP 060	HM79Q HP 040	HM251Q HP 060	HM23FX HP 023	HM75FX HP 060	HM79FX HP 040	HM79FX HP 045	HM79FX HP 060	HM251FX HP 040	HM251FX HP 060	HM486FX HP 023	HM487FX HP 023	HM488FX HP 016	HM489FX HP 023	HM79FQ HP 040	HM251FQ HP 060
回転数 ^{*2}	30,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	50,000	30,000	50,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	30,000
カラー コード システム																
注文コード	89227	89228	89229	89264	89221	89222	89223	89224	89225	89226	89265	89266	89267	89268	89231	89232
用途	模型 レジン その他 技工用			レジン 陶材 その他 技工用											レジン 陶材 その他 技工用	

F.G.用

形態番号	HM23RX
シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	FG 012
回転数 ^{*2}	160,000
	4.1
注文コード	89198
用途	メタルクラウン除去

ミニス H.P.用

*1 例)008:頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	MGタイプ				MFタイプ		
形態番号 シャンク種類/ ISOコード ^{*1}	HM23MG HP 014	HM30MG HP 023	HM77MG HP 023	HM78MG HP 023	HM23MF HP 014	HM30MF HP 014	HM77MF HP 023
回転数 ^{*2}	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
カラー コード システム							
注文コード	89234	89236	89237	89238	89269	89270	89273
用途	模型 レジン その他 技工用				模型 レジン 陶材 その他 技工用		

関連製品



フィルム状アルミナ研磨ストリップ

RSスプレー

スチール製器具類のオートクレーブ
滅菌中及び滅菌後の錆を防ぐための
防錆スプレーです。

包装●1本 (200mL)

注文コード 89278

歯科用カーバイドバー マイジンガーカーバイドバー 一般医療機器 13B1X00155000272

※写真は原寸ではありません。
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2025年8月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 785-8040 ●九州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

