

マイジנגガーポリッシャー

歯科用ゴム製研磨材

マイジングガーアブレイシブポイント

歯科技工用アブレイシブ研削器具

マイジングガーラスターキット

歯科用研磨キット



マイジングガーポリッシャーは、2ステップにより効率の良い研磨が可能です。

マイジングガーアブレイシブポイントは、高品質のコランダムを使用し、均等にセラミック焼結しています。強度、耐食性、精度に優れたシャンクで偏心のない回転が得られます。



マイジングガー ポリッシャー

シャンク ● 2種=HP、RA(CA)

形態 ● HP用=15種(17品目)、RA(CA)=11種(14品目)

包装 ●

マイジングガー ポリッシャー (RA (CA)) : 2本1パック
 FPDCA04、FPDCA10、FPDCA13、FPDCA14、
 FPDPO02、FPDPO05、FPDPO07、FPDPO08、
 FP9762M、FP9762F
 FP9769M、FP9769F (ツイストタイプ)
 FP9771M、FP9771C (ツイストタイプ)

マイジングガー ポリッシャー (HP) : 2本1パック
 FPDPO03、FPDPO06、FPDPO02、FPDCA04、
 FPDPO05、FPDCA10

FP9769M、FP9769F、FP9771M、FP9771C
 (ツイストタイプ)
 マイジングガー ポリッシャー (HP) : 1本
 FPDCA06、FPDCA12、FP9742H、FP9752H、
 FP9787

マイジングガー ポリッシャー (HP) : 5本1パック
 FP140 (ブラシ)、FP160 (パフ)

歯科用ゴム製研磨材 マイジングガーポリッシャー
 一般医療機器 13B1X00155000277

■ コンポジットレジン、ハイブリッドレジン用

*1 例) O08: 頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min⁻¹

タイプ	仕上げ	ツヤ出し	仕上げ	ツヤ出し	仕上げ	ツヤ出し	仕上げ	ツヤ出し
形態番号	FP9762M	FP9762F	FP9769M	FP9769F	FP9769M	FP9769F	FP9787	FP9787
シャンク種類/ ISOコード*1	RA(CA) 040	RA(CA) 040	RA(CA) 100	RA(CA) 100	HP 170	HP 170	HP 145	HP 145
回転数*2	20,000	20,000	20,000	20,000	15,000	15,000	20,000	20,000
注文コード	82195	82196	82197	82198	82199	82200	82201	82201
用途	レジン							

■ 2ステップシステム(シリケートセラミック、リュウサイトセラミック、リチウムシリケートガラスセラミックス用)

タイプ	プレポリッシング		ツヤ出し		プレポリッシング		ツヤ出し	
形態番号	FPDPO02	FPDPO02	FPDPO05	FPDPO05	FPDPO07	FPDPO08	FPDPO03	FPDPO06
シャンク種類/ ISOコード*1	HP 040	RA(CA) 040	HP 040	RA(CA) 040	RA(CA) 060	RA(CA) 060	HP 110	HP 110
回転数*2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
注文コード	82187	82183	82189	82185	82184	82186	82188	82190
用途	陶材							

■ リチウムシリケートガラスセラミックス、ジルコニア用

タイプ	仕上げ	ツヤ出し	仕上げ	ツヤ出し
形態番号	FP9771M	FP9771C	FP9771M	FP9771C
シャンク種類/ ISOコード*1	RA(CA) 140	RA(CA) 140	HP 170	HP 170
回転数*2	20,000	20,000	15,000	15,000
注文コード	82191	82192	82193	82194
用途	陶材			

■ 各種材料用(金属、レジン、セラミックス用)

タイプ	仕上げ	ツヤ出し
形態番号	FP140 ブラシ	FP160 パフ
シャンク種類/ ISOコード*1	HP 220	HP 220
回転数*2	15,000	15,000
注文コード	89401	89402
用途	陶材	

■ マージンのオフセット調整や バイトポイントの調整に

タイプ	プレポリッシング	
形態番号	FP9742H	FP9752H
シャンク種類/ ISOコード*1	HP 040	HP 170
回転数*2	20,000	20,000
注文コード	82048	82049
用途	陶材	

■ 2ステップシステム(CAD/CAM修復、セラミックス、ジルコニア用)

タイプ	プレポリッシング		ツヤ出し		プレポリッシング		ツヤ出し	
形態番号	FPDCA04	FPDCA04	FPDCA10	FPDCA10	FPDCA13	FPDCA14	FPDCA06	FPDCA12
シャンク種類/ ISOコード*1	HP 040	RA(CA) 040	HP 040	RA(CA) 040	RA(CA) 060	RA(CA) 060	HP 170	HP 170
回転数*2	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
注文コード	82181	82175	82182	82176	82177	82178	82179	82180
用途	陶材							

*1 例) O40 : 頭部最大径が4.0mm *2 最大許容回転数/分

マイジンガー アブレーションポイント

シャンク●1種=HP

形態●6種(7品目)

包装●

5本1パック: AM731, AM732, AM733

1本: AMZ652R

2本1パック: AM9735G, AM9736H, AM9736G

歯科技工用アブレーション研削器具
マイジンガーアブレーションポイント
一般医療機器 13B1X00155000278

*1 例)008:頭部最大径が0.8mm *2 最大許容回転数 min

タイプ	コース			メディアム	
形態番号	AM731	AM732	AM733	AMZ652R	AM9735G
シャンク種類/ISOコード*1	HP 065	HP 050	HP 035	HP 035	HP 050
回転数*2	30,000	30,000	30,000	20,000	25,000
注文コード	89316	89317	89318	89319	89399
用途	陶材			その他 技工用	

■ セラミック用2ステップ研磨システム

タイプ	コース	メディアム
形態番号	AM9736H	AM9736G
シャンク種類/ISOコード*1	HP 150	HP 150
回転数*2	25,000	25,000
注文コード	89320	89321
用途	陶材 その他 技工用	

マイジンガー ラスターキット

歯科用ゴム製研磨材 マイジンガーラスターキット 一般医療機器 13B1X00155000279

チェアサイド用

<p>注文コード 89395</p> <p>用途 陶材</p>	<p>注文コード 89397</p> <p>用途 レジン</p>	<p>注文コード 89274</p> <p>用途 陶材 ジルコニア</p>	<p>注文コード 89276</p> <p>用途 陶材</p>
---	--	---	---

リチウムシリケートガラスセラミックス用
切削・研磨キット
ラスターキットLiSiツイスト
チェアサイド用(7本入)
仕上げ、ツヤ出し用にシリコンラバー製ブラシのツイストタイプポリッシャーをセットしました。
包装●1函セット:7本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (FG用) 各1本:
DM805F, DM862F, DM830F
マイジンガー ポリッシャー (RA/CA用) 各1本:
FPDP002, FPDP005, FP9771M, FP9771C

ハイブリッドレジン用切削・研磨キット
ラスターキットHRツイスト
チェアサイド用(7本入)
仕上げ、ツヤ出し用にシリコンラバー製ブラシのツイストタイプポリッシャーをセットしました。
包装●1函セット:7本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (FG用) 各1本:
DM805F, DM862F, DM830F
マイジンガー ポリッシャー (RA/CA用) 各1本:
FP9762M, FP9762F, FP9769M, FP9769F

マイジンガー ラスターキット
ラスターキット ジルコニア
チェアサイド用(7本入)
ジルコニア調整用のバー3本と、研磨用ポリッシャー4本をセットにしたキットです。強固なジルコニアの調整、グレース後の研磨が行えます。
包装●1函セット:7本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (FG用) 各1本:
DMZ0801, DMZ0850, DMZ0833
マイジンガー ポリッシャー (RA/CA用) 各1本:
FPDCA04, FPDCA10, FPDCA13, FPDCA14

リチウムシリケートガラスセラミックス用
切削・研磨キット
ラスターキットLiSi
チェアサイド用(7本入)
リチウムシリケートガラスセラミックスの切削・研磨に適したバーとポリッシャーのキットです。
包装●1函セット:7本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (FG用) 各1本:
DMZ0801, DMZ850F, DMZ833F
マイジンガー ポリッシャー (RA/CA用) 各1本:
FPDP002, FPDP007, FPDP005, FPDP008

ラボ用

<p>注文コード 89396</p> <p>用途 陶材 その他 技工用</p>	<p>注文コード 89398</p> <p>用途 レジン その他 技工用</p>	<p>注文コード 89275</p> <p>用途 陶材 ジルコニア その他 技工用</p>	<p>注文コード 89277</p> <p>用途 陶材 その他 技工用</p>
---	--	---	---

リチウムシリケートガラスセラミックス用
切削・研磨キット
ラスターキットLiSiツイスト
ラボ用(6本入)
耐久性にすぐれたシンタータイプのダイヤモンドバーと仕上げ、ツヤ出し用にシリコンラバー製ブラシのツイストタイプポリッシャーをセットしました。
包装●1函セット:6本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (HP用) 1本:
DM805F
マイジンガーアブレーションポイント (HP用) 1本:
AM9735G
マイジンガー ポリッシャー (RA/CA用) 各1本:
FPDP003, FPDP006, FP9771M, FP9771C

ハイブリッドレジン用切削・研磨キット
ラスターキットHRツイスト
ラボ用(5本入)
耐久性にすぐれたシンタータイプのダイヤモンドバーと仕上げ、ツヤ出し用にシリコンラバー製ブラシのツイストタイプポリッシャーをセットしました。
包装●1函セット:5本入
マイジンガー ダイヤモンドバー (FG用) 1本:
DM805F
マイジンガーアブレーションポイント (HP用) 1本:
AM9735G
マイジンガー ポリッシャー (HP用) 各1本:
FP9769M, FP9769F, FP9787

マイジンガー ラスターキット
ラスターキット ジルコニア
ラボ用(6本入)
ジルコニア切削用のバー2本と研磨用ポリッシャー4本をセットにしたキットです。強固なジルコニアの調整、グレース後の研磨が行えます。
包装●1函セット:6本入
マイジンガー アブレーションポイント (HP用) 1本:
AM9736H, AMZ652R
マイジンガーポリッシャー (HP用) 1本:
FPDCA04, FPDCA06, FPDCA10, FPDCA12

リチウムシリケートガラスセラミックス用
切削・研磨キット
ラスターキットLiSi
ラボ用(5本入)
リチウムシリケートガラスセラミックスの切削・研磨に適したバーとポリッシャーのキットです。
包装●1函セット:5本入
マイジンガー アブレーションポイント (HP用) 1本:
AM9736G
マイジンガー ポリッシャー (HP用) 1本:
FPDP002, FPDP005, FPDP003, FPDP006

関連製品



ダイヤモンドポリッシュペースト
ジーシー セララインポリッシャー
包装●1函: ペースト(20g)

歯科用研磨器材ジーシー セララインポリッシャー一般医療機器 28B3X10005000013
製造販売元 株式会社 マシンツール中央

※写真は原寸ではありません。
※掲載情報とジーシー研究所のデータは、2026年1月現在のものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※本パンフレットに記載されている会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町7番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

