

## マイジנגァー スチールバー (RA(CA)用) MEISINGER STEEL BUR

マイジングァー スチールバー  
一般医療機器 歯科用スチールバー 13B1X00155000280

機能的なデザインを持ち精密な切削刃と正確な寸法に仕上げているため、回転精度が良く、ほとんど振動を起こしません。

包装 ●10本1パック

ST1 RA(CA) 005,006,007,008,009,010,012,014,016,018,021,023

ST1 RA(CA) 025,027,029,031

ST1 RAL(CAL) 009,010,012,014,016,018,021,023

ST36 RA(CA) 008,010

ST38 RA(CA) 008,010,012,014,016,018,021

\*1 例)008:頭部最大径が0.8mm \*2 最大許容回転数 min<sup>-1</sup>

形態番号 シャング種類/ ISOコード <sup>*1</sup>	ST1 RA(CA) 005	ST1 RA(CA) 006	ST1 RA(CA) 007	ST1 RA(CA) 008	ST1 RA(CA) 009	ST1 RA(CA) 010	ST1 RA(CA) 012	ST1 RA(CA) 014	ST1 RA(CA) 016	ST1 RA(CA) 018	ST1 RA(CA) 021	ST1 RA(CA) 023
回転数 <sup>*2</sup>	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	60,000	50,000	45,000	40,000	35,000
用途	外科											

形態番号 シャング種類/ ISOコード <sup>*1</sup>	ST1 RA(CA) 025	ST1 RA(CA) 027	ST1 RA(CA) 029	ST1 RA(CA) 031
回転数 <sup>*2</sup>	30,000	30,000	25,000	25,000
用途	外科			

形態番号 シャング種類/ ISOコード <sup>*1</sup>	ST1 RAL(CAL) 009	ST1 RAL(CAL) 010	ST1 RAL(CAL) 012	ST1 RAL(CAL) 014	ST1 RAL(CAL) 016	ST1 RAL(CAL) 018	ST1 RAL(CAL) 021	ST1 RAL(CAL) 023
回転数 <sup>*2</sup>	12,000	12,000	9,000	9,000	7,000	7,000	6,000	6,000
用途	外科							

形態番号 シャング種類/ ISOコード <sup>*1</sup>	ST36 RA(CA) 008	ST36 RA(CA) 010
回転数 <sup>*2</sup>	70,000	70,000
用途	高洞形成 充填物除去	

形態番号 シャング種類/ ISOコード <sup>*1</sup>	ST38 RA(CA) 008	ST38 RA(CA) 010	ST38 RA(CA) 012	ST38 RA(CA) 016	ST38 RA(CA) 021
回転数 <sup>*2</sup>	70,000	70,000	70,000	50,000	40,000
用途	高洞形成 充填物除去				

機能的なデザインを持ち精密な切削刃と正確な寸法に仕上げてあるため、回転精度が良く、ほとんど振動を起こしません。

包装●10本1パック

ST1 HP 005,006,007,008,010,012,014,016,018,021,023

ST1 HP 025,027,031

ST38 HP 006,007,008,009,010,012,014,016,018,021,023

\*1 例)008:頭部最大径が0.8mm \*2 最大許容回転数 min<sup>-1</sup>

形態番号	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1	ST1
シャング種類/ ISOコード*1	HP 005	HP 006	HP 007	HP 008	HP 010	HP 012	HP 014	HP 016	HP 018	HP 021	HP 023
回転数*2	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	45,000	40,000	35,000
注文コード	89279	89280	89281	89282	89283	89284	89285	89286	89287	89288	89289
用途	<span>模型</span> <span>レジン</span> <span>その他 技工用</span>										

形態番号	ST1	ST1	ST1
シャング種類/ ISOコード*1	HP 025	HP 027	HP 031
回転数*2	30,000	30,000	25,000
注文コード	89290	89291	89292
用途	<span>模型</span> <span>レジン</span> <span>その他 技工用</span>		

形態番号	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38	ST38
シャング種類/ ISOコード*1	HP 006	HP 007	HP 008	HP 009	HP 010	HP 012	HP 014	HP 016	HP 018	HP 021	HP 023
回転数*2	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	45,000	40,000	35,000
注文コード	89293	89294	89295	89296	89297	89298	89299	89300	89301	89302	89303
用途	<span>模型</span> <span>レジン</span>										