


ペーパートレイシート

メラサーム10 アクセサリー



診療器材を置く ペーパー状のトレイシート

ディスポーザブルのため、スタッフの1日の洗浄・消毒・滅菌作業を軽減し、
洗浄・滅菌器の稼働回数の低減も期待できます。



- 裏面の防水加工により器具に付着した水分が浸透せず、ユニット汚染を防止
- 薄いシート形状により廃棄物の容量を低減
- やわらかいペーパーのため付着物を除去可能



※ペーパートレイシート使用例



包装:
1箱 8ロール入(170枚1ロール)
寸法:
・1枚
W300mm×D190mm
・1ロール
190mm×φ90mm(外径)φ30mm(内径)
・1箱
W190mm×D190mm×H395mm
材質:
表面/クレープ紙
裏面/ポリエチレン
※本製品は滅菌されていません。
※本製品は滅菌できませんのでご注意ください。

関連製品



ウォッシャーディスインフェクター

メラサーム10

洗浄・消毒から乾燥まで行える、
メラグ社製のウォッシャーディスインフェクターです。

使用済みの器材を槽内にセットすれば、洗浄・消毒から乾燥まで全自動。医療従事者の
職業感染を防止し、作業負担も軽減します。世界各国に感染予防機器を供給している
メラグ社製のウォッシャーディスインフェクターです。

器具除染用洗浄器 メラサーム10 一般医療機器 13B1X00155000270
製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区連沼町76番1号



メラストアトレイ/メラストアボックス

器具をまとめて管理することで再生処理をより速く
安全に行うためのメラサーム10用保管システム

※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。

発売元 **株式会社 ジーシー**
東京都文京区本郷3丁目2番14号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286

ほぼ原寸大サイズです(W300mm×D190mm)