




## MELAt race Pro

MELAG社製 ウォッシャーディスインフェクター・滅菌器の動作ログ・バリデーション記録を一元管理できるソフトウェア

診療室内にPCを配置し、処理ステップ毎にソフトウェア「メラトレースPro」を操作し必要情報を入力。  
「誰が、いつ、どのように器材を処理したのか」を、処理済みの器材と紐づけることが可能になります。

メラトレースPro  
包装●一式

※別途、PC、ネットワーク工事が必要になります。  
(設置時に工事費がかかる場合があります)



### <メラトレースPro オプション>

メラプリント 60

包装●一式、片面ラベル(青)・両面ラベル(白)  
各1ロール入り

メラトレースバーコードリーダー  
包装●一式

メラプリント 60 片面ラベル(青)

包装●1,000枚6ロール入り

メラプリント 60 両面ラベル(白)  
包装●1,000枚6ロール入り

メラネットボックス

MELAG社滅菌器をネットワーク接続するための  
変換装置。1台に1個必要。  
包装●一式



小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 パキユクレープ31B+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00237000  
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器 ユーロクレープ29VS+ 管理医療機器 特定保守管理医療機器 223AKBZX00238000

※掲載の情報は2020年10月現在のものです。