

Primescanの精度は そのままに リーズナブルモデル登場



株式会社 ジーシー



Primescan connect

Primescanが選ばれ続けている理由。
確固たる実績と進化し続けるテクノロジーとの融合

1985年にデンツプライシロナの口腔内スキャナーが誕生して35年以上。
進化したテクノロジーは精度・スピード・容易な操作を実現します。
スキャンだけでなくとどまらず、将来を見据えて包括的に診療をサポートします。



実績

35年以上にわたる実績
35年以上の実績を持ち、世界で年間約700万症例以上の修復物がチェアサイドシステムで製作されています。

接続性

DSの総合プラットフォーム “DS Core”

強力なセキュリティを有しGoogleプラットフォームを用いたDS Coreは、ラボと模型レスでシームレスに連携します。

拡張性

Inhouseへ拡張

将来的にはラボソフトウェアやミリングを追加することで院内内製への拡張も可能。

Primescan

研究開発を繰り返し進化したスキャンテクノロジー

広いワンショット撮影範囲

短時間でより多くのデータを収集。
無駄のない、広いガラス有効面積により、最後臼歯までも簡単にアクセス

インテリジェントプロセッシング

取り込まれた膨大な量のデータからコアとなる必要なデータのみを取り込み、
計算の迅速化・最適化を実現

ヒーティング機能


セルフヒーティングにより、
口腔内でカメラが曇らずに
スキャンが可能

ダイナミックレンズ

最大20mmの測定深度でも
シャープさと精度を実現

スマートピクセルセンサー


1秒間に100万を超える3Dポイントを処理し、写真のようにリアルで正確なデータを作成。
天然歯及び様々なマテリアルの修復物の表面を迅速かつ容易にスキャン



DS Core

ひとつのポータルでラボ・専門医と シームレスな連携・コラボレーション

- プライムスキャンのスキャンデータをDS Coreに自動的にアップロード
- DS Coreよりスキャンデータを取引のラボへ送信
- 高水準のサイバーセキュリティで患者データを保護
- どこからでもさまざまなデバイスでファイルにアクセス&ダウンロード
- さまざまなファイル形式に対応



※表面及び上記の情報は、デンツプライシロナ（株）のパンフレットに基づく情報です。

IOSの補綴修復材料にはセラスマートシリーズ&イニシャルLiSi（リジ）ブロックがおすすめ！

口腔内スキャナのご使用で

【ハイブリッドレジン】

保険 診療

【セラミックス】

自由 診療

同じステップでどちらも対応できます！




セラスマートシリーズ

インレー

- セラスマート 300（大臼歯用）
- セラスマート プライム（小臼歯用）

高い物性とツヤ維持性を有する
ハイブリッドレジンブロック



イニシャル LiSi（リジ）ブロック

インレー・クラウン

完全に結晶化した
高強度で
熱処理不要な
ニケイ酸リチウムブロック

ジルコニアよりも
口腔内で
咬合調整が
しやすい！

▼製品に関する詳しい情報はコチラ▼



歯科切削加工用レジン材料 セラスマート プライム 管理医療機器 302AKBZX00007000
 歯科切削加工用レジン材料 セラスマート300 管理医療機器 228AABZX00116000
 製造販売元 株式会社ジーシーデンタルプロダクツ 愛知県春日井市鳥居松町2丁目285番地
 歯科切削加工用セラミックス ジーシー イニシャル LiSiブロック
 管理医療機器 227AKBZX00074000
 製造販売元 株式会社ジーシー 東京都板橋区蓮沼町76番1号

一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット/歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット/デジタル印象採得装置
 販売名：セラック プライムスキャン AC 承認番号：30100BZX00044000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

※掲載情報は、2025年4月現在のものです。
 ※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
 ※ソフトウェア画面写真はハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
 ※本パンフレットに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **デンツプライシロナ株式会社** www.dentsplysirona.com
 東京都文京区本郷3丁目2番14号 〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル

カスタマーサービスセンター
 お客様窓口 ☎ **0120-416480**
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.（土曜日、日曜日、祝日を除く）
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
 ●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
 営業所
 ●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
 ●東北 (022) 785-8040 ●九州 (092) 441-1286

iPhoneもAndroidも
 App Store からダウンロード Google Play でダウンロード
 どちらもこちらのQRでOK!

**ジーシー
公式アプリ**

