

ジーシー シールドプロテクター

従来のゴーグルやフェイスシールドに比べ、さらに軽量でかつ使いやすさを追求したシールドプロテクターです。

6つのポイント

point

2タイプの形状

目元の保護に使用するS(ゴーグルタイプ)
顔全体を覆うL(フェイスタイプ)
※フレームはS,L共通です

2色のストッパー

2色(ブルー/ピンク)のストッパーを選択できます

眼鏡の上から装着可能

眼鏡の上からも違和感なく装着可能

重さ18gの超軽量仕様

S(ゴーグルタイプ)18g
L(フェイスタイプ)26g

シールド内面に防曇加工

呼気による曇りを防止し
いつもクリアな視界

シールド交換式

ディスプレイで使用可能なため
表面に傷が付いたら交換できます



フレーム横のストッパーを内側から親指で押しながら持ち上げます。



シールドの表裏に注意し、(レンズ上部の突起が左目側にくるようにします。)シールドの穴とフレームの穴を合わせます。



保護フィルムをはがし、ストッパーをフレームにしっかりと差し込みます。逆側も同様に差し込んで完了です。

包装・希望医院価格

セット包装 ●種類 2種 S(ゴーグルタイプ)、L(フェイスタイプ)



Sセット(ゴーグルタイプ)
1箱:フレーム 1個、シールドS 3枚、
ストッパー2色×各2個



Lセット(フェイスタイプ)
1箱:フレーム 1個、シールドL 3枚、
ストッパー2色×各2個

●単品包装

スベアシールドS(6枚入)
スベアシールドL(6枚入)

ストッパー(ピンク/ブルー)各2個

ご使用に際しては、必ず製品の使用
説明書をお読みください。

株式会社 ジーシー

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286