

ジーシー スムースカット® MIコンセプト バーセット

ミニマム窩洞形成用

SMOOTH CUT
MI CONCEPT BUR SET




包装 セット包装：1セット7本入
単品包装：各形態1本

できるだけ健全歯質を残し、
う蝕病巣は的確に削除。

狭い開拓部でも、見やすく作業幅が広がる、スリムなネック。

従来品より材質硬度をアップさせ、
可能な限りネック部を細く絞り込みました。



MIコンセプトバー

従来品

MI09R MI11R MI13R MI15R MI10H MI12H MI14H



ラウンドタイプ

ヘミスフェリカルタイプ

※写真は、ほぼ原寸大です。


MIコンセプトバー

従来品



切削状況が見やすい

(写真提供：日野浦 光先生)




MIコンセプトバー



約1.6倍の
作業幅拡大

窩洞の大きさが同じ場合



従来品

切削部位に合わせた2つの形状

ラウンドタイプ エナメル質に局限した形成	頭部最大径	形態番号
	0.9 mm	MI09R
	1.1 mm	MI11R
	1.3 mm	MI13R
	1.5 mm	MI15R

ヘミスフェリカルタイプ 象牙質にいたる形成	頭部最大径	形態番号
	1.0 mm	MI10H
	1.2 mm	MI12H
	1.4 mm	MI14H

ご使用に際しては、必ず製品添付の
説明書をお読みください。

30万r.p.m.以下の注水下でフェザータッチにてご使用ください。

掲載の病院医院価格と参考データは、2003年7月現在のものです。(価格には消費税は含まれておりません)

医療用具許可番号 23BZ0035号

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造元 **株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ**

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
東京都文京区本郷3-2-14 〒113-0033

フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●広島(082)255-1771

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286

●名古屋(052)703-3231