

サーパス 前歯

上顎

STANDARD TYPE

形態番号	COMBINATION	全横径	中切歯横径	中切歯長径
C3		42.0	7.7	9.8
C4		44.5	8.2	10.5
C5		47.5	8.7	11.2
C6		50.0	9.2	11.9

形態番号	卵円形 OVOID	全横径	中切歯横径	中切歯長径
O3		42.0	7.7	9.7
O4		44.5	8.2	10.4
O5		47.5	8.7	11.0
O6		50.0	9.2	11.7

上顎

STANDARD TYPE

形態番号	▲ 尖形 TAPERING	全横径	中切歯横径	中切歯長径
T3		42.0	7.7	10.0
T4		44.5	8.2	10.4
T5		47.5	8.7	11.0
T6		50.0	9.2	11.7

形態番号	■ 方形 SQUARE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
S3		42.0	7.7	10.0
S4		44.5	8.2	10.7
S5		47.5	8.7	11.4
S6		50.0	9.2	12.0

下顎

STANDARD TYPE

形態番号	NORMAL TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
3N		33.0	4.9	8.7
4N		35.0	5.2	9.3
5N		37.0	5.5	9.8
6N		39.5	5.8	10.3

形態番号	LONG TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
3L		33.0	4.9	9.5
4L		35.0	5.2	10.1
5L		37.0	5.5	10.7
6L		39.5	5.8	11.3

SHORT BITE TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
C3S		42.0	7.7	9.3
C4S		44.5	8.2	9.9
C5S		47.5	8.7	10.5

SHORT BITE TYPE

形態番号		全横径	中切歯横径	中切歯長径
3S		33.0	4.9	7.9
4S		35.0	5.2	8.4
5S		37.0	5.5	8.9