



サーパス 前歯 Gシリーズ

●形態及び寸法表の定義



上顎

形態番号	STRONG	全横径	中切歯横径	中切歯長径
GS3		41.8	7.7	10.6
GS4		44.4	8.2	11.3
GS5		47.2	8.7	12.0
GS6		49.8	9.2	12.7

形態番号	UNIVERSAL	全横径	中切歯横径	中切歯長径
GU3		41.8	7.7	10.5
GUt3				
GU4		44.4	8.2	11.2
GUt4				
GU5		47.2	8.7	11.9
GUt5				
GU6		49.8	9.2	12.6
GUt6				

形態番号	ELEGANT	全横径	中切歯横径	中切歯長径
GE3		41.8	7.7	10.8
GE4		44.4	8.2	11.5
GE5		47.2	8.7	12.2
GE6		49.8	9.2	12.9

下顎

形態番号	NORMAL TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
G3		32.8	4.9	9.1
G4		35.2	5.2	9.9
G5		37.4	5.5	10.5
G6		39.6	5.8	11.1

サーパス 前歯

上顎

形態番号	STANDARD TYPE	全横径	中切歯横径	中切歯長径
C3		42.0	7.7	9.8
C4				
C4		44.5	8.2	10.5
C5				
C5		47.5	8.7	11.2
C6				
C6		50.0	9.2	11.9

形態番号	● 卵円形 OVOID	全横径	中切歯横径	中切歯長径
O3		42.0	7.7	9.7
O4		44.5	8.2	10.4
O5		47.5	8.7	11.0
O6		50.0	9.2	11.7

中切歯長径(mm)はカラーを除く。単位は全てmmです。