





サーパス白歯 Gシリーズ

●形態及び寸法表の定義



サーパス白歯



形態番号	片側全横径 (mm)	第一小臼歯 長径 (カラー部を除く) a (mm)	第一大臼歯 長径 (カラー部を除く) a' (mm)	第一小臼歯 舌側高さ b (mm)	第一大臼歯 舌側高さ b' (mm)	
G28M	上顎	28.0	9.5	6.9	4.6	5.1
	下顎	30.0	9.2	6.9	4.4	4.6
G28S	上顎	28.0	9.5	6.9	2.8	3.6
	下顎	30.0	9.2	6.9	3.2	3.1
G30M	上顎	30.0	10.2	7.4	4.9	5.5
	下顎	32.0	9.8	7.4	4.7	4.9
G30S	上顎	30.0	10.2	7.4	3.0	3.9
	下顎	32.0	9.8	7.4	3.4	3.3
G32M	上顎	32.0	10.8	7.9	5.2	5.8
	下顎	34.0	10.5	7.8	5.0	5.2
G32S	上顎	32.0	10.8	7.9	3.1	4.1
	下顎	34.0	10.5	7.8	3.6	3.6

形態番号	片側全横径 (mm)	第一小臼歯 長径 (カラー部を除く) a (mm)	第一大臼歯 長径 (カラー部を除く) a' (mm)	第一小臼歯 舌側高さ b (mm)	第一大臼歯 舌側高さ b' (mm)	
28M	上顎	28.0	8.4	7.3	4.8	4.7
	下顎	30.0	8.4	7.2	4.7	4.3
28S	上顎	28.0	8.4	7.3	3.5	3.4
	下顎	30.0	8.4	7.2	3.4	3.2
30M	上顎	30.0	9.1	7.8	5.2	5.1
	下顎	32.0	9.1	7.6	5.1	4.6
30S	上顎	30.0	9.1	7.8	3.8	3.7
	下顎	32.0	9.1	7.6	3.7	3.4
32M	上顎	32.0	9.6	8.5	5.5	5.4
	下顎	34.0	9.6	8.3	5.4	5.0
32S	上顎	32.0	9.6	8.5	4.1	4.0
	下顎	34.0	9.6	8.3	4.0	3.7