


ATELO-COLLAGEN SPONGE  
FOR RIDGE PRESERVATION

# TERUPLUG®

テルプラグ®

吸収性抜歯創用保護材



ジーシー  
バイオマテリアル  
Official Site

./GC./

# 抗原性の少ないアテロコラーゲンを 原材料とした抜歯創用保護材


歯槽骨が露出した抜歯創に充填することで、創面保護ならびに肉芽形成を促します。

## 6つの特長



- 1 抜歯創に充填することにより、止血、迷入防止等の創面保護、肉芽形成を促します。
- 2 創面保護効果により疼痛を緩和します。
- 3 歯槽骨の吸収防止及び歯槽堤の陥凹が防止できるように、肉芽形成を促します。
- 4 アテロコラーゲンを原材料としているため、抗原性がほとんどありません。
- 5 熱処理による架橋のため、コラーゲン本来の生体親和性を損ないません。
- 6 無菌製品であり、直ちに使用できます。




※アテロコラーゲンの詳細は、下記よりご確認ください。



## サイズ選択例



## 使用ステップ



## 製品仕様

### 吸収性抜歯創用保護材 テルプラグ®

〈保険適用外〉

再使用禁止 使用期限3年

種類●4種= BH-SS15、BH-S25、fit BH-F15、BH-M25


包装●BH-SS15 1函:10個

BH-S25 1函:10個

fit BH-F15 1函:5個

BH-M25 1函:5個

コラーゲン使用吸収性局所止血材 テルプラグ  
高度管理医療機器 20900BZZ00646000



テルプラグの装填イメージ





### テルプラグの把持・充填用インスツルメント

内面のくぼみにより、テルプラグの形状を保持したまま操作できます。


歯科治療用ピンセット

## テルプラグ® キャリア

包装●1本

※ニッケル又はクロムに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある医療従事者および患者への使用はしないこと。

歯科治療用ピンセット テルプラグキャリア  
一般医療機器 27B2X00268X00108



### テルプラグ充填時の抜歯窩掻爬を短時間で効率よく行う ティッシュダイヤモンドバーキット

インプラント即時埋入、歯周外科、歯根端切除術などにも使用できます。  
最大回転数 2,500 rpm です。

抜歯窩掻爬用器具

## デグラニュレーションキット

包装●キット1函:ティッシュダイヤモンドバー(1.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、3.5 mm)各1本、  
外科用サクシジョンチューブ(洗浄ブラシ付き)1本

※ニッケル及び本品に使用している成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。  
※インプラント治療不適用の患者には使用しないこと。

歯肉切除メス(再使用可能な歯科用吸引カニューレ) デグラニュレーションキット  
一般医療機器 27B2X00268X00054

製造販売元 プレミアムプラスジャパン株式会社 大阪府豊中市原田南1-13-5

#### 単品包装



### ティッシュダイヤモンドバー

種類●4種=1.0 mm、2.5 mm、3.0 mm、3.5 mm  
全長●31 mm  
包装●各3本

### 外科用サクシジョンチューブ (洗浄ブラシ付き)

包装●1本

製品は「ジーシー バイオマテリアル Online Shop」から  
ご購入をお願いいたします。

※初めてのご購入の際は、新規会員登録が必要となります。

ジーシー バイオマテリアル  
Online Shop



ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

※掲載情報は2026年4月現在のものです。  
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。  
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー  
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

ジーシー バイオマテリアル コールセンター

 0120-782788