

最先端テクノロジーと 人間工学的デザインを高次元で調和

GC

モーター・アタッチメント

Ti-X
ティアイ エックス



Ti-X コントラ

ティアイ エックス



C1:5L FG用

5倍速 MAX 200,000min⁻¹
ライト付 4点注水スプレー

C1:5 FG用

5倍速 MAX 200,000min⁻¹
ライト無し 4点注水スプレー

C1:1L CA用

等速 MAX 40,000min⁻¹
ライト付 シングルスプレー

C1:1 CA用

等速 MAX 40,000min⁻¹
ライト無し シングルスプレー

- 臼歯部へのアクセスの際、前歯に当たりにくい流麗なボディライン
- ボディ表面に傷が付きにくいDURACOAT仕様
- 堅牢・軽量で生体にやさしいチタン製ボディ
- カートリッジの摩耗を低減する軽量・高硬度セラミックボールベアリング採用 (C1:5、C1:5Lのみ)
- ヘッド部への血液や異物の侵入を軽減するサックバック防止機構を搭載
- 汚れの溜まらないボディとフラットなライト照射口

Ti-X ストレート

ティアイ エックス



S1:1 HP用

等速 MAX 40,000min⁻¹
ライト無し シングルスプレー

Ti-X コントラ C1:5L
Ti-X コントラ C1:5
Ti-X コントラ C1:1L
Ti-X コントラ C1:1
ストレート・ギアードアングルハンドピース管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00013A01

Ti-X ストレート S1:1
ストレート・ギアードアングルハンドピース管理医療機器 特定保守管理医療機器 219ALBZX00014A01

● 本カタログに記載されている会社名、製品名等は各社の登録商標または商標です。

※写真は印刷の都合上、実際の色とは異なって見えることがあります。

※製品の仕様および外観は、改良のためお断りなく変更することがあります。

※掲載の参考データは、2009年5月現在のものです。

ご使用に際しては、必ず製品の添付
文書をお読みください。

発売元 **株式会社 ジーシー** / 製造販売元 **株式会社 ナカニシ** 栃木県鹿沼市下日向700
東京都板橋区蓮沼町76-1

DIC (デンタルインフォメーションセンター)
フリーダイヤル ☎0120-416480

受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祭日を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店
●東京 (03) 3813-5751 ●大阪 (06) 4790-7333

営業所
●北海道 (011) 729-2130 ●名古屋 (052) 757-5722
●東北 (022) 283-1751 ●九州 (092) 441-1286