

メラフォルロール

滅菌バッグ



Since 1921
100 years of Quality in Dental

感染予防製品を専門に手掛ける
メラグ社製滅菌バッグ「メラフォルロール」
ニーズに合わせてお選びいただけます。

シーラー「メラシール 100+」と併用することで、プレポスト
パキュム方式の高圧蒸気滅菌器の真空状態にもしっかり
対応します。

MELAG
competence in hygiene

包装●各1個
長さ(共通):200m
幅:5cm, 7.5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm



国際規格・欧州規格に対応

包装医療用包材の要求性能に関する国際規格「ISO 11607-1」、欧州規格「EN 868-5」に準拠。世界基準の設計・品質を提供します。



メラフォルロールに規格を明記

使用時に剥がしやすい“ピール性”

滅菌バッグはしっかり密閉する“シール性”と共に、器材を取り出す際の剥がしやすさ“ピール性”が求められます。メラフォルロールには、剥がす方向を示す矢印が印刷されています。優れた“シール性”と使いやすい“ピール性”が両立しています。



メラフォルロールに矢印を明記

滅菌対応を確認できるインジケータ

メラフォルロール印字部分に蒸気に反応して変色するインジケータを採用。滅菌されたものか否かを視覚的に識別が可能です。



メラフォルロールにインジケータを採用

器材ごとに選べるサイズ

滅菌バッグの大きさは、内部表面積の7割が目安です。器材の大きさに合わせて選択いただけます。

各メラフォルロールの幅に合わせた器材例



メラシール100+スタンドDXタイプへの設置例

関連製品

Vacuclave® 118 **Vacuclave® 318 Prime**
高圧蒸気滅菌器
バキュクレーブ® 118 / バキュクレーブ® 318 Prime

クラス
B



管理医療機器 特定保守管理医療機器 306AKBZX00022000

MELAquick 12+
高圧蒸気滅菌器
メラクイック12+

クラス
S



管理医療機器 特定保守管理医療機器 225AKBZX00142000

メラシール 100+

シーラー

メラシール 100+シリーズに 「スタンドDXタイプ」をラインアップ

シール作業時に、本体両サイドにあるホイールを回すことでメラフォルロールを必要な長さだけ簡便に引き出すことができます。異なるサイズの滅菌物を包装する際など、より作業効率が良くなります。

MELAG
competence in hygiene



※「メラシール 100+」のスタンドタイプ/フラットタイプをご使用の場合、ロールディスペンサー部のみ交換いただくことで、スタンドDXタイプへの変更が可能です。詳しくは、弊社担当者までお問い合わせください。

シーリングシーム幅10mmをもつシーラー。滅菌器内の急激な圧力変化による破裂を防止。

- 短いプリヒート機能により短時間で使用可能
- 省スペースで設置可能
- シーリング時間や温度をモニタリングし、ビープ音と共にLEDインジケータでお知らせ。適切なシーリングの実現が可能
- 設置環境に合わせて左右どちらにもシーリングレバーを装着可能
- 10mmのシーム幅があり、欧州規格にも適合



フラットタイプ

メラフォルロール幅7.5cm設置例

包装●1個
電源:AC100V
重量7.14kg(ロールディスペンサー取付時)
本体寸法:幅415×奥行460×高さ150mm
シーリングシーム幅:10mm

※メラフォルロールは包装に含まれておりません。※シール可能な滅菌バッグの幅は、最大250mmまでです。
※「メラシール 100+」スタンドDXタイプは、受注発注製品のため、ご注文いただいた日から納品まで約2ヶ月かかります。



スタンドタイプ

メラフォルロール幅20cm設置例

包装●1個
電源:AC100V
重量6.9kg(ロールディスペンサー取付時)
本体寸法:幅415×奥行280×高さ420mm
シーリングシーム幅:10mm



スタンドDXタイプ

メラフォルロール幅5/7.5cm設置例

包装●1個
電源:AC100V
重量8.75kg(ロールディスペンサー取付時)
本体寸法:幅415×奥行330×高さ430mm
シーリングシーム幅:10mm

ロールディスペンサーデラックス
包装●1個

MELAG
competence in hygiene

MELAG製品特設サイトで
感染対策のトータルソリューションを確認



※掲載の情報は、2025年3月現在のものです。
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
※色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ソフトウェア画面写真は、ハメ込み合成のため実際とは若干異なります。
※会社名、製品名称等は各社の商標または登録商標です。

ご使用に際しては、必ず製品の電子添文をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<https://www.gc.dental/japan/>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)785-8040 ●九州(092)441-1286

iPhoneもAndroidも
App Store
Google Play
どちらもコチラのQRでOK!

ジーシー
公式アプリ

