



各モデル左の斜め画像は 上顎<sup>1</sup> 下顎<sup>1</sup> の形態見本/最上段の矢印は視点方向・次段以下同様



上顎			
形態番号	全横径	中切歯横径	中切歯歯冠長
SAU10	50.7	9.3	11.2
SAU13	52.9	9.7	11.2
SAU16	51.1	9.5	12.1
SAU19	58.8	10.8	13.2

中切歯歯冠長はカラー一部を除く(単位:mm)

下顎			
形態番号	全横径	中切歯横径	中切歯歯冠長
SAL10	39.1	5.5	10.9
SAL13	41.0	5.6	11.3
SAL16	43.5	6.2	11.3

中切歯歯冠長はカラー一部を除く(単位:mm)






ジーシーゼンオパールシェル〈前歯〉

色調●8色=A1、A2、A3、A3.5、B1、B2、B3、FW5(フリーチング)

形態●上顎1形態・4サイズ=SAU19、SAU16、SAU13、SAU10  
下顎1形態・3サイズ=SAL16、SAL13、SAL10


包装●6揃1個

各モールド左の斜め画像は 上顎6 下顎6 の形態見本/最上段の矢印は視点方向・次段以下同様



上顎					
形態番号	片側全横径	第1小白歯 長径 a	第1大白歯 長径 a'	第1小白歯 舌側高さ b	第1大白歯 舌側高さ b'
SPU10	30.4	8.5	8.4	4.3	5.4
SPU13	32.5	9.1	9.0	4.6	5.7
SPU16	34.5	9.7	9.5	4.9	6.1
SPU19	36.5	10.2	10.1	5.1	6.5

長径はカラ一部を除く(単位:mm)



下顎					
形態番号	片側全横径	第1小白歯 長径 a	第1大白歯 長径 a'	第1小白歯 舌側高さ b	第1大白歯 舌側高さ b'
SPL10	32.8	8.6	8.3	4.2	4.4
SPL13	35.0	9.2	8.9	4.5	4.7
SPL16	37.2	9.8	9.4	4.8	5.0
SPL19	39.4	10.4	10.0	5.1	5.3

長径はカラ一部を除く(単位:mm)



ジーシーゼンオパールシェル〈白歯〉

- 色調●7色=A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3
- 形態●上顎1形態・4サイズ=SPU19, SPU16, SPU13, SPU10
- 下顎1形態・4サイズ=SPL19, SPL16, SPL13, SPL10
- 包装●4揃1個

管理医療機器 225AABZX00084000