

上顎

形態番号	全横径	中切歯横径	中切歯歯冠長
AU05	46.3	8.6	9.4
AU07	45.1	8.6	10.6
AU10	49.8	9.2	11.2
AU13	52.2	9.6	11.2
AU16	51.0	9.5	12.1
AU19	57.6	10.8	13.3

中切歯歯冠長はカラー部を除く(単位:mm)

下顎

形態番号	全横径	中切歯横径	中切歯歯冠長
AL07	33.8	4.7	10.6
AL10	37.7	5.3	10.6
AL13	40.2	5.6	11.3
AL16	42.0	6.0	11.3

中切歯歯冠長はカラー部を除く(単位:mm)







ジーシーゼンオパール〈前歯〉

色調●18色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4、FW5、FW2(ブリーチング)

形態●上顎1形態・6サイズ=AU19、AU16、AU13、AU10、AU07、AU05  
1形態・4サイズ=AL16、AL13、AL10、AL07

包装●6揃1個



上顎					
形態番号	片側全横径	第1小白歯 長径 a	第1大白歯 長径 a'	第1小白歯 舌側高さ b	第1大白歯 舌側高さ b'
PU07	28.0	7.8	6.7	5.5	6.5
PU10	30.0	8.4	7.2	5.9	7.0
PU13	32.0	8.9	7.7	6.3	7.4
PU16	34.0	9.5	8.2	6.7	7.9

長径はカラー部を除く(単位:mm)

下顎					
形態番号	片側全横径	第1小白歯 長径 a	第1大白歯 長径 a'	第1小白歯 舌側高さ b	第1大白歯 舌側高さ b'
PL07	29.0	7.7	6.6	4.8	5.2
PL10	31.1	8.3	7.0	5.2	5.6
PL13	33.2	8.8	7.5	5.5	6.0
PL16	35.3	9.4	8.0	5.9	6.3

長径はカラー部を除く(単位:mm)



ジーシーゼンオパール〈白歯〉

色調●16色=A1、A2、A3、A3.5、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、C4、D2、D3、D4

形態●上顎1形態・4サイズ=PU16、PU13、PU10、PU07  
下顎1形態・4サイズ=PL16、PL13、PL10、PL07

包装●8揃1個

管理医療機器 224AABZX00138000