




Catalogue N°6

Tubes Molaires



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Tubes Molaires

Tubes Legend LP (Low Profile).....	119
Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE	121
Tubes Legend LE (Large Entrance)	123
Tubes AXCESS	124
Simple Tubes Maxillaires	127
Convertibles.....	127
Non convertibles	128
Doubles Tubes Maxillaires	133
1 ^{ère} Molaire (convertible)	133
Sans F.E.O.	133
Avec F.E.O.	134
Triples Tubes Maxillaires 1 ^{ère} molaire	139
Simple Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire	142
convertibles.....	142
Non convertibles 2 ^{ème} molaire	144
Doubles Tubes Mandibulaires 1 ^{ère} molaire	147
Convertible avec tube bumper	147
Convertible.....	148
Non convertible.....	150
Attechements Linguaux à Coller.....	151
Attechements Linguaux à Souder.....	152



Tubes Legend LP (Low Profile)

Simple Tube, Roth Type

Dents	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire					
U6	-14°	14°	D	40-1160-0114	40-2160-0114
			G	40-1260-0114	40-2260-0114
U7	-14°	14°	D	40-1170-0114	40-2170-0114
			G	40-1270-0114	40-2270-0114
Mandibulaire					
L6	-25°	4°	D	40-1460-0114	40-2460-0114
			G	40-1360-0114	40-2360-0114
L7	-24°	6°	D	40-1470-0114	40-2470-0114
			G	40-1370-0114	40-2370-0114

Simple Tube, LP ACO

Dents	Torque	Offset	Angulation	D/G	Référence	
					.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire						
U6	-14°	10°	0°	R	—	40-2160-0106
				L	—	40-2260-0106
U7	-20°	10°	0°	R	40-1170-0120	40-2170-0120
				L	40-1270-0120	40-2270-0120
U7 (court)	-20°	10°	0°	R	—	40-2170-0007
				L	—	40-2270-0007
Mandibulaire						
L6	-25°	0°	-1°	R	—	40-2460-0007
				L	—	40-2360-0007
L7	-20°	0°	0°	R	40-1470-0120	40-2470-0120
				L	40-1370-0120	40-2370-0120
L7 (court)	-20°	0°	-1°	R	—	40-2470-0007
				L	—	40-2370-0007





Single Tube Type MBT*

Dents	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Maxillaire					
U 6	-14°	10°	D	40-1160-0106	40-2160-0106
			G	40-1260-0106	40-2260-0106
U 6	-14°	0°	D	40-1160-0107	40-2160-0107
			G	40-1260-0107	40-2260-0107
U 7	-14°	10°	D	40-1170-0106	40-2170-0106
			G	40-1270-0106	40-2270-0106
U 7	-14°	0°	D	40-1170-0107	40-2170-0107
			G	40-1270-0107	40-2270-0107
Mandibulaire					
L6	-20°	0°	D	40-1460-0106	40-2460-0106
			G	40-1360-0106	40-2360-0106
L7	-10°	0°	D	40-1470-0106	40-2470-0106
			G	40-1370-0106	40-2370-0106



Single Tube GET/TGO

Dents	Torque	Rotation	D/G	.022" x.028"
Maxillaire				
U 6	-20°	10°d	D	40-2160-0510
			G	40-2260-0510
	-20°	0°	D	40-2160-0511
			G	40-2260-0511
U 7	-25°	6°d	D	40-2170-0510
			G	40-2270-0510
	-25°	0°	D	40-2170-0511
			G	40-2270-0511

Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE

C’est le tube qui complète les appareils EXPERIENCE sur les 1ères molaires. Il a tous les avantages des brackets EXPERIENCE :

- Clip actif qui s’ouvre par la face vestibulaire très facilement et se ferme avec le doigt.
- Très grande base microsablée couvrant toute la face vestibulaire de la molaire
- Profil plat: Confort pour le patient et pas de décollement
- Disponibles en technique Roth Type et MBT Type
- MBT Type est disponible avec une base standard ou small base (SB)



Simple tube auto-ligaturant Roth Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à coller	à coller SB
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	14°D	D	20-1160-0010	—
			G	20-1260-0010	—
.022"x.028"	-10°	14°D	D	20-2160-0010	20-2160-S010
			G	20-2260-0010	20-2260-S010

Simple tube auto-ligaturant MBT Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence		Référence
				à coller	à coller SB	à souder
Maxillaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	D	20-1160-0020	20-1160-S020	22-1160-0020
			G	20-1260-0020	20-1260-S020	22-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	D	20-2160-0020	20-2160-S020	22-2160-0020
			G	20-2260-0020	20-2260-S020	22-2260-0020

Double tube auto-ligaturant Extra Torque

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence à coller
Maxillaire				
.018"x.025"	-20°	20°	D	20-1160-0030
			G	20-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°	D	20-2160-0030
			G	20-2260-0030

Tubes molaires auto-ligaturants EXPERIENCE

Simple tube auto-ligaturant Roth Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à coller	à coller SB
Mandibulaire					
.018"x.025"	-25°	4°D	D	20-1460-0010	—
			G	20-1360-0010	—
.022"x.028"	-25°	4°D	D	20-2460-0010	20-2460-S010
			G	20-2360-0010	20-2360-S010

Simple tube auto-ligaturant MBT Type

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence		Référence
				à coller	à coller SB	à souder
Mandibulaire						
.018"x.025"	-20°	0°	D	20-1460-0020	20-1460-S020	22-1460-0020
			G	20-1360-0020	20-1360-S020	22-1360-0020
.022"x.028"	-20°	0°	D	20-2460-0020	20-2460-S020	22-2460-0020
			G	20-2360-0020	20-2360-S020	22-2360-0020

Simple tube auto-ligaturant Extra Torque

Dimensions				Torque	Rotation	D/G	Référence à coller
Mandibulaire							
.022"x.028"		-14°	4°	D	20-2460-0032		
				G	20-2360-0032		

Double tube auto-ligaturant Extra Torque

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence à coller
Mandibulaire				
.018"x.025"	-10°	4°	D	20-1460-0030
			G	20-1360-0030
.022"x.028"	-10°	4°	D	20-2460-0030
			G	20-2360-0030

Tubes Legend LE (Large Entrance)

2^{ème} molaire à coller

Simples tubes convertibles pour 2^{ème} molaire. L'entrée en entonnoir de ces tubes facilite l'accès de l'arc aux deuxièmes molaires. La forme anatomique des bases est parfaitement adaptée à celle des dents et facilite le positionnement.



Roth Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Maxillaire				
.018"x.025"	-14°	14°D	40-1170-0099	40-1270-0099
.022"x.028"	-14°	14°D	40-2170-0099	40-2270-0099

Andrews Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Maxillaire				
.018"x.025"	-9°	7°D	40-1170-0100	40-1270-0100
.022"x.028"	-9°	7°D	40-2170-0100	40-2270-0100

Roth Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018"x.025"	-30°	6°D	40-1470-0099	40-1370-0099
.022"x.028"	-30°	6°D	40-2470-0099	40-2370-0099

Andrews Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018"x.025"	-25°	0°	40-1470-0100	40-1370-0100
.022"x.028"	-25°	0°	40-2470-0100	40-2370-0100

MBT Type non convertible

Dimensions	Torque	Rotation	Référence	
			D	G
Mandibulaire				
.018"x.025"	-10°	0°	40-1470-0101	40-1370-0101
.022"x.028"	-10°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101

Tubes AXCESS

Ces tubes d’entrée de gamme, sont monoblocs et de fabrication MIM (Metal Injection Molded).
 Ils sont disponibles à coller et à souder sur bague.

Double Non Convertible HG .045" 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	6°D	D	41-1160-0023	
			G	41-1260-0023	
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1160-0024	
			G	41-1260-0024	
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2160-0023	
			G	41-2260-0023	
.022"x.028"	0°	6°D	D	41-2160-0024	
			G	41-2260-0024	

Simple Non Convertible 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1160-0025
			G	—	40-1260-0025
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1160-0026	40-1160-0026
			G	41-1260-0026	40-1260-0026
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2160-0025	40-2160-0025
			G	41-2260-0025	40-2260-0025
.022"x.028"	0°	6°D	D	—	40-2160-0026
			G	—	40-2260-0026



Simple Non Convertible 2^{ème} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Maxillaire					
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1170-0088
			G	—	40-1270-0088
.018"x.025"	0°	0°	D	—	40-1170-0090
			G	—	40-1270-0090
.018"x.025"	-10°	0°	D	—	40-1170-0091
			G	—	40-1270-0091
.018"x.025"	-10°	6°D	D	—	40-1170-0025
			G	—	40-1270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	D	41-2170-0025	40-2170-0025
			G	41-2270-0025	40-2270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	D	—	40-2170-0088
			G	—	40-2270-0088
.022"x.028"	0°	0°	D	—	40-2170-0090
			G	—	40-2270-0090
.022"x.028"	-10°	0°	D	—	40-2170-0091
			G	—	40-2270-0091

Tubes AXCESS

Simple Non Convertible 1^{ère} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Mandibulaire					
.022"x.028"	-25°	6°D	D	41-2460-0025	40-2460-0025
			G	41-2360-0025	40-2360-0025
.018"x.025"	-25°	6°D	D	41-1460-0025	40-1460-0025
			G	41-1360-0025	40-1360-0025
.022"x.028"	0°	6°D	D	41-2460-0026	40-2460-0026
			G	41-2360-0026	40-2360-0026
.018"x.025"	0°	6°D	D	41-1460-0026	40-1460-0026
			G	41-1360-0026	40-1360-0026





Simple Non Convertible 2^{ème} Molaire

Dimensions	Torque	Rotation	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Mandibulaire					
.018" x .025"	-25°	6°D	D	—	40-1470-0025
			G	—	40-1370-0025
.018" x .025"	0°	0°	D	—	40-1470-0090
			G	—	40-1370-0090
.018" x .025"	-25°	0°	D	—	40-1470-0091
			G	—	40-1370-0091
.022" x .028"	-25°	6°D	D	41-2470-0025	40-2470-0025
			G	41-2370-0025	40-2370-0025
.022" x .028"	-25°	6°D	D	—	40-2470-0089
			G	—	40-2370-0089
.022" x .028"	0°	0°	D	—	40-2470-0090
			G	—	40-2370-0090
.022" x .028"	-25°	6°D	D	—	40-2470-0091
			G	—	40-2370-0091

Simple Tubes Maxillaires
Convertibles



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-10°	14°D	4.0	D	41-1160-0012	40-1160-0012
				G	41-1260-0012	40-1260-0012
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	41-1160-0061	40-1160-0061
				G	41-1260-0061	40-1260-0061
.022"x.028"	-10°	14°D	4.0	D	41-2160-0012	40-2160-0012
				G	41-2260-0012	40-2260-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	41-2160-0061	40-2160-0061
				G	41-2260-0061	40-2260-0061



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
MBT Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	3.8	D	41-1160-0022	40-1160-0022
				G	41-1260-0022	40-1260-0022
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	D	41-1160-0110	40-1160-0110
				G	41-1260-0110	40-1260-0110
.022"x.028"	-14°	10°D	3.8	D	41-2160-0022	40-2160-0022
				G	41-2260-0022	40-2260-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	D	41-2160-0110	40-2160-0110
				G	41-2260-0110	40-2260-0110



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type, 1 ^{ère} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.6	D	41-1160-0034	40-1160-0034
				G	41-1260-0034	40-1260-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	3.6	D	41-2160-0034	40-2160-0034
				G	41-2260-0034	40-2260-0034

Non convertibles



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
GET, 1 ^{ère} Molaire					
.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	R	40-2160-0510
				L	40-2260-0510
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2160-0511
				L	40-2260-0511
GET, 2 ^{ème} Molaire					
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2170-0120
				L	40-2270-0120



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Roth Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire					
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	40-1170-0013
				G	40-1270-0013
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	40-2170-0013
				G	40-2270-0013



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire						
.022"x.028"	-10°	14°D	3.0	D	41-2170-0039	40-2170-0039
				G	41-2270-0039	40-2270-0039



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.2	D	—	40-1170-0014
				G	—	40-1270-0014
.022"x.028"	-14°	14°D	4.2	D	41-2170-0014	40-2170-0014
				G	41-2270-0014	40-2270-0014



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	0°	4.0	D	—	40-1170-0063
				G	—	40-1270-0063
.022"x.028"	-14°	0°	4.0	D	41-2170-0063	40-2170-0063
				G	41-2270-0063	40-2270-0063



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Roth Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	D	41-1170-0012	40-1170-0012
				G	41-1270-0012	40-1270-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	D	41-2170-0012	40-2170-0012
				G	41-2270-0012	40-2270-0012



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Extra-Torque, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-20°	20°D	4.0	D	41-1170-0032	40-1170-0032
				G	41-1270-0032	40-1270-0032
.022"x.028"	-20°	20°D	4.0	D	41-2170-0032	40-2170-0032
				G	41-2270-0032	40-2270-0032



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
MBT Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	D	—	40-1170-0022
				G	—	40-1270-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	D	41-2170-0022	40-2170-0022
				G	41-2270-0022	40-2270-0022



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à souder
Alexander Type Extension Distale, 2 ^{ème} Molaire						
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	D	41-2170-0075	
				G	41-2270-0075	

Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	4.0	D	41-1170-0034	40-1170-0034
				G	41-1270-0034	40-1270-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	D	41-2170-0034	40-2170-0034
				G	41-2270-0034	40-2270-0034

Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	D	41-1170-0048	40-1170-0048
				G	41-1270-0048	40-1270-0048
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	D	41-2170-0048	40-2170-0048
				G	41-2270-0048	40-2270-0048

Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Andrews Type Base Large, 2 ^{ème} Molaire					
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	D	40-1170-0049
				G	40-1270-0049
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	D	40-2170-0049
				G	40-2270-0049



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Andrews Type Entrée Élargie, 1 ^{ère} Molaire						
.022"x.028"	-10°	7°D	5.5	D	40-2160-0035	
				G	40-2260-0035	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					à souder	à coller
Andrews Type Entrée Élargie, 2 ^{ème} Molaire (Peucat)						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.5	D	41-1170-0018	40-1170-0018
				G	41-1270-0018	40-1270-0018
.022"x.028"	-10°	7°D	3.5	D	41-2170-0018	40-2170-0018
				G	41-2270-0018	40-2270-0018



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à souder
Planché Type, 2 ^{ème} Molaire						
.022"x.028"	-20°	14°D	4.2	D	41-2170-0071	
				G	41-2270-0071	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Polar, 2 ^{ème} Molaire						
.018"x.025"	-25°	6°D	4.0	D	40-1170-0029	
				G	40-1270-0029	



Dimensions	Torque	Rotation	Long. mm	D/G	Référence	
					Sans crochet	Avec crochet
Mini Eruption tube pour, 2 nd Molaire						
.018"x.025"	-10°	0°D	2.0	D	40-1170-0112	40-1170-0019
				G	40-1270-0112	40-1270-0019
.022"x.028"	-10°	0°D	2.0	D	40-2170-0112	40-2170-0019
				G	40-2270-0112	40-2270-0019



Doubles Tubes Maxillaires

1^{ère} Molaire (convertible) Sans F.E.O.



Dimensions	Torque	Rot. Slot & Aux.	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Roth Type convertible					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-1160-0011	40-1160-0011
			G	41-1260-0011	40-1260-0011
.022"x.028" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-2160-0011	40-2160-0011
			G	41-2260-0011	40-2260-0011



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Roth Type convertible					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	D	41-1160-0055	40-1160-0055
			G	41-1260-0055	40-1260-0055
.022"x.028" / .022"x.028"	-14°	14°D	D	41-2160-0055	40-2160-0055
			G	41-2260-0055	40-2260-0055



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
MBT Type convertible					
.018" x.025"	-14°	10°D	D	41-1160-0104	40-1160-0104
			G	41-1260-0104	40-1260-0104
.022" x.028"	-14°	10°D	D	41-2160-0104	40-2160-0104
			G	41-2260-0104	40-2260-0104



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
MBT Type convertible					
.018"x.025"	-14°	0°D	D	41-1160-0105	40-1160-0105
			G	41-1260-0105	40-1260-0105
.022"x.028"	-14°	0°D	D	41-2160-0105	40-2160-0105
			G	41-2260-0105	40-2260-0105



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence	
				à souder	à coller
Extra Torque convertible					
.018"x.025"	-20°	20°D	D	41-1160-0030	40-1160-0030
			G	41-1260-0030	40-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°D	D	41-2160-0030	40-2160-0030
			G	41-2260-0030	40-2260-0030



Dimensions	Torque	Rot. Slot	D/G	Référence à coller
Extra Torque convertible base large				
.022"x.028"	-20°	20°D	D	40-2160-0031
			G	40-2260-0031

Avec F.E.O.



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-1160-0054
				G	41-1260-0054
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0054
				G	41-2260-0054



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence
					à souder
MBT Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-14°	10°D	0°	D	41-1160-0021
				G	41-1260-0021
.022"x.028"	-14°	10°D	0°	D	41-2160-0021
				G	41-2260-0021



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence	
					à souder	à coller
MBT Type convertible F.E.O. .045"/gingival						
.018"x.025"	-14°	10°D	10°D	D	—	40-1160-0020
				G	—	40-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	10°D	D	41-2160-0020	40-2160-0020
				G	41-2260-0020	40-2160-0020



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel non convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0080
				G	41-2260-0080
.022"x.028"	0°	6°	6°D	D	41-2160-0082
				G	41-2260-0082



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel Type convertible F.E.O. .051"/occlusal					
.022"x.028"	0°	14°D	7°D	D	41-2160-0083
				G	41-2260-0083



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Alexander Type convertible F.E.O. .045"/ocular					
.018"x.025"	-10°	14°D	7°D	D	41-1160-0073
				G	41-1260-0073
.022"x.028"	-10°	14°D	7°D	D	41-2160-0073
				G	41-2260-0073



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder	Référence à coller
Andrews Type convertible F.E.O. .045"/ocular						
.018"x.025"	-10°	7°	7°D	D	41-1160-0079	40-1160-0079
				G	41-1260-0079	40-1260-0079
.022"x.028"	-10°	7°	7°D	D	41-2160-0079	40-2160-0079
				G	41-2260-0079	40-2260-0079



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type convertible F.E.O. .051"/ocular					
.022"x.028"	-10°	6°	0°	D	41-2160-0087
				G	41-2260-0087



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	D	41-1160-0033
				G	41-1260-0033
.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	D	41-2160-0033
				G	41-2260-0033



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Andrews Type non convertible - F.E.O. .045"/ocular					
.018"x.025"	-10°	6°D	0°	D	41-1160-0086
				G	41-1260-0086
.022"x.028"	-10°	6°D	0°	D	41-2160-0086
				G	41-2260-0086



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045"/ocular					
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0077
				G	41-1260-0077
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0077
				G	41-2260-0077



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise non convertible - F.E.O. .045"/ocular					
.018"x.025"	0°	0°	0°	D	41-1160-0084
				G	41-1260-0084
.022"x.028"	0°	0°	0°	D	41-2160-0084
				G	41-2260-0084



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045"/ocular					
.018"x.025"	0°	6°D	6°D	D	41-1160-0081
				G	41-1260-0081
.022"x.028"	0°	6°D	6°D	D	41-2160-0081
				G	41-2260-0081



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise non convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0085
				G	41-2260-0085



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Planché Type convertible F.E.O. .045"/gingival					
.022"x.028"	-14°	14°D	0°	D	41-2160-0070
				G	41-2260-0070



Triples Tubes Maxillaires 1^{ère} molaire



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
GET convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028"	-20°	10°D	0°	D	41-2160-0500
				G	41-2260-0500
.022"x.028"	-20°	0°	0°	D	41-2160-0501
				G	41-2260-0501



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-1160-0010
				G	41-1260-0010
.022"x.028" / .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0010
				G	41-2260-0010
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.022"x.028" / .022"x.028"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0050
				G	41-2260-0050



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .045"/occlusal					
.018"x.025"	-14°	0°	0°	D	41-1160-0051
				G	41-1260-0051
.022"x.028"	-14°	0°	0°	D	41-2160-0051
				G	41-2260-0051



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Roth Type convertible F.E.O. .051\"/occlusal					
.022\"x.028\"	-14°	14°D	14°D	D	41-2160-0052
				G	41-2260-0052
.022\"x.028\"	-14°	0°	0°	D	41-2160-0053
				G	41-2260-0053



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Slot Aux.	D/G	Référence à souder
MBT Type convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	-14°	10°	.018\"x.025\"	D	41-1160-0111
				G	41-1260-0111
.022\"x.028\"	-14°	10°	.018\"x.025\"	D	41-2160-0111
				G	41-2260-0111



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type convertible F.E.O. .045\"/gingival					
.018\"x.025\"	0°	15°D	15°D	D	41-1160-0042
				G	41-1260-0042
.018\"x.025\"	0°	0°	0°	D	41-1160-0041
				G	41-1260-0041
.022\"x.028\"	0°	0°	0°	D	41-2160-0041
				G	41-2260-0041



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type non convertible - F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	0°	0°	0°	D	41-1160-0040
				G	41-1260-0040
.022\"x.028\"	0°	0°	0°	D	41-2160-0040
				G	41-2260-0040



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Cetlin Type convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.022\"x.028\"	-14°	14°D	7°D	D	41-2160-0036
				G	41-2260-0036



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Edgewise convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	0°	6°D	0°	D	41-1160-0065
				G	41-1260-0065
.022\"x.028\"	0°	6°D	0°	D	41-2160-0065
				G	41-2260-0065



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Polar convertible F.E.O. .045\"/gingival					
.018\"x.025\"	-20°	10°D	0°	D	41-1160-0027
				G	41-1260-0027



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Hilgers convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	-10°	15°D	0°	D	41-1160-0046
				G	41-1260-0046
.022\"x.028\"	-10°	15°D	0°	D	41-2160-0046
				G	41-2260-0046



Dimensions	Torque	Rot. Slot	Rotation F.E.O.	D/G	Référence à souder
Melsen convertible F.E.O. .045\"/occlusal					
.018\"x.025\"	-10°	8°D	0°	D	41-1160-0068
				G	41-1260-0068
.022\"x.028\"	-10°	8°D	0°	D	41-2160-0068
				G	41-2260-0068

Simples Tubes Mandibulaires 1^{ère} molaire convertibles



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	4.0	D	41-1460-0012	40-1460-0012
					G	41-1360-0012	40-1360-0012
.018"x.025"	-30°	0°	4°D	4.0	D	41-1460-0062	40-1460-0062
					G	41-1360-0062	40-1360-0062
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	4.0	D	41-2460-0012	40-2460-0012
					G	41-2360-0012	40-2360-0012
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	4.0	D	41-2460-0062	40-2460-0062
					G	41-2360-0062	40-2360-0062



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
MBT Type							
.018"x.025"	-20°	0°	0°	3.8	D	41-1460-0119	40-1460-0119
					G	41-1360-0119	40-1360-0119
.018"x.025"	-10°	0°	0°	4.0	D	41-1460-0076	40-1460-0076
					G	41-1360-0076	40-1360-0076
.022"x.028"	-20°	0°	0°	3.8	D	41-2460-0119	40-2460-0119
					G	41-2360-0119	40-2360-0119
.022"x.028"	-10°	0°	0°	4.0	D	41-2460-0076	40-2460-0076
					G	41-2360-0076	40-2360-0076



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Alexander Type							
.018"x.025"	-22°	-6°	5°D	3.8	D	41-1460-0074	—
					G	41-1360-0074	—
.022"x.028"	-22°	-6°	5°D	3.8	D	41-2460-0074	—
					G	41-2360-0074	—



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Andrews Type							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	3.6	D	41-1460-0034	40-1460-0034
					G	41-1360-0034	40-1360-0034
.022"x.028"	-25°	0°	0°	3.6	D	41-2460-0034	40-2460-0034
					G	41-2360-0034	40-2360-0034



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à souder
Planché Type							
.022"x.028"	-25°	-6°	6°D	4.0	D	41-2460-0121	
					G	41-2360-0121	



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Edgewise							
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	D	40-2460-0092	
					G	40-2360-0092	



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	D	41-1460-0093	40-1460-0093
					G	41-1360-0093	40-1360-0093
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	D	41-2460-0093	40-2460-0093
					G	41-2360-0093	40-2360-0093



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G		Référence à coller
Polar							
.018"x.025"	-22°	0°	4°D	4.0	D	40-2460-0029	
					G	40-2360-0029	

Non convertibles 2^{ème} molaire



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	6°D	4.0	D	41-1470-0012	40-1470-0012
					G	41-1370-0012	40-1370-0012
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	4.0	D	41-1470-0064	40-1470-0064
					G	41-1370-0064	40-1370-0064
.022"x.028"	-25°	0°	6°D	4.0	D	41-2470-0012	40-2470-0012
					G	41-2370-0012	40-2370-0012
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	D	41-2470-0064	40-2470-0064
					G	41-2370-0064	40-2370-0064



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
MBT Type							
.018"x.025"	-10°	0°	0°	3.2	D	41-1470-0022	—
					G	41-1370-0022	—
.022"x.028"	-10°	0°	0°	3.2	D	41-2470-0022	—
					G	41-2370-0022	—



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Alexander Type						
.022"x.028"	-27°	-10°	6°D		D	40-2470-0074
					G	40-2370-0074



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Andrews Type						
.018"x.025"	-25°	0°	0°	4.0	D	40-1470-0034
					G	40-1370-0034
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	D	40-1470-0049
					G	40-1370-0049
.022"x.028"	-25°	0°	0°	4.0	D	40-2470-0034
					G	40-2370-0034
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	D	40-2470-0049
					G	40-2370-0049



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Andrews Type Entrée Large (Peucat)							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.5	D	41-1470-0018	40-1470-0018
					G	41-1370-0018	40-1370-0018
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.5	D	41-2470-0018	40-2470-0018
					G	41-2370-0018	40-2370-0018



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Polar						
.018"x.025"	-25°	5°	7°D	4	D	40-1470-0029
					G	40-1370-0029



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.6	D	—	40-1470-0094
					G	—	40-1370-0094
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	D	41-1470-0095	40-1470-0095
					G	41-1370-0095	40-1370-0095
.018"x.025"	0°	0°	6°D	4.0	D	—	40-1470-0096
					G	—	40-1370-0096
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.6	D	41-2470-0094	40-2470-0094
					G	41-2370-0094	40-2370-0094
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	D	41-2470-0095	40-2470-0095
					G	41-2370-0095	40-2370-0095
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	D	41-2470-0096	40-2470-0096
					G	41-2370-0096	40-2370-0096



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	6°D	3.2	D	—	40-1470-0097
					G	—	40-1370-0097
.018"x.025"	0°	0°	0°	3.2	D	—	40-1470-0098
					G	—	40-1370-0098
.022"x.028"	0°	0°	6°D	3.2	D	41-2470-0097	40-2470-0097
					G	41-2370-0097	40-2370-0097
.022"x.028"	0°	0°	0°	3.2	D	41-2470-0098	40-2470-0098
					G	41-2370-0098	40-2370-0098



Dimensions	Torque	Ang.	Rotation	Long. mm	D/G	Référence à coller
Small						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0048
					L	40-1370-0048
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0048
					L	40-2370-0048



Dimensions	Torque	Ang.	Rota- tion	Long. mm	D/G	Référence	
						Sans crochet	Avec crochet
Mini Eruption Tube pour 2 nd Molaire							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	2.0	D	40-1470-0112	40-1470-0019
					G	40-1370-0112	40-1370-0019
.022"x.028"	-25°	0°	0°	2.0	D	40-2470-0112	40-2470-0019
					G	40-2370-0112	40-2370-0019



Doubles Tubes Mandibulaires 1^{ère} molaire Convertible avec tube bumper



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Bi-Dimensionnel Type convertible .051"/gingival						
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	D	41-2460-0067
					G	41-2360-0067



Dimensions	Torque & Aux.	Ang. tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Cetlin Type .045"/gingival						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	5M	D	41-1460-0037
					G	41-1360-0037
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	5M	D	41-2460-0037
					G	41-2360-0037

Convertible



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0011	40-1460-0011
					G	41-1360-0011	40-1360-0011
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0011	40-2460-0011
					G	41-2360-0011	40-2360-0011



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type crochet occlusal							
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0058	40-2460-0058
					G	41-2360-0058	40-2360-0058



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Roth Type crochet gingival							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-1460-0060	—
					G	41-1360-0060	—
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0060	40-2460-0060
					G	41-2360-0060	40-2360-0060



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Extra-Torque							
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0070	—
					G	41-1360-0070	—
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0070	40-2460-0070
					G	41-2360-0070	40-2360-0070



Dimensions	Torque Slot & Aux.	Ang. tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	D/G	Référence à coller
Extra-Torque Base Large						
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	D	40-1460-0031
					G	40-1360-0031
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	D	40-2460-0031
					G	40-2360-0031



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Bio-Progressive							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0045	40-1660-0045
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0045	40-2660-0045



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence
						à souder
Polar						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	D	41-1460-0028
					G	41-1360-0028



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence
						à souder
Hilgers						
.018"x.025"	-27°	0°	12°D	0°	D	41-1460-0047
					G	41-1360-0047
.022"x.028"	-27°	0°	12°D	0°	D	41-2460-0047
					G	41-2360-0047



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Melsen						
.018"x.025"	-27°	0°	8°D	0°	D	41-1460-0069
					G	41-1360-0069
.022"x.028"	-27°	0°	8°D	0°	D	41-2460-0069
					G	41-2360-0069



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Bio-Progressive Type double convertible						
.022"x.028"	-20°	0°	10°	-5°	D	41-2460-0103
					G	41-2360-0103

Non convertible



Dimensions	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence à souder
Roth Type						
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	D	41-2460-0059
					G	41-2360-0059
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	0°	D	41-2460-0109
					G	41-2360-0109



Dimensions	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	D/G	Référence	
						à souder	à coller
Bio-Progressive							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0044	40-1660-0044
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0044	40-2660-0044

Attachements Linguaux à Coller

Bouton à Coller			Référence
		Base Plate	42-0020-0000
		Base Courbe	42-0010-0000
		Base Courbe Rhodium	42-0010-RH00

Cleat à Coller			Référence
		Base Plate	42-0060-0000
		Base Courbe	42-0050-0000
		Eyelet	42-0070-0000

Bouton Chirurgical			Référence
		Base Courbe	42-0030-0000
		Base Plate	42-0040-0000



Chainette en or par 5			Référence
		Base ronde	42-3150-0000
		Base rectangulaire	42-3160-0000

Bouton Céramique Freddy™			Référence
		Base Courbe	44-1010-0000

Attachements Linguaux à Souder

Bouton Lingual		Référence
	Petit Plat	43-0310-0000
	Medium Plat	43-0320-0000
	Medium Courbe	43-0300-0000

Cleat Lingual		Référence
	Petit	43-0210-0000
	Medium	43-0220-0000
	Grand	43-0230-0000
	Large Optionnel	43-0240-0000

Crochets Linguaux		Référence	
		Molaire	43-0390-0000
		Boule	43-0380-0000

Fourreaux Linguaux	Référence	
	Standard	43-0250-0000
	Cetlin gauche 8° offset avec V-Stop et crochet	43-027L-0000
	Cetlin droit 8° offset avec V-Stop et crochet	43-027R-0000
	Avec crochet gauche et V-Stop	43-028L-0000
	Avec crochet droit et V-Stop	43-028R-0000
	Sans V-Stop	43-0260-0000
	Avec ailes de Rotation et V-Stop, haut gauche et bas droit	43-042L-0000
	Avec alies de Rotation et V-Stop, bas gauche et haut droit	43-042R-0000
	courbe sans V-Stop	43-0430-0000

Seating lug	Référence	
	Plat	43-0340-0000
	Courbe	43-0350-0000

