





Katalog N°6

Bukkalröhrchen



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gcorthodontics.eu

Buccal Tubes

Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)119

Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE.....121

LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)123

AXCESS Röhrchen125

Oberkiefer Einfachröhrchen.....127

konvertierbar127

nicht konvertierbar128

Oberkiefer Zweifachröhrchen133

1. Molar (konvertierbar).....133

ohne HG-Röhrchen.....133

1. Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen134

Oberkiefer Dreifachröhrchen139

1. Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen.....139

Unterkiefer Einfachröhrchen 1. Molar142

konvertierbar142

Einfachröhrchen 2. Molar144

nicht konvertierbar144

Unterkiefer Zweifachröhrchen 1 Molar147

konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen147

konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen148

nicht konvertierbar150

Linguale Klebeattachments151

Linguale Schweißattachments.....152

Röhrchen LEGEND LP (Low Profile)

Einfachröhrchen Roth Type

Zahn	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer					
OK6	-14°	14°	R	40-1160-0114	40-2160-0114
			L	40-1260-0114	40-2260-0114
OK7	-14°	14°	R	40-1170-0114	40-2170-0114
			L	40-1270-0114	40-2270-0114
Unterkiefer					
UK6	-25°	4°	R	40-1460-0114	40-2460-0114
			L	40-1360-0114	40-2360-0114
UK7	-24°	6°	R	40-1470-0114	40-2470-0114
			L	40-1370-0114	40-2370-0114

Einfachröhrchen MBT*

Zahn	Torque	Rotation	Angulation	R/L	Artikelnummer	
					.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer						
OK6	-14°	10°	0°	R	—	40-2160-0106
				L	—	40-2260-0106
OK7	-20°	10°	0°	R	40-1170-0120	40-2170-0120
				L	40-1270-0120	40-2270-0120
OK7 (kurz)	-20°	10°	0°	R	—	40-2170-0007
				L	—	40-2270-0007
Unterkiefer						
UK6	-25°	0°	-1°	R	—	40-2460-0007
				L	—	40-2360-0007
UK7	-20°	0°	0°	R	40-1470-0120	40-2470-0120
				L	40-1370-0120	40-2370-0120
UK7 (kurz)	-20°	0°	-1°	R	—	40-2470-0007
				L	—	40-2370-0007



Einfachröhrchen MBT*

Zahn	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				.018"x.025"	.022"x.028"
Oberkiefer					
OK 6	-14°	10°	R	40-1160-0106	40-2160-0106
			L	40-1260-0106	40-2260-0106
OK 6	-14°	0°	R	40-1160-0107	40-2160-0107
			L	40-1260-0107	40-2260-0107
OK 7	-14°	10°	R	40-1170-0106	40-2170-0106
			L	40-1270-0106	40-2270-0106
OK 7	-14°	0°	R	40-1170-0107	40-2170-0107
			L	40-1270-0107	40-2270-0107
Unterkiefer					
UK 6	-20°	0°	R	40-1460-0106	40-2460-0106
			L	40-1360-0106	40-2360-0106
UK 7	-10°	0°	R	40-1470-0106	40-2470-0106
			L	40-1370-0106	40-2370-0106



Einfachröhrchen GET

Dimension .022" x.028", Länge 4,0 mm	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Klebbar	Schweißbar
Oberkiefer					
OK 6	-20°	10°D	R	40-2160-0510	—
			L	40-2260-0510	—
	-20°	0°	R	40-2160-0511	—
			L	40-2260-0511	—
OK 7	-25°	6°D	R	40-2170-0510	41-2170-0510
			L	40-2270-0510	41-2270-0510
	-25°	0°	R	40-2170-0511	41-2170-0511
			L	40-2270-0511	41-2270-0511



Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Auf den ersten Molaren wird das EXPERIENCE System durch selbstligierende Röhrchen ergänzt. Diese verfügen über die gleichen Vorteile wie die EXPERIENCE Brackets:

- Clip, einfach über die Vestibularfläche zOK öffnen und mit dem Finger zOK schließen
- Große, sandgestrahlte Basis
- Flaches Profil: Komfortabler für den Patienten
- Verfügbar in Roth-, McLaughlin/Bennett/Trevisi- sowie XT-Technik.
- zwei Klebepads Größen verfügbar: Standard Basis und schmale Basis



Selbstligierende Einfachröhrchen Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Klebbar	Klebbar SB
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	14°D	R	20-1160-0010	—
			L	20-1260-0010	—
.022"x.028"	-10°	14°D	R	20-2160-0010	20-2160-S010
			L	20-2260-0010	20-2260-S010

Selbstligierende Einfachröhrchen MBT* Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer		Artikelnummer
				Klebbar	Klebbar SB	Schweißbar
Oberkiefer						
.018"x.025"	-14°	10°D	R	20-1160-0020	20-1160-S020	22-1160-0020
			L	20-1260-0020	20-1260-S020	22-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	R	20-2160-0020	20-2160-S020	22-2160-0020
			L	20-2260-0020	20-2260-S020	22-2260-0020

Selbstligierende Zweifachröhrchen Extra Torque

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Klebbar
Oberkiefer				
.018"x.025"	-20°	20°	R	20-1160-0030
			L	20-1260-0030
.022"x.028"	-20°	20°	R	20-2160-0030
			L	20-2260-0030

Selbstligierende Molarenröhrchen EXPERIENCE

Selbstligierendes Einfachröhrchen Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Klebbar	Klebbar SB
Unterkiefer					
.018"x.025"	-25°	4°D	R	20-1460-0010	—
			L	20-1360-0010	—
.022"x.028"	-25°	4°D	R	20-2460-0010	20-2460-S010
			L	20-2360-0010	20-2360-S010

Selbstligierendes Einfachröhrchen MBT* Type

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer		Artikelnummer
				Klebbar	Klebbar SB	Weldable
Unterkiefer						
.018"x.025"	-20°	0°	R	20-1460-0020	20-1460-S020	22-1460-0020
			L	20-1360-0020	20-1360-S020	22-1360-0020
.022"x.028"	-20°	0°	R	20-2460-0020	20-2460-S020	22-2460-0020
			L	20-2360-0020	20-2360-S020	22-2360-0020

Selbstligierendes Einfachröhrchen Extra Torque

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Schweißbar
Unterkiefer				
.022"x.028"	-14°	4°	R	20-2460-0032
			L	20-2360-0032

Selbstligierendes Zweifachröhrchen Extra Torque

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer
				Klebbar
Unterkiefer				
.018"x.025"	-10°	4°	R	20-1460-0030
			L	20-1360-0030
.022"x.028"	-10°	4°	R	20-2460-0030
			L	20-2360-0030

LEGEND LE Röhrchen (Large Entrance)

2. Molar Klebbar

Nicht konvertierbares Einfachöhrchen. Der trichterförmige Eingang erleichtert das Einführen des Bogens. Einfaches Positionieren und gute Passform durch die anatomische Form der Basis.



Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Oberkiefer				
.018"x.025"	-14°	14°D	40-1170-0099	40-1270-0099
.022"x.028"	-14°	14°D	40-2170-0099	40-2270-0099

Andrews Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Oberkiefer				
.018"x.025"	-9°	7°D	40-1170-0100	40-1270-0100
.022"x.028"	-9°	7°D	40-2170-0100	40-2270-0100

Roth Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-30°	6°D	40-1470-0099	40-1370-0099
.022"x.028"	-30°	6°D	40-2470-0099	40-2370-0099

Andrews Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-25°	0°	40-1470-0100	40-1370-0100
.022"x.028"	-25°	0°	40-2470-0100	40-2370-0100

MBT* Type

Dimensionen	Torque	Rotation	Artikelnummer	
			R	L
Unterkiefer				
.018"x.025"	-10°	0°	40-1470-0101	40-1370-0101
.022"x.028"	-10°	0°	40-2470-0101	40-2370-0101



AXCESS Röhrchen

Diese nicht konvertierbaren Bukkalröhrchen werden im MIM-Spritzguß-Verfahren hergestellt. Sie sind sowohl klebbar als auch schweißbar erhältlich.

Zweifachröhrchen 1. Molar HG .045"

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	6°D	R	41-1160-0023	
			L	41-1260-0023	
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1160-0024	
			L	41-1260-0024	
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0023	
			L	41-2260-0023	
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2160-0024	
			L	41-2260-0024	

Einfachröhrchen 1. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1160-0025
			L	—	40-1260-0025
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1160-0026	40-1160-0026
			L	41-1260-0026	40-1260-0026
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2160-0025	40-2160-0025
			L	41-2260-0025	40-2260-0025
.022"x.028"	0°	6°D	R	—	40-2160-0026
			L	—	40-2260-0026

Einfachröhrchen 2. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Oberkiefer					
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1170-0088
			L	—	40-1270-0088
.018"x.025"	0°	0°	R	—	40-1170-0090
			L	—	40-1270-0090
.018"x.025"	-10°	0°	R	—	40-1170-0091
			L	—	40-1270-0091
.018"x.025"	-10°	6°D	R	—	40-1170-0025
			L	—	40-1270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	R	41-2170-0025	40-2170-0025
			L	41-2270-0025	40-2270-0025
.022"x.028"	-10°	6°D	R	—	40-2170-0088
			L	—	40-2270-0088
.022"x.028"	0°	0°	R	—	40-2170-0090
			L	—	40-2270-0090
.022"x.028"	-10°	0°	R	—	40-2170-0091
			L	—	40-2270-0091

AXCESS Röhrchen

Einfachröhrchen 1. Molar

Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Unterkiefer					
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2460-0025	40-2460-0025
			L	41-2360-0025	40-2360-0025
.018"x.025"	-25°	6°D	R	41-1460-0025	40-1460-0025
			L	41-1360-0025	40-1360-0025
.022"x.028"	0°	6°D	R	41-2460-0026	40-2460-0026
			L	41-2360-0026	40-2360-0026
.018"x.025"	0°	6°D	R	41-1460-0026	40-1460-0026
			L	41-1360-0026	40-1360-0026



Dimensionen	Torque	Rotation	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Unterkiefer					
.018"x.025"	-25°	6°D	R	—	40-1470-0025
			L	—	40-1370-0025
.018"x.025"	0°	0°	R	—	40-1470-0090
			L	—	40-1370-0090
.018"x.025"	-25°	0°	R	—	40-1470-0091
			L	—	40-1370-0091
.022"x.028"	-25°	6°D	R	41-2470-0025	40-2470-0025
			L	41-2370-0025	40-2370-0025
.022"x.028"	-25°	6°D	R	—	40-2470-0089
			L	—	40-2370-0089
.022"x.028"	0°	0°	R	—	40-2470-0090
			L	—	40-2370-0090
.022"x.028"	-25°	6°D	R	—	40-2470-0091
			L	—	40-2370-0091



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-10°	14°D	4.0	R	41-1160-0012	40-1160-0012
				L	41-1260-0012	40-1260-0012
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1160-0061	40-1160-0061
				L	41-1260-0061	40-1260-0061
.022"x.028"	-10°	14°D	4.0	R	41-2160-0012	40-2160-0012
				L	41-2260-0012	40-2260-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2160-0061	40-2160-0061
				L	41-2260-0061	40-2260-0061



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-14°	10°D	3.8	R	41-1160-0022	40-1160-0022
				L	41-1260-0022	40-1260-0022
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	41-1160-0110	40-1160-0110
				L	41-1260-0110	40-1260-0110
.022"x.028"	-14°	10°D	3.8	R	41-2160-0022	40-2160-0022
				L	41-2260-0022	40-2260-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2160-0110	40-2160-0110
				L	41-2260-0110	40-2260-0110



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 1. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.6	R	41-1160-0034	40-1160-0034
				L	41-1260-0034	40-1260-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	3.6	R	41-2160-0034	40-2160-0034
				L	41-2260-0034	40-2260-0034

nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
GET, 1. Molar					
.022"x.028"	-20°	10°D	4.0	R	40-2160-0510
				L	40-2260-0510
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2160-0511
				L	40-2260-0511
GET, 2. Molar					
.022"x.028"	-20°	0°	4.0	R	40-2170-0120
				L	40-2270-0120



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Roth Type Distale Verlängerung, 2. Molar					
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	40-1170-0013
				L	40-1270-0013
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	40-2170-0013
				L	40-2270-0013



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type Distale Verlängerung, 2. Molar						
.022" x.028"	-10°	14°D	3.0	R	41-2170-0039	40-2170-0039
				L	41-2270-0039	40-2270-0039



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.2	R	—	40-1170-0014
				L	—	40-1270-0014
.022"x.028"	-14°	14°D	4.2	R	41-2170-0014	40-2170-0014
				L	41-2270-0014	40-2270-0014



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	0°	4.0	R	—	40-1170-0063
				L	—	40-1270-0063
.022"x.028"	-14°	0°	4.0	R	41-2170-0063	40-2170-0063
				L	41-2270-0063	40-2270-0063



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Roth Type 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	14°D	4.0	R	41-1170-0012	40-1170-0012
				L	41-1270-0012	40-1270-0012
.022"x.028"	-14°	14°D	4.0	R	41-2170-0012	40-2170-0012
				L	41-2270-0012	40-2270-0012



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Extra Torque, 2. Molar						
.018"x.025"	-20°	20°D	4.0	R	41-1170-0032	40-1170-0032
				L	41-1270-0032	40-1270-0032
.022"x.028"	-20°	20°D	4.0	R	41-2170-0032	40-2170-0032
				L	41-2270-0032	40-2270-0032



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-14°	10°D	4.2	R	41-1170-0022	40-1170-0022
				L	41-1270-0022	40-1270-0022
.022"x.028"	-14°	10°D	4.2	R	41-2170-0022	40-2170-0022
				L	41-2270-0022	40-2270-0022



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	
Alexander Type Distale Verlängerung, 2. Molar						
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0075	
				L	41-2270-0075	

Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	4.0	R	41-1170-0034	40-1170-0034
				L	41-1270-0034	40-1270-0034
.022"x.028"	-10°	7°D	4.0	R	41-2170-0034	40-2170-0034
				L	41-2270-0034	40-2270-0034

Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	41-1170-0048	40-1170-0048
				L	41-1270-0048	40-1270-0048
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	41-2170-0048	40-2170-0048
				L	41-2270-0048	40-2270-0048

Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Type Andrews Type mit großer Basis, 2. Molar					
.018"x.025"	-10°	7°D	3.0	R	40-1170-0049
				L	40-1270-0049
.022"x.028"	-10°	7°D	3.0	R	40-2170-0049
				L	40-2270-0049



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Andrews Type mit großer Öffnung, 1. Molar					
.022"x.028"	-10°	7°D	5.5	R	40-2160-0035
				L	40-2260-0035



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type mit großer Öffnung, 2. Molar (Peucat)						
.018"x.025"	-10°	7°D	3.5	R	41-1170-0018	40-1170-0018
				L	41-1270-0018	40-1270-0018
.022"x.028"	-10°	7°D	3.5	R	41-2170-0018	40-2170-0018
				L	41-2270-0018	40-2270-0018



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Planché Type, 2. Molar					
.022"x.028"	-20°	14°D	4.2	R	41-2170-0071
				L	41-2270-0071



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Polar Type, 2. Molar					
.018"x.025"	-25°	6°D	4.0	R	40-1170-0029
				L	40-1270-0029



Dimensionen	Torque	Rotation	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
					ohne Hook	mit Hook
Mini Eruption Tube, 2. Molar						
.018"x.025"	-10°	0°D	2.0	R	40-1170-0112	40-1170-0019
				L	40-1270-0112	40-1270-0019
.022"x.028"	-10°	0°D	2.0	R	40-2170-0112	40-2170-0019
				L	40-2270-0112	40-2270-0019



Oberkiefer Zweifachröhrchen

1. Molar (konvertierbar) ohne HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot & Aux.	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Roth Type					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-1160-0011	40-1160-0011
			L	41-1260-0011	40-1260-0011
.022"x.028" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-2160-0011	40-2160-0011
			L	41-2260-0011	40-2260-0011



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Roth Type					
.018"x.025" / .018"x.025"	-14°	14°D	R	41-1160-0055	40-1160-0055
			L	41-1260-0055	40-1260-0055
.022"x.028" / .022"x.028"	-14°	14°D	R	41-2160-0055	40-2160-0055
			L	41-2260-0055	40-2260-0055



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
MBT* Type					
.018"x.025"	-14°	10°D	R	41-1160-0104	40-1160-0104
			L	41-1260-0104	40-1260-0104
.022"x.028"	-14°	10°D	R	41-2160-0104	40-2160-0104
			L	41-2260-0104	40-2260-0104



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
MBT* Type					
.018" x.025"	-14°	0°D	R	41-1160-0105	40-1160-0105
			L	41-1260-0105	40-1260-0105
.022" x.028"	-14°	0°D	R	41-2160-0105	40-2160-0105
			L	41-2260-0105	40-2260-0105



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer	
				Schweißbar	Klebbar
Extra Torque					
.018" x.025"	-20°	20°D	R	41-1160-0030	40-1160-0030
			L	41-1260-0030	40-1260-0030
.022" x.028"	-20°	20°D	R	41-2160-0030	40-2160-0030
			L	41-2260-0030	40-2260-0030



Dimensionen		Torque	Rotation Slot	R/L	Artikelnummer
					Klebbar
Extra Torque mit großer Basis					
.022"x.028"	-20°	20°D	R	40-2160-0031	
			L	40-2260-0031	

1. Molar (konvertierbar) mit HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Roth Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-1160-0054
				L	41-1260-0054
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0054
				L	41-2260-0054



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	
MBT* Type .045"/Okklusal						
.018"x.025"	-14°	10°D	0°	R	41-1160-0021	
				L	41-1260-0021	
.022"x.028"	-14°	10°D	0°	R	41-2160-0021	
				L	41-2260-0021	



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
MBT* Type .045"/Gingival						
.018"x.025"	-14°	10°D	10°D	R	—	40-1160-0020
				L	—	40-1260-0020
.022"x.028"	-14°	10°D	10°D	R	41-2160-0020	40-2160-0020
				L	41-2260-0020	40-2260-0020



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
BiDimensional .051"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0080
				L	41-2260-0080
.022"x.028"	0°	6°	6°D	R	41-2160-0082
				L	41-2260-0082



Dimensionen	Torque	Rot. Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
BiDimensional .051"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	14°D	7°D	R	41-2160-0083
				L	41-2260-0083



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Alexander Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	14°D	7°D	R	41-1160-0073
				L	41-1260-0073
.022"x.028"	-10°	14°D	7°D	R	41-2160-0073
				L	41-2260-0073



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer	
					Schweißbar	Klebbar
Andrews Type .045"/Okklusal						
.018"x.025"	-10°	7°	7°D	R	41-1160-0079	40-1160-0079
				L	41-1260-0079	40-1260-0079
.022"x.028"	-10°	7°	7°D	R	41-2160-0079	40-2160-0079
				L	41-2260-0079	40-2260-0079



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Andrews Type .051"/Okklusal					
.022"x.028"	-10°	6°	0°	R	41-2160-0087
				L	41-2260-0087



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Andrews Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-10°	7°D	7°D	R	41-1160-0033
				L	41-1260-0033
.022"x.028"	-10°	7°D	7°D	R	41-2160-0033
				L	41-2260-0033



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Andrews Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	6°D	0°	R	41-1160-0086
				L	41-1260-0086
.022"x.028"	-10°	6°D	0°	R	41-2160-0086
				L	41-2260-0086



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0077
				L	41-1260-0077
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0077
				L	41-2260-0077



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0084
				L	41-1260-0084
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0084
				L	41-2260-0084



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
					Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	6°D	6°D	R	41-1160-0081
				L	41-1260-0081
.022"x.028"	0°	6°D	6°D	R	41-2160-0081
				L	41-2260-0081



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
Edgewise nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0085
				L	41-2260-0085



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
Planché Type .045"/Gingival					
.022"x.028"	-14°	14°D	0°	R	41-2160-0070
				L	41-2260-0070



Oberkiefer Dreifachröhrchen

1. Molar, konvertierbar mit HG-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
GET .045"/Okklusal					
.022"x.028"	-20°	10°D	0°	R	41-2160-0500
				L	41-2260-0500
.022"x.028"	-20°	0°	0°	R	41-2160-0501
				L	41-2260-0501



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-1160-0010
				L	41-1260-0010
.022"x.028"/ .018"x.025"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0010
				L	41-2260-0010
Roth Type .045"/Okklusal					
.022"x.028"/ .022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0050
				L	41-2260-0050



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer
Roth Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-14°	0°	0°	R	41-1160-0051
				L	41-1260-0051
.022"x.028"	-14°	0°	0°	R	41-2160-0051
				L	41-2260-0051



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Roth Type .051"/Okklusal					
.022"x.028"	-14°	14°D	14°D	R	41-2160-0052
				L	41-2260-0052
.022"x.028"	-14°	0°	0°	R	41-2160-0053
				L	41-2260-0053



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
MBT* Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-14°	10°	.018"x.025"	R	41-1160-0111
				L	41-1260-0111
.022"x.028"	-14°	10°	.018"x.025"	R	41-2160-0111
				L	41-2260-0111



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Bio-Progressive Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	0°	15°D	15°D	R	41-1160-0042
				L	41-1260-0042
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0041
				L	41-1260-0041
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0041
				L	41-2260-0041



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Bio-Progressive Type nicht konvertierbar .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	0°	0°	R	41-1160-0040
				L	41-1260-0040
.022"x.028"	0°	0°	0°	R	41-2160-0040
				L	41-2260-0040



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Cetlin Type .045"/Okklusal					
.022"x.028"	-14°	14°D	7°R	R	41-2160-0036
				L	41-2260-0036



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Edgewise .045"/Okklusal					
.018"x.025"	0°	6°D	0°	R	41-1160-0065
				L	41-1260-0065
.022"x.028"	0°	6°D	0°	R	41-2160-0065
				L	41-2260-0065



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Polar Type .045"/Gingival					
.018"x.025"	-20°	10°D	0°	R	41-1160-0027
				L	41-1260-0027



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Hilgers Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	15°D	0°	R	41-1160-0046
				L	41-1260-0046
.022"x.028"	-10°	15°D	0°	R	41-2160-0046
				L	41-2260-0046



Dimensionen	Torque	Rotation Slot	Rotation HG	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Melsen Type .045"/Okklusal					
.018"x.025"	-10°	8°D	0°	R	41-1160-0068
				L	41-1260-0068
.022"x.028"	-10°	8°D	0°	R	41-2160-0068
				L	41-2260-0068

Unterkiefer Einfachröhrchen 1. Molar
konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-1460-0012	40-1460-0012
					L	41-1360-0012	40-1360-0012
.018"x.025"	-30°	0°	4°D	4.0	R	41-1460-0062	40-1460-0062
					L	41-1360-0062	40-1360-0062
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	4.0	R	41-2460-0012	40-2460-0012
					L	41-2360-0012	40-2360-0012
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	4.0	R	41-2460-0062	40-2460-0062
					L	41-2360-0062	40-2360-0062



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
MBT* Type							
.018"x.025"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-1460-0119	40-1460-0119
					L	41-1360-0119	40-1360-0119
.018"x.025"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0076	40-1460-0076
					L	41-1360-0076	40-1360-0076
.022"x.028"	-20°	0°	0°	3.8	R	41-2460-0119	40-2460-0119
					L	41-2360-0119	40-2360-0119
.022"x.028"	-10°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0076	40-2460-0076
					L	41-2360-0076	40-2360-0076



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Alexander Type							
.018"x.025"	-22°	-6°	5°D	3.8	R	41-1460-0074	—
					L	41-1360-0074	—
.022"x.028"	-22°	-6°	5°D	3.8	R	41-2460-0074	40-2460-0074
					L	41-2360-0074	40-2360-0074



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Andrews Type							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-1460-0034	40-1460-0034
					L	41-1360-0034	40-1360-0034
.022"x.028"	-25°	0°	0°	3.6	R	41-2460-0034	40-2460-0034
					L	41-2360-0034	40-2360-0034



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Schweißbar
Planché Type						
.022"x.028"	-22°	0°	6°D	4.0	R	41-2460-0071
					L	41-2360-0071
.022"x.028"	-25°	-6°	6°D	4.0	R	41-2460-0072
					L	41-2360-0072
.022"x.028"	-27°	-10°	5°D	4.0	R	41-2460-0108
					L	41-2360-0108



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Edgewise						
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	40-2460-0092
					L	40-2360-0092



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1460-0093	40-1460-0093
					L	41-1360-0093	40-1360-0093
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2460-0093	40-2460-0093
					L	41-2360-0093	40-2360-0093



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Polar Type						
.018"x.025"	-22°	0°	4°D	4.0	R	40-1460-0029
					L	40-1360-0029

Einfachröhrchen 2. Molar
nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-1470-0012	40-1470-0012
					L	41-1370-0012	40-1370-0012
.022"x.028"	-25°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0012	40-2470-0012
					L	41-2370-0012	40-2370-0012



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	41-1470-0064	40-1470-0064
					L	41-1370-0064	40-1370-0064
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	4.0	R	41-2470-0064	40-2470-0064
					L	41-2370-0064	40-2370-0064



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer
						Schweißbar
MBT* Type						
.018"x.025"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-1470-0022
					L	41-1370-0022
.022"x.028"	-10°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0022
					L	41-2370-0022



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer
						Klebbar
Alexander Type						
.022"x.028"	-27°	-10°	6°D		R	40-2470-0074
					L	40-2370-0074



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Andrews Type						
.018"x.025"	-25°	0°	0°	4.0	R	40-1470-0034
					L	40-1370-0034
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0049
					L	40-1370-0049
.022"x.028"	-25°	0°	0°	4.0	R	40-2470-0034
					L	40-2370-0034
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0049
					L	40-2370-0049



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Andrews Type große Öffnung (Peucat)							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-1470-0018	40-1470-0018
					L	41-1370-0018	40-1370-0018
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.5	R	41-2470-0018	40-2470-0018
					L	41-2370-0018	40-2370-0018



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer
						Klebbar
Polar Type						
.018"x.025"	-25°	5°	7°D	4	R	40-1470-0029
					L	40-1370-0029



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.6	R	—	40-1470-0094
					L	—	40-1370-0094
.018"x.025"	0°	0°	0°	4.0	R	41-1470-0095	40-1470-0095
					L	41-1370-0095	40-1370-0095
.018"x.025"	0°	0°	6°D	4.0	R	—	40-1470-0096
					L	—	40-1370-0096
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.6	R	41-2470-0094	40-2470-0094
					L	41-2370-0094	40-2370-0094
.022"x.028"	0°	0°	0°	4.0	R	41-2470-0095	40-2470-0095
					L	41-2370-0095	40-2370-0095
.022"x.028"	0°	0°	6°D	4.0	R	41-2470-0096	40-2470-0096
					L	41-2370-0096	40-2370-0096



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Edgewise							
.018"x.025"	0°	0°	6°D	3.2	R	—	40-1470-0097
					L	—	40-1370-0097
.018"x.025"	0°	0°	0°	3.2	R	—	40-1470-0098
					L	—	40-1370-0098
.022"x.028"	0°	0°	6°D	3.2	R	41-2470-0097	40-2470-0097
					L	41-2370-0097	40-2370-0097
.022"x.028"	0°	0°	0°	3.2	R	41-2470-0098	40-2470-0098
					L	41-2370-0098	40-2370-0098



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer Klebbar
Small						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-1470-0048
					L	40-1370-0048
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	3.0	R	40-2470-0048
					L	40-2370-0048



Dimensionen	Torque	Ang.	Rot.	Länge mm	R/L	Artikelnummer	
						ohne Hook	mit Hook
Mini Eruptionröhrchen 2. Molar							
.018"x.025"	-25°	0°	0°	2.0	R	40-1470-0112	40-1470-0019
					L	40-1370-0112	40-1370-0019
.022"x.028"	-25°	0°	0°	2.0	R	40-2470-0112	40-2470-0019
					L	40-2370-0112	40-2370-0019

Unterkiefer Zweifachröhrchen 1 Molar konvertierbar mit Lip Bumper-Röhrchen



Dimensionen		Torque Slot	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer
							Schweißbar
BiDimensional Type .051"/Gingival							
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	R	41-2460-0067	
					L	41-2360-0067	



Dimensionen	Torque & Aux.	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer
						Schweißbar
Cetlin Type .045"/Gingival						
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	5°M	R	41-1460-0037
					L	41-1360-0037
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	5°M	R	41-2460-0037
					L	41-2360-0037

konvertierbar ohne Lip Bumper-Röhrchen



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0011	40-1460-0011
					L	41-1360-0011	40-1360-0011
.022"x.028"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0011	40-2460-0011
					L	41-2360-0011	40-2360-0011



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type , Okklusal							
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0058	40-2460-0058
					L	41-2360-0058	40-2360-0058



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Roth Type, Gingival							
.018"x.025"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-1460-0060	—
					L	41-1360-0060	—
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R	41-2460-0060	40-2460-0060
					L	41-2360-0060	40-2360-0060



Dimensionen	Torque	Ang. Tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Plan Type							
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0070	—
					L	41-1360-0070	—
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	41-2460-0070	40-2460-0070
					L	41-2360-0070	40-2360-0070



Dimensionen	Torque Slot & Aux.	Ang. Tube	Rot. Slot & Aux.	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer
	Klebbar					
Extra Torque mit großer Basis						
.018"x.025"	-10°	0°	4°D	0°	R	40-1460-0031
					L	40-1360-0031
.022"x.028"	-10°	0°	4°D	0°	R	40-2460-0031
					L	40-2360-0031



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Bio-Progressive Type							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0045	40-1660-0045
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0045	40-2660-0045



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	
Polar Type							
.018"x.025"	-25°	0°	4°D	0°	R	41-1460-0028	
					L	41-1360-0028	

Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer
						Schweißbar
Hilgers Type						
.018"x.025"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-1460-0047
					L	41-1360-0047
.022"x.028"	-27°	0°	12°D	0°	R	41-2460-0047
					L	41-2360-0047



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
Schweißbar							
Melsen Type							
.018"x.025"	-27°	0°	8°D	0°	R		41-1460-0069
					L		41-1360-0069
.022"x.028"	-27°	0°	8°D	0°	R		41-2460-0069
					L		41-2360-0069



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
Schweißbar							
Bio-Progressive Type							
.022"x.028"	-20°	0°	10°	-5°	R		41-2460-0103
					L		41-2360-0103

nicht konvertierbar



Dimensionen	Torque	Ang. tube	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
Schweißbar							
Roth Type							
.022"x.028"	-30°	-1°	4°D	0°	R		41-2460-0059
					L		41-2360-0059
.022"x.028"	-30°	0°	4°D	0°	R		41-2460-0109
					L		41-2360-0109



Dimensionen	Torque Slot	Torque Aux.	Rot. Slot	Rot. Aux.	R/L	Artikelnummer	
						Schweißbar	Klebbar
Bio-Progressive Type							
.018"x.025"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-1660-0044	40-1660-0044
.022"x.028"	0°	0°	0°	0°	UNI	41-2660-0044	40-2660-0044

Linguale Klebeattachments

Knöpfchen			Artikelnummer
		Flache Basis	42-0020-0000
		Gewölbte Basis	42-0010-0000
		Gewölbte Basis Rhodium	42-0010-RH00

Häkchen			Artikelnummer
		Flache Basis	42-0060-0000
		Gewölbte Basis	42-0050-0000
		Öse	42-0070-0000

Chirurgische Knöpfchen			Artikelnummer
		Gewölbte Basis	42-0030-0000
		Flache Basis	42-0040-0000

Goldkette		Artikelnummer
	Runde Basis	42-3150-0000
	Rechteckige Basis	42-3160-0000

Freddy™ Keramikknöpfchen		Artikelnummer
		Gewölbte Basis
		44-1010-0000



Lingualhäkchen		Artikelnummer
	Klein	43-0210-0000
	Mittel	43-0220-0000
	Groß	43-0240-0000
	Sehr groß	43-0230-0000

Lingualschlösser	Artikelnummer	
	Standard	43-0250-0000
	Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen links	43-027L-0000
	Cetlin mit 8° mesialem Offset, V-Stop und Häkchen rechts	43-027R-0000
	mit Häkchen und V-Stop links	43-028L-0000
	mit Häkchen und V-Stop rechts	43-028R-0000
	Ohne V-Stop	43-0260-0000
	Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK links und UK rechts	43-042L-0000
	Mit Rotationsflügeln und V-Stop, OK rechts und UK links	43-042R-0000
	Ohne V-Stop, gekrümmt	43-0430-0000

/152

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.