



Katalog N 07

Bänder



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/orrtho

Bänder


Erläuterung der Bändermarkierung	149
Sure-Snap Molarenbänder.....	152
A-Fit Molarenbänder	153
Sure-Snap Prämolarenbänder	154

Bänder

Wir bieten zwei qualitativ hochwertige Arten von Molarenbändern an, die beide von Tomy® Inc. in Japan hergestellt werden. Unser Angebot erfasst darüber hinaus auch Prämolarenbänder.


Erläuterung der Bändermarkierung

Sure Snap Molarenbänder






A-Fit Molarenbänder



Sure-Snap Prämolarenbänder



Sure-Snap Molarenbänder

Die Sure-Snap Molarenbänder sind an der dickeren okklusalen Seite hart und an der dünneren gingivalen Seite elastisch. Der Dickenunterschied zwischen der okklusalen und der gingivalen Seite sorgt dafür, dass:

- das Band dem Druck auf den Okklusalrand gut standhält und
- es elastisch genug ist, um den Zahnbauch gut zu umschließen (gingival).

Die Sure-Snap Bänder sorgen durch ihre anatomische Molaren-Form sowie den aufgerauten Innenflächen für optimalen Halt. Die permanente Bändermarkierung sorgt für zuverlässige Lesbarkeit. Die Bänder sind in 32 Größen für den 1. Molar und in 30 Größen für den 2. Molar erhältlich.

Kits Sure-Snap 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter												1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Kits Sure-Snap 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	2	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	16	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 30 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 30 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 30 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 30 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 30 Größen

A-Fit Molarenbänder

Die A-Fit Bänder haben zusätzlich zu den Sure-Snap Bändereigenschaften eine höhere Krone, sowie eine umfassendere Größenauswahl.

Kits A-Fit 1. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
Starter									1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2														
Intro	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	2	4	4	4	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	2	2	2	6	8	8	8	10	12	12	12	12	12	12	10	10	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Kits A-Fit 2. Molar - Inhalt pro Quadrant

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter											1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2									
Intro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Standard	1	1	1	1	2	2	2	3	4	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Master	1	1	1	2	2	2	4	4	6	6	8	10	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	4	4	2	2	2	2	1	1	1

Erster Molar Oberkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 34 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 34 Größen

Erster Molar Unterkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 34 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 34 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 34 Größen

Zweiter Molar Oberkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Zweiter Molar Unterkiefer

Kit Starter: 25 Bänder sortiert, 13 Größen
Kit Intro: 50 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Standard: 100 Bänder sortiert, 32 Größen
Kit Master: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Sure-Snap Prämolarenbänder

Diese Bänder entsprechen in der Fertigungsqualität den Molarenbändern. Sie sind in drei anatomischen Formen erhältlich:

- Prämolaren Oberkiefer (32 Größen)
- 1. Prämolaren Unterkiefer (25 Größen)
- 2. Prämolaren Unterkiefer (27 Größen)

Dank der anatomischen Formen bilden die Sure-Snap Prämolarenbänder eine optimale Alternative zur Verwendung von Brackets bei starken Rotationen oder Bondingproblemen.

Kits Sure-Snap Prämolarenbänder Oberkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2						
Intro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Standard	2	2	2	2	2	4	6	6	6	6	6	8	8	10	12	14	14	14	12	10	8	8	6	6	6	4	4	4	2	2	2	2
Master	4	4	4	6	6	10	10	14	14	16	16	16	18	18	20	22	22	22	20	18	16	16	14	14	12	12	8	8	8	4	4	4

Kits Sure-Snap 1. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
Starter			2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
Intro	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	6	6	8	8	8	8	4	4	4	4	2	2	2	2						
Standard	2	2	2	2	4	4	8	8	8	8	10	12	12	18	18	18	18	10	8	8	8	4	4	2	2						
Master	4	4	4	6	6	8	8	14	14	18	18	24	24	36	36	36	36	24	24	16	16	8	8	4	4						

Kits Sure-Snap 2. Prämolarenbänder Unterkiefer - Inhalt pro Kiefer

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Starter						1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
Intro						2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	6	6	8	8	8	6	6	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Standard						2	2	2	4	4	6	6	6	8	10	12	14	16	16	16	14	12	10	8	6	6	6	4	4	2	2	2
Master						2	4	4	6	8	10	12	12	16	20	26	28	34	34	34	28	26	20	16	14	12	10	8	6	4	4	2

Prämolaren Oberkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 22 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 32 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 32 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 32 Größen

1. Prämolaren Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 13 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 25 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 25 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 25 Größen

2. Prämolaren Unterkiefer

Kit Starter: 50 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Intro: 100 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Standard: 200 Bänder sortiert, 27 Größen

Kit Master: 400 Bänder sortiert, 27 Größen