




Catalogue N°7

Brackets



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/ortho



Brackets

Brackets «Made in Japan» par TOMY Inc.	13
Brackets disponibles par prescription	14
Informations de torque, angulation et rotation par prescription	15
Codes Couleurs par prescription	16
Gamme EXPERIENCE™ : Brackets auto-ligaturants interactifs	19
Prescription GET/TGO	21
EXPERIENCE™ metal	27
EXPERIENCE™ metal Rhodium.....	35
EXPERIENCE™ mini metal	39
EXPERIENCE™ mini metal Rhodium	45
EXPERIENCE™ ceramic	51
EXPERIENCE™ mini ceramic	59
EXPERIENCE L™	63
EXPERIENCE LSB (Small Base)	65
Chic. mini.....	70
Chic.....	72
LEGEND mini / LEGEND medium	75
LEGEND mini.....	76
LEGEND mini, à souder.....	84
LEDEND medium	85
LEGEND medium à Souder.....	92
LEGEND mini / LEGEND medium Esthétiques	95
AXCESS	101
Standard Edgewise.....	104
Twin Edgewise	104

Brackets «Made in Japan» par TOMY Inc.


GC Orthodontics est née de l’alliance de 2 pôles de compétence dans l’industrie dentaire : GC Corporation et TOMY inc. Basée au Japon, TOMY fournit tous nos brackets, bagues et arcs à mémoire de forme. Cette association vous garantit une régularité dans la qualité parmi la plus haute du secteur orthodontique. Les dernières innovations technologiques sont utilisées pour la fabrication de nos appareils tels que la CIM (ceramic Injection Molded), CNC (Computer Numerical Controled) afin d’apporter le plus de précision et de robustesse possible. Tous nos brackets sont vendus en sachets par 10 sauf EXPERIENCE ceramic, EXPERIENCE mini ceramic, EXPERIENCE L, EXPERIENCE LSB, Chic et Chic mini en sachets par 5.



Assemblage des brackets automatisé Usine TOMY (Japon)



Assemblage de Kits personnalisés Breckerfeld (Allemagne)



Brackets disponibles par prescription

Brackets	Prescription	GET/TGO	CCO	MBT Type	Roth Type	Ext. Torque	And. Type	Bio. Prog.	Bi Dim.
Experience mini metal	✓			✓	✓	✓			
Experience mini metal Rh***	✓			✓	✓				
Experience metal	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Experience metal Rh				✓	✓				
EXPERIENCE mini ceramic	✓			✓	✓				
Experience ceramic	✓	✓		✓	✓	✓			
Chic.				✓	✓				
Chic. mini				✓	✓				
LEGEND mini*				✓	✓			✓	✓
LEGEND mini Rh				✓	✓				
LEGEND medium **	✓			✓	✓	✓		✓	✓
LEGEND medium Rh									✓
Axcess				✓	✓				
Legacy					✓				
Legacy mini					✓				

* LEGEND mini existe aussi en prescriptions Planché Type, V-Slot Roth Type, Alexander Type
** LEGEND medium existe aussi en prescriptions Bio-Progressive V-Slot, Bi-Dimensional V-Slot, Polar
*** EXPERIENCE mini metal Rh existe aussi en Light Force passif

Informations de torque, angulation et rotation par prescription

Maxillaire	U1			U2			U3			U4			U5			U6			U7		
Prescription	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET/TGO	12°	5°	—	8°	9°	—	0°	11°	—	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	10°d	-25°	0°	6°d
Extra Torque	18°	5°	—	10°	8°	—	0°	8°	2°m	-10°	4°	2°d	-10°	4°	2°d	-20°	0°	20°d	-20°	0°	20°d
Roth Type	12°	5°	—	8°	9°	—	-2°	13°	—	-7°	0°	2°d	-7°	0°	2°d	-14°	0°	14°d	-14°	0°	14°d
MBT Type	17°	4°	—	10°	8°	—	-7° 0	8°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-14°	0°	10°d	-14°	0°	8°d
CCO	12°	5°	—	10°	9°	—	-7°	10°	2°m	-9°	0°	—	-9°	0°	—	-14°/ -20°	0°	10°d/ 14°d	-14°/ -20°	—	10°d/ 14°d/ 10°d
Andrews Type	7°	5°	—	3°	9°	—	-7	11°	—	-7°	2°	—	-7°	2°	—	-9°	5°	10°d	-9°	5°	10°d
Bioprogressive Type	22°	5°	—	14°	8°	—	7	10°	—	-7°	0°	—	-7°	0°	—	-10°	0°	15°d	-10°	0°	12°d


Mandibulaire	L1			L2			L3			L4			L5			L6			L7		
Prescription	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET/TGO	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-3°	3°	—	-17°	1°	4°d	-22°	1°	4°d	-30°	0°	4°d	-30°	0°	4°d
Extra Torque	°1	0°	—	1°	0°	—	-3°	7°	2°m	-7°	-1°	2°d	-7°	-1°	2°d	-10°/ -14°	0°	4°d	-10°	0°	—
Roth Type	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-11°	7°	—	-17°	0°	—	-22°	-1°	—	-30°	-1°	4°d	-30°	-1°	4°d
MBT Type	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-6° 0	3°	—	-12°	2°	—	-17°	2°	—	-20°	0°	—	-10°	0°	—
CCO	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-8°	3°	—	-12°	2°	—	-17°	-1°	4°d	-25°/ -20°	-1°	—	-20°/ -25°	-1°	—
Andrews Type	-6°	2°	—	-6°	2°	—	-11°	5°	—	-17°	2°	—	-22°	2°	—	-30°	2°	—	-31°	2°	—
Bioprogressive Type	-1°	0°	—	-1°	0°	—	7°	5°	—	-11°	0°	—	-17°	0°	—	-27°	0°	5°d	-27°	0°	6°d




Codes Couleurs par prescription

EXPERIENCE mini metal


Roth Type interactif




Roth Type passif



MBT Type interactif




MBT Type passif




EXPERIENCE mini metal Rh


Roth Type interactif




Roth Type passif



MBT Type interactif




MBT Type passif




EXPERIENCE metal et Rh


Roth Type




Roth Type .020"x.028"



Extra Torque




MBT Type




EXPERIENCE ceramic et mini ceramic


Experience ceramic Roth Type



Experience ceramic MBT Type




EXPERIENCE mini ceramic MBT Type






Brackets standards


Chic. Roth Type




Chic. MBT Type




Chic. mini



LEGEND et AXCESS



Legacy et Legacy mini



Le code couleur peut changer sur les prémolaires dans certaines prescriptions.

EXPERIENCE™

Gamme EXPERIENCE™ : Brackets auto-ligaturants interactifs



Brackets auto-ligaturants

L'association « Frottement réduit/contrôle » du système interactif EXPERIENCE apporte confort, rapidité et précision dans la réalisation de vos traitements, sans compromis et le plus souvent sans auxiliaire de rotation ou d'angulation. De nombreuses prescriptions sont disponibles. Que vous travailliez avec des arcs sous-dimensionnés, ou au contraire pleine gorge en fin de traitement, vous trouverez dans les pages suivantes la prescription qui vous conviendra.



Passif



Interactif



Actif

EXPERIENCE ceramic

Sa discrétion en bouche, son excellente tenue et ses propriétés mécaniques en fait la référence des appareils esthétiques. Son clip est traité au rhodium et se fond dans le corps en céramique du bracket. Les informations du premier ordre sont compatibles avec les brackets EXPERIENCE metal. En cas de combinaison de ces deux types de brackets sur une même arcade, votre appareil reste homogène.



EXPERIENCE metal et Rhodium

Les brackets interactifs sont devenus les systèmes auto-ligaturants les plus vendus au monde. Frottement réduit et contrôle sont les deux paramètres les plus recherchés dans un appareil orthodontique. EXPERIENCE metal apporte en plus : la précision des informations choisies par le praticien la forme anatomique des bases (microsabrées) parfaitement adaptée, limitant ainsi le nombre de décollements. Sa finition Rhodium le rend plus esthétique. Il se combine parfaitement avec les brackets EXPERIENCE ceramic en traitement mixte.



EXPERIENCE mini ceramic

Conçu avec les mêmes contraintes que l'EXPERIENCE ceramic, ce brackets offre un profil plus plat tout en préservant sa résistance structurelle. Il offre donc un meilleur confort et plus de discrétion.



EXPERIENCE mini metal et Rhodium



Sortie en 2013, ce bracket connaît un véritable succès. Sa qualité de fabrication est identique à l'EXPERIENCE metal. Son profil plat le rend plus confortable. sa version Rhodium est le complément idéal des traitements mixtes.



EXPERIENCE L

EXPERIENCE L compte parmi les brackets orthodontiques linguaux interactifs les plus sophistiqués du marché. Son clip doré, facile d'accès, rend les changements d'arcs plus accessibles aux praticiens et réduit le temps de traitement à la grande satisfaction des patients. Son faible encombrement limite les problèmes d'élocution et de décollement.



EXPERIENCE LSB

Bracket lingual identique à EXPERIENCE L, mais avec une base plus petite. C'est l'outil idéal pour les corrections esthétiques du secteur antérieur. Invisible, il répond aux exigences d'une patientèle adulte pour les indications cosmétiques. Il peut se coller directement sur la face linguale des dents ou par l'intermédiaire d'une gouttière de transfert.

Prescription GET/TGO





Prescription TGO™/GET EXPERIENCE™



Avec la collaboration des Drs Pierre-Jean Soulié et Jany Volpi, le Professeur Michel Le Gall est l'inventeur de la Technique TGO. L'originalité de cette prescription réside dans un sous-dimensionnement des gorges des attaches des incisives maxillaires et mandibulaires (.020" x .028") augmentant ainsi le contrôle du torque dans certaines phases stratégiques de traitement allant du nivellement, en passant par les phases de rétractions prémolaires, canines et incisives jusqu'à la correction interarcade et l'intercuspitation.

La combinaison Technique TGO et attaches autoligaturantes renforce et optimise ainsi la maîtrise de la mécanique propre à ces différentes étapes.

Dans cet esprit de renouveau et d'innovation, le TGO et les idées du GET ont décidé de fusionner pour rendre ce concept clinique encore plus efficace et performant.



Qui est Michel Le Gall ?

Le Pr. Michel Le Gall est spécialiste en Orthopédie dento-faciale (CECSMO) diplômé de l'Université d'Aix-Marseille en 1986. Il a exercé une pratique privée de 1983 à 2020 à Aubagne.

Il est titulaire d'un Doctorat en Mécanique Energétique sur le comportement frictionnel du déplacement dentaire en ODF et détenteur d'une Habilitation à Diriger la Recherche

Il est Chercheur associé au Laboratoire de Biomécanique appliquée UMRT24 IFSTTAR

Il est actuellement Professeur des Université-Praticien hospitalier chef de service en Orthopédie dento-faciale à l'Hôpital de la Timone et chef de département à l'école de médecine dentaire de Marseille.




Qui est Stefano Troiani ?

Le Dr. Stefano Troiani est l'inventeur du concept GET. Il est diplômé en orthopédie dento faciale à l'Université d'Aarhus au Danemark en 2003. Pratique privée au Danemark et en Allemagne entre 2003 et 2018.

- Professeur adjoint de clinique au Département d'Orthodontie de l'Université d'Aarhus, 2005-2007 Directeur scientifique du programme de «master Alpe Adria Face» à l'Université de Graz, Ljubljana et Zagreb, 2012-2013.
- Orthodontiste consultant au Département de Chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital de Sønderborg, 2008-2009
- Service de chirurgie maxillo-faciale à Odense Hôpital universitaire du Danemark, 2008-2018
- Actuellement, le Dr. Troiani exerce en pratique privée en Suisse et a donné 130 conférences à l'échelle internationale.

Maxillaire

U1, U2 : gorge de **.020" x .028"** - U1 : 12°T, 5°A / U2 : 8°T, 9°A



Le problème avec les incisives supérieures est en général un manque de torque en fin de traitement. Cela est dû au jeu entre l'arc et la gorge. Dans certaines techniques des séries de brackets sur-torqués sont disponibles. Nous préférons diminuer la taille de la gorge et maintenir les valeurs normales de torque. Deux avantages :

- Expression plus prédictible des valeurs de torque
- Moins de stock pour l'orthodontiste

Jeu en torque dans les brackets GET à partir des tailles de fils et de gorges de brackets (.020" x .028" vs. .022" x .028").

Mesures réalisées au laboratoire R&D de Tomy (Japon).

Commentaires de Tomy :

Nous voulons quantifier les jeux théoriques minimum et maximum calculés à partir des dimensions indiquées par les données réelles de fabrication (données de l'inspection produits) des brackets et des fils, comme suit. En ce qui concerne le rayon de courbure du fil, il est normalement d'environ 0.05mm pour nos fils, mais les fils concurrents peuvent avoir des rayons supérieurs, nous avons donc calculé le jeu avec 0.1mm comme référence.

Bracket	Arcs	Matériau du fil	Gorge de .020" x .028"		Gorge de .022" x .028"	
			MIN	MAX	MIN	MAX
EXPERIENCE metal & mini metal	0.019" x 0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019" x 0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020" x 0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
EXPERIENCE C	0.019" x 0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019" x 0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020" x 0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3 : gorge de .022" x .028" - U3 : 0°T, 11°A

Nous avons choisi l'angulation mésiale du straight wire original de 11 degrés, pour permettre une augmentation de longueur de l'arcade supérieure et 0 degré de torque pour éviter un guidage canin trop abrupt, qui peut conduire à une augmentation du mouvement de Bennett immédiat.

U4, U5 : gorge de .022" x .028" - U4/5 : -10°T, 4°A, 2°OF

Nous avons choisi d'ajouter très peu de torque coronaire lingual (-10 degrés). Nous ne voulons pas de prémolaires supérieures avec un torque lingual marqué (une position «ouverte» est préférable du point de vue gnathologique) mais 3 degrés de torque négatif sont nécessaires pour compenser les effets secondaires du nivellement qui tend à verser les prémolaires en vestibulaire.

U6, U7 : gorge de .022" x .028" - U6 : -20°T, 10°OF / U7 : -25°T, 6°OF

Nous avons réduit la valeur de la rotation distale à la valeur du straight wire original (U6) et même moins (U7). Ceci pour éviter une projection linguale de la cuspide disto-vestibulaire de la deuxième molaire supérieure, qui est une source majeure de prématurités. Nous avons aussi choisi d'augmenter le torque coronaire lingual pour réduire la tendance aux prématurités due à des cuspides palatines balançantes des molaires supérieures (surtout les deuxièmes molaires).

Visiter le site internet





Mandibulaire

L1, L2 : gorge de .020" x .028" - L1 / L2 : -1°T, 2°A

Nous avons conservé les valeurs classiques de torque, mais la gorge de .020"x.028" permet une maîtrise optimum. De plus, le profil surbaissé des mini-brackets EXPERIENCE aide à résoudre un problème très répandu avec les brackets auto-ligaturants, qui tendent à provoquer une prématurité avec les faces palatines des incisives supérieures, compromettant dans certains cas la réduction du surplomb.

L3 : gorge de .022" x .028" - L3 : -3°T, 3°A

Réduction de l'angulation mésiale, pour réduire la longueur de l'arcade inférieure. En même temps, nous avons choisi une valeur réduite du torque corono-lingual, pour éviter un surplomb transversal excessif et pour s'harmoniser avec le torque lingual réduit des canines supérieures.

L4, 5, 6, 7 : gorge de .022" x .028"

L4 : -17°T, 1°A, 4°OF

L5 : -22°T, 1°A, 4°OF

L6 : / L7 : -30°T, -1°A, 4°OF

La gamme Rhodium

Quand le métal rencontre l'esthétique

Largement utilisé dans l'industrie joaillière, le Rhodium a la particularité de limiter la réflexion (brillance). Son aspect argenté lui donne un rendu clair qui augmente l'effet esthétique.



Les brackets

Que ce soit auto-ligurant ou conventionnel, vous trouverez forcément le système qui vous convient.




EXPERIENCE mini metal Rhodium

Avec un profil moins épais, il est lui aussi fabriqué par TOMY avec le plus grand soin. Gorge du bracket fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision, torque dans la base, clip-interactif pour une expression du torque idéale, profil plat pour plus de confort, grille de la base micro-sablée pour limiter les décollements, ...



EXPERIENCE metal Rhodium

Ce bracket auto-ligurant est largement utilisé depuis des années. Il reprend les principales caractéristiques de la qualité TOMY qui les fabrique. Gorge du bracket fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision, torque dans la base, clip-interactif pour une expression du torque idéale, grille de la base micro-sablée pour limiter les décollements, ...



LEGEND mini et medium Rhodium

Ces brackets conventionnels ont fait la preuve de leur efficacité. Ils sont fabriqués au Japon par TOMY Inc. et ont reçu le plus grand soin de fabrication. La gorge du bracket est fraisée CNC .018" ou .022" pour plus de précision. Le torque est dans la base, les larges ailettes facilitent la ligature, la grille de la base est micro-sablée pour limiter les décollements, ...

La gamme d'arcs

Notre gamme d'arcs traités au Rhodium assure un effet esthétique complet. Quelque soit le stade du traitement, nous avons l'arc qui convient. Des arcs à mémoire de forme INITIAL-LOY Rhodium mais aussi les arcs à force progressive BioActive Light pour le début du traitement ou encore BioActive et stainless steel, vous pourrez proposer à vos patients un traitement global sans compromis avec la biomécanique.





EXPERIENCE metal

EXPERIENCE™ metal


SL Product

La gamme de brackets auto-ligaturants EXPERIENCE offre plusieurs possibilités de traitement pour les orthodontistes et leurs patients en fonction de leurs besoins. Les brackets EXPERIENCE minimise les phénomènes de friction pendant les phases initiales de nivellement et d'alignement. Ils améliorent aussi le contrôle du torque et de la rotation durant la phase de finition. Sachet de 10.



Double système d'ouverture
Facilite l'ouverture du clip sans déformation

Bracket en Metal Injection Molding
uniformité, résistance, précision



Ligne de grand axe
placement précis

Gorge usinée en CNC

Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcsboudgements



Ailettes arrondies
conçues pour limiter les interférences occlusales

Torque dans la base

Base ID
Identification de la dent au laser



Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Base microsablée
taille 80, Meilleure résistance du collage



Avantages du Rhodium

Le traitement au Rhodium limite la réflexion et la brillance. Plus clair, il a un rendu plus esthétique qu'un bracket métallique standard. Compatible avec les brackets céramiques.





EXPERIENCE metal GET-TGO



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Référence	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	20-5110-0500	20-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	20-5120-0500	20-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	20-213D-0500	20-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-2140-0500	20-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-214M-0500	20-224M-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	20-5410-0500	20-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	20-243D-0500	20-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-2440-0500	20-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-244D-0500	20-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-2450-0500	20-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-245D-0500	20-235D-0500



EXPERIENCE metal CCO

Dent	Torque	Ang.	Rotation	.022"x.028"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	12°	5°	0°	20-2110-0007	20-2210-0007
U 2	10°	9°	0°	20-2120-0007	20-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	2m	20-213D-0007	20-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	0°	20-2540-0007	20-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	0°	20-214D-0007	20-224D-0007
Mandibulaire					
L 1/2	-6°	0°	0°	20-2610-0007	20-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	0°	20-243D-0007	20-233D-0007
L 4	-12°	2°	0°	20-2440-0007	20-2340-0007
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-244D-0007	20-234D-0007
L 5	-17°	-1°	0°	20-2450-0007	20-2350-0007
L 5/Hk	-17°	-1°	0°	20-245D-0007	20-235D-0007

EXPERIENCE metal MBT* Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	4°	0°	20-1110-0020	20-1210-0020	20-2110-0020	20-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	20-1120-0020	20-1220-0020	20-2120-0020	20-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	20-113D-0020	20-123D-0020	20-213D-0020	20-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	0°	20-113D-0021	20-123D-0021	20-213D-0021	20-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	0°	20-1540-0020	20-1540-0020	20-2540-0020	20-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	20-114D-0020	20-124D-0020	20-214D-0020	20-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	20-2610-0020	20-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	20-143D-0020	20-133D-0020	20-243D-0020	20-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	0°	20-143D-0021	20-133D-0021	20-243D-0021	20-233D-0021
L 4	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020





EXPERIENCE metal, Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Angula- tion	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	20-1110-0010	20-1210-0010	20-2110-0010	20-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	20-1120-0010	20-1220-0010	20-2120-0010	20-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	20-113D-0010	20-123D-0010	20-213D-0010	20-223D-0010
U 3/Hk	-2°	10°	4°m	20-113D-0012	20-123D-0012	20-213D-0012	20-223D-0012
U 4-5	-7°	0°	2°d	20-1140-0010	20-1240-0010	20-2140-0010	20-2240-0010
U 4-5/Hk d.	-7°	0°	2°d	20-114D-0010	20-124D-0010	20-214D-0010	20-224D-0010
U 4-5/Hk m.	-7°	0°	2°d	20-114M-0010	20-124M-0010	20-214M-0010	20-224M-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	20-1410-0010	20-1310-0010	20-2410-0010	20-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	20-143D-0010	20-133D-0010	20-243D-0010	20-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	20-1440-0010	20-1340-0010	20-2440-0010	20-2340-0010
L 4/(b. Off.)	-17°	-1°	4°d	—	—	20-2440-0013	20-2340-0013
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	20-144D-0010	20-134D-0010	20-244D-0010	20-234D-0010
L 4/Hk/(b. Off.)	-17°	-1°	4°d	—	—	20-244D-0013	20-234D-0013
L 5	-22°	-1°	4°d	20-1450-0010	20-1350-0010	20-2450-0010	20-2350-0010
L 5/(b. Off.)	-22°	-1°	4°d	—	—	20-2450-0013	20-2350-0013
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	20-145D-0010	20-135D-0010	20-245D-0010	20-235D-0010
L 5/Hk/(b. Off.)	-22°	-1°	4°d	—	—	20-245D-0013	20-235D-0013

EXPERIENCE metal, Extra Torque

Cette technique est fondée sur l’utilisation d’arcs sous-dimensionnés grâce à un torque plus important sur les incisives maxillaires. Un torque radiculo-vestibulaire plus important sur les prémolaires supérieures élimine les interférences avec les cuspides linguales.

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	18°	5°	0°	20-1110-0030	20-1210-0030	20-2110-0030	20-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	20-1120-0030	20-1220-0030	20-2120-0030	20-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	20-113D-0030	20-123D-0030	20-213D-0030	20-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	20-1140-0030	20-1240-0030	20-2140-0030	20-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	20-114M-0030	20-124M-0030	20-214M-0030	20-224M-0030
Mandibulaire							
L 1-2	1°	0°	0°	20-1610-0030	20-1610-0030	20-2610-0030	20-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	20-143D-0030	20-133D-0030	20-243D-0030	20-233D-0030
L 4/5	-7°	-1°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4/5/Hk	-7°	-1°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030

EXPERIENCE metal Andrews Type

Dent	Torque	Angulation	Rotation	Référence .022"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	7°	5°	0°	20-2110-0044	20-2210-0044
U 2	3°	9°	0°	20-2120-0044	20-2220-0044
U 3/Hk	-7°	11°	0°	20-213D-0044	20-223D-0044
U 4/5	-7°	0°	0°	20-2540-0044	20-2540-0044
Mandibulaire					
L 1/2	-6°	2°	0°	20-2410-0044	20-2310-0044
L 1/2	-1°	0°	0°	20-2610-0044	20-2610-0044
L 3/Hk	-11°	5°	0°	20-243D-0044	20-233D-0044
L 4	-17°	0°	0°	20-2640-0044	20-2640-0044
L 5	-22°	0°	0°	20-2650-0044	20-2650-0044



EXPERIENCE metal (Optionnel)

Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	24°	5°	0°	—	—	20-2110-0017	20-2210-0017
U 2	16°	8°	0°	—	—	20-2120-0017	20-2220-0017
U 3/Hk	7°	5°	0°	20-113D-0027	20-123D-0027	20-213D-0027	20-223D-0027
U 4	0°	0°	0°	20-1540-0025	20-1540-0025	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE metal à souder

Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 4-5/Hk	-7°	0°	2d	22-114D-0010	22-124D-0010	22-214D-0010	22-224D-0010
Mandibulaire							
L 4/Hk	-17°	-1°	4d	22-144D-0010	22-134D-0010	22-244D-0010	22-234D-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4d	22-145D-0010	22-135D-0010	22-245D-0010	22-235D-0010



Kits EXPERIENCE metal GET-TGO

Prescription	Arcade supérieure	Arcade inférieure	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	20-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0500



Kits EXPERIENCE metal CCO

Prescription	Arcade supérieure	Arcade inférieure	Crochet	Ref. .022"
CCO	5-5	5-5	3	20-2CC3-0007
CCO	5-5	5-5	3,4,5	20-2CC5-0007

Kits EXPERIENCE metal

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0020	20-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0020	20-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0010	20-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0010	20-2CC5-0010
Extra Torque	5-5	5-5	3	20-1CC3-0030	20-2CC3-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0030	20-2CC5-0030

Instruments :

Instruments nécessaires à la manipulation des Brackets EXPERIENCE metal



50-2030-0000
M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.



50-0030-0000
Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la tête concave.

Marketing EXPERIENCE metal



Typodonts

EXPERIENCE metal	Référence
EXM BRACKET MODEL 022	55-2000-0000
TYPODONT EXP.M 7-7	55-2011-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-10F0-1200
Présentoir à brochures
99-1000-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-20F1-16M0
Cadre bois
99-20W1-16M0



99-20F0-16M0

Posters 60 x 150 cm

EXPERIENCE metal

EXPERIENCE™ metal Rhodium

EXPERIENCE metal Rhodium reçoit le même traitement de surface que les EXPERIENCE mini metal pour leur apporter un rendu plus esthétique. Combiné avec les arcs thermo-actifs rhodium de notre gamme, c'est la combinaison idéale pour une bonne esthétique et une bonne efficacité du traitement. Sachet de 10.

EXPERIENCE metal Rhodium, MBT Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	4°	0°	19-1110-0020	19-1210-0020	19-2110-0020	19-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	19-1120-0020	19-1220-0020	19-2120-0020	19-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	19-113D-0020	19-123D-0020	19-213D-0020	19-223D-0020
U 4-5	-7°	0°	0°	19-1540-0020	19-1540-0020	19-2540-0020	19-2540-0020
U 4-5/Hk d.	-7°	0°	0°	19-114D-0020	19-124D-0020	19-214D-0020	19-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	-6°	0°	0°	19-1610-0020	19-1610-0020	19-2610-0020	19-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	19-143D-0020	19-133D-0020	19-243D-0020	19-233D-0020
L 4	-12°	2°	0°	19-1440-0020	19-1340-0020	19-2440-0020	19-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	19-144D-0020	19-134D-0020	19-244D-0020	19-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	19-1450-0020	19-1350-0020	19-2450-0020	19-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	19-145D-0020	19-135D-0020	19-245D-0020	19-235D-0020

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE metal Rhodium



50-0030-0000
Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la tête concave.



50-2030-0000
M-Tool pour ouvrir le bracket EXPERIENCE metal en toute sécurité par son bord gingival.



EXPERIENCE metal Rhodium, Roth Type



				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	19-1110-0010	19-1210-0010	19-2110-0010	19-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	19-1120-0010	19-1220-0010	19-2120-0010	19-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	19-113D-0010	19-123D-0010	19-213D-0010	19-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	19-1140-0010	19-1240-0010	19-2140-0010	19-2240-0010
U 4-5/Hk d.	-7°	0°	2°d	19-114D-0010	19-124D-0010	19-214D-0010	19-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	19-1410-0010	19-1310-0010	19-2410-0010	19-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	19-143D-0010	19-133D-0010	19-243D-0010	19-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	19-1440-0010	19-1340-0010	19-2440-0010	19-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	19-144D-0010	19-134D-0010	19-244D-0010	19-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	19-1450-0010	19-1350-0010	19-2450-0010	19-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	19-145D-0010	19-135D-0010	19-245D-0010	19-235D-0010



Kits EXPERIENCE metal Rhodium



Prescription	Haut	Bas	Crochet	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0020	19-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0020	19-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0010	19-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0010	19-2CC5-0010

Marketing EXPERIENCE metal Rhodium



Typodont

EXPERIENCE metal Rhodium		Référence
7-7		55-1911-0000

Contenu multimedia


Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-19F0-1200
Présentoir à brochures
99-1900-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-19E1-16M0
Cadre bois
99-19W1-16M0



Posters 60 x 150 cm

99-19F0-1600



EXPERIENCE mini metal

EXPERIENCE™ mini metal

SL Product

La gamme EXPERIENCE mini est plus petite que la version EXPERIENCE original. Cette diminution de taille a été obtenue par l'élimination du canal au travers duquel le clip de l'EXPERIENCE s'ouvre. On obtient donc un bracket avec un profil réduit et de nouveaux bénéfices tels que : sa taille réduite qui améliore le confort patient ainsi qu'un bracket plus esthétique. EXPERIENCE mini réduit les phénomènes de friction durant les phases d'alignement et de nivellement et améliore le contrôle du torque et de la rotation durant la phase de finition.

Suite à l'injection de métal (MIM) ou de céramique (CIM) dans le moule, les EXPERIENCE reçoivent une opération additionnelle. Elle consiste à usiner la gorge de chaque bracket afin d'en assurer sa précision. Cette étape nommée CNC (Computer numerical controlled) est la seule à garantir la taille de la gorge, soit en .018" ou en .022". La fraise est changée tous les 1000 brackets pour assurer une constance de l'usinage. Les brackets expriment donc parfaitement le torque et l'angulation programmés dans chacun d'eux pour des résultats prévisibles.




Crochet soudé au laser
(optionnel), malléable et se courbe

Nouvelle méthode d'ouverture
simplifie l'ouverture sans déformation


Bracket en Metal Injection Molded
uniformité, résistance, précision

Ligne de grand axe
placement précis



Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcs boutements

Gorge usinée en CNC



Ailettes arrondies
conçues pour limiter les interférences occlusales

Torque dans la Base

Base ID
marquage laser qui identifie la dent



Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Base micro-sablée taille 80, Meilleure résistance du collage

Caractéristiques du mini métal Rhodium

- Profil plat
- Taille réduite
- Améliore le confort patient
- Plus esthétique

Avantage du Rhodium

Le traitement au Rhodium limite la réflexion et la brillance. Plus clair, il a un rendu plus esthétique qu'un bracket métallique standard.

La gamme est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant d'autoligaturants reconnu depuis l'an 2000. Les brackets sont disponibles en taille standard et en taille mini ; métal, rhodium, et céramique ; en différentes prescriptions.





EXPERIENCE mini metal GET-TGO

Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	21-5110-0500	21-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	21-5120-0500	21-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	21-213D-0500	21-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-2140-0500	21-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-214M-0500	21-224M-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	21-5410-0500	21-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	21-243D-0500	21-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-2440-0500	21-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-244D-0500	21-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-2450-0500	21-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-245D-0500	21-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal GET-TGO

Prescription	Arcade inférieure	Crochet sur	Crochet	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	21-5CC5-0500

EXPERIENCE mini metal MBT Type

			Référence .018"	
Dent	Torque	Angulation	Interactif	
			D	G
Maxillaire				
U 1	17°	4°	21-1110-0020	21-1210-0020
U 2	10°	8°	21-1120-0020	21-1220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	21-113D-0020	21-123D-0020
U 3/(Optionnel)	0°	8°	21-113D-0021	21-123D-0021
U 4-5	-7°	0°	21-1540-0020	21-1540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	21-114D-0020	21-124D-0020
Mandibulaire				
L 1-2	-6	0	21-1610-0020	21-1610-0020
L 3/Hk	-6	3	21-143D-0020	21-133D-0020
L 3/(Optionnel)	0	3	21-143D-0021	21-133D-0021
L 4	-12	2	21-1440-0020	21-1340-0020
L 4/Hk	-12	2	21-144D-0020	21-134D-0020
L 5	-17	2	21-1450-0020	21-1350-0020
L 5/Hk	-17	2	21-145D-0020	21-135D-0020

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE mini metal



50-2130-H000
Instrument universel
EXPERIENCE mini qui
facilite l'ouverture du clip
du bracket (manche seul)

50-2130-B000
2 lames de rechanges





EXPERIENCE mini metal MBT Type

				Référence .022"			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	Interactif		Passif	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	0.74	17°	4°	21-2110-0020	21-2210-0020	21-4110-0020	21-4210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-2120-0020	21-2220-0020	21-4120-0020	21-4220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-213D-0020	21-223D-0020	21-413D-0020	21-423D-0020
U 3/(Optionnel)	0.55	0°	8°	21-213D-0021	21-223D-0021	—	—
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-2540-0020	21-2540-0020	21-4540-0020	21-4540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-214D-0020	21-224D-0020	21-414D-0020	21-424D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	1.05	-6	0	21-2610-0020	21-2610-0020	21-4610-0020	21-4610-0020
L 3/(Optionnel)	0.55	0	3	21-243D-0021	21-233D-0021	—	—
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-243D-0020	21-233D-0020	21-443D-0020	21-433D-0020
L 4	0.55	-12	2	21-2440-0020	21-2340-0020	21-4440-0020	21-4340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-244D-0020	21-234D-0020	21-444D-0020	21-434D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-2450-0020	21-2350-0020	21-4450-0020	21-4350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-245D-0020	21-235D-0020	21-445D-0020	21-435D-0020

EXPERIENCE mini metal Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	21-1110-0010	21-1210-0010	21-2110-0010	21-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	21-1120-0010	21-1220-0010	21-2120-0010	21-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	21-113D-0010	21-123D-0010	21-213D-0010	21-223D-0010
U 3/Passive	-2°	10°	4°m	—	—	21-4130-0010	21-4230-0010
U 3/Hk Passive	-2°	10°	4°m	—	—	21-413D-0010	21-423D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	21-1140-0010	21-1240-0010	21-2140-0010	21-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
U 4-5 Passive	-7°	0°	2°d	—	—	21-4140-0010	21-4240-0010
U 4-5/Hk Passive	-7°	0°	2°d	—	—	21-414D-0010	21-424D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	21-1410-0010	21-1310-0010	21-2410-0010	21-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	21-143D-0010	21-133D-0010	21-243D-0010	21-233D-0010
L 3/Passive	-11°	7°	2°m	—	—	21-4430-0010	21-4330-0010
L 3/Hk Passive	-11°	7°	2°m	—	—	21-443D-0010	21-433D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	21-1440-0010	21-1340-0010	21-2440-0010	21-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	21-144D-0010	21-134D-0010	21-244D-0010	21-234D-0010
L 4/Passive	-17°	-1°	4°d	—	—	21-4440-0010	21-4340-0010
L 4/Hk Passive	-17°	-1°	4°d	—	—	21-444D-0010	21-434D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	21-1450-0010	21-1350-0010	21-2450-0010	21-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	21-145D-0010	21-135D-0010	21-245D-0010	21-235D-0010
L 5 Passive	-22°	-1°	4°d	—	—	21-4450-0010	21-4350-0010
L 5/Hk Passive	-22°	-1°	4°d	—	—	21-445D-0010	21-435D-0010

EXPERIENCE mini metal Extra Torque

				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	18°	5°	0°	21-1110-0030	21-1210-0030	21-2110-0030	21-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	21-1120-0030	21-1220-0030	21-2120-0030	21-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	21-113D-0030	21-123D-0030	21-213D-0030	21-223D-0030
U4-5/(Optionnel)	0°	0°	0°	21-1540-0025	21-1540-0025	21-2540-0025	21-2540-0025
U 4-5	-10°	4°	2°d	21-1140-0030	21-1240-0030	21-2140-0030	21-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	21-114M-0030	21-124M-0030	21-214M-0030	21-224M-0030
Mandubulaire							
L 1-2	1°	0°	0°	21-1610-0030	21-1610-0030	21-2610-0030	21-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	21-143D-0030	21-133D-0030	21-243D-0030	21-233D-0030
L 4/5	-7°	-1°	2°d	21-1440-0030	21-1340-0030	21-2440-0030	21-2340-0030
L 4/5/Hk	-7°	-1°	2°d	21-144D-0030	21-134D-0030	21-244D-0030	21-234D-0030

Kits EXPERIENCE mini metal

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type/Interactif	5-5	5-5	3	21-1CC3-0020	21-2CC3-0020
MBT Type/Interactif	5-5	5-5	3,4,5	—	21-2CC5-0020
MBT Type/Passif	5-5	5-5	3,4,5	—	21-4CC5-0020
Roth Type/Interactif	5-5	5-5	3	21-1CC3-0010	21-2CC3-0010
Roth Type/Interactif	5-5	5-5	3,4,5	—	21-2CC5-0010

EXPERIENCE™ mini metal Rhodium

Ce bracket EXPERIENCE mini, traité au rhodium reçoit une finition mate, ce qui réduit les phénomènes de réflexion. Sa finition et sa taille réduite le rendent plus discret qu’un bracket métal ordinaire. Les orthodontistes peuvent donc proposer une solution esthétique sans sacrifier la performance.

**EXPERIENCE mini metal GET-TGO**

Rhodium



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	24-5110-0500	24-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-2140-0500	24-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-214M-0500	24-224M-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	24-5410-0500	24-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-2440-0500	24-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-244D-0500	24-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-2450-0500	24-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-245D-0500	24-235D-0500

**Kits EXPERIENCE mini metal GET-TGO**

Rhodium

Prescription	Arcade inférieure	Crochet sur	Crochet	Ref.
				.022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	24-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500

EXPERIENCE mini metal Rhodium MBT Type



				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U 3/Hk/Opt	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U 4-5	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
Mandibulaire							
L 1-2	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L 3/Hk/Opt	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L 4	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020



EXPERIENCE mini metal Rhodium, Roth Type



				Référence			
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U 4-5/(Optionnel)	0°	0°	0°	—	—	24-2540-0025	24-2540-0025
U 4-5	-7°	0°	2°d	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	2°d	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010

Kits EXPERIENCE mini metal



Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	24-1CC3-0010	24-2CC3-0010
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0010	24-2CC5-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	24-1CC3-0020	24-2CC3-0020
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0020	21-2CC5-0020

			Référence	
Dent	Torque	Angulation	.022"	
			D	G
Maxillaire				
U 1	17°	4°	24-4110-0100	24-4210-0100
U 2	10°	8°	24-4120-0100	24-4220-0100
U 3/Hk	0°	8°	24-413D-0100	24-423D-0100
U 4-5	-7°	0°	24-4540-0100	24-4540-0100
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	24-414D-0100	24-424D-0100
Mandibulaire				
L 1-2	-6°	0°	24-4610-0100	24-4610-0100
L 3/Hk	0°	3°	24-443D-0100	24-433D-0100
L 4	-12°	2°	24-4440-0100	24-4340-0100
L 4/Hk	-12°	2°	24-444D-0100	24-434D-0100
L 5	-17°	2°	24-4450-0100	24-4350-0100
L 5/Hk	-17°	2°	24-445D-0100	24-435D-0100

Instrument

Instruments nécessaires à la manipulation
des brackets EXPERIENCE mini metal Rhodium

50-2130-H000
Instrument universel
EXPERIENCE mini qui
facilite l'ouverture du clip
du bracket (manche seul)

50-2130-B000
2 lames de rechanges

Bracket passif
arc .022"x.028" dans la gorge
.022"x.028"

Bracket actif
arc .022"x.028" dans la gorge
.022"x.028"



Typodonts

EXPERIENCE mini metal	Référence	EXPERIENCE mini metal RH	Référence
EXP. MM BRACKET MODEL	55-2100-0000		
TYPODONT EXP. MM 7-7	55-2111-0000	TYPODONT EXP. MMRH 7-7	55-2411-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)

Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-21F0-1200
Présentoir à brochures
99-2100-5500

Posters 40 x 60 cm
papier
99-24F1-16F0
Cadre bois
99-24W1-16F0

Posters 40 x 60 cm
Papier
99-24F1-16F0
Cadre bois
99-20W1-16F0

Posters 60 x 150 cm
99-11F0-16F0




EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE™ ceramic

SL Product **HI** Aesthetic

Ce bracket bi-plot céramique auto-ligurant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base est 100 % mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée. Sachet de 5.

La technologie « Rhodium », s'applique aussi aux arcs INITIALLOY® et BIO-ACTIVE®. Associés à EXPERIENCE ceramic, le rendu esthétique de l'appareil est exceptionnel. (Voir chapitre Arcs & Fils).



Avantages du bracket

EXPERIENCE ceramic - Ce bracket bi-plot céramique auto-ligurant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base 100% mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée.

Dépose de l'EXPERIENCE C





EXPERIENCE ceramic GET-TGO



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U 3/Hk .022" x .028"	-2°	13°	4°m	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-214M-0030	11-224M-0030
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L 3/Hk .022" x .028"	0°	3°	0°	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010



EXPERIENCE ceramic CCO

Dent	Torque	Ang.	.022"x.028"	
			D	G
Maxillaire				
U 1	12°	5°	11-2110-0007	11-2210-0007
U 2	10°	9°	11-2120-0007	11-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	11-213D-0007	11-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	11-2540-0007	11-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	11-214D-0007	11-224D-0007
Mandibulaire				
L 1/2	-6°	0°	11-2610-0007	11-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	11-243D-0007	11-233D-0007
L 4	-12°	0°	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk	-12°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5	-17°	0°	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk	-17°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE ceramic MBT Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	4°	0°	11-1110-0020	11-1210-0020	11-2110-0020	11-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	11-1120-0020	11-1220-0020	11-2120-0020	11-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	11-113D-0020	11-123D-0020	11-213D-0020	11-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	0°	11-1540-0020	11-1540-0020	11-2540-0020	11-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	11-114D-0020	11-124D-0020	11-214D-0020	11-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	11-2610-0020	11-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	11-143D-0020	11-133D-0020	11-243D-0020	11-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4/	-12°	0°	0°	11-1440-0020	11-1340-0020	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk/	-12°	0°	0°	11-144D-0020	11-134D-0020	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5/	-17°	0°	0°	11-1450-0020	11-1350-0020	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk/	-17°	0°	0°	11-145D-0020	11-135D-0020	11-245D-0020	11-235D-0020




1
Ouvrir le clip soit par le dessus, soit par la face et retirer l'arc.



2
Retirez les excès de colle si vous ne l'avez pas fait durant la pose



3
Utilisez un instrument adapté à la base du bracket, en occluso-gingival. La base du bracket est chanfreinée pour faciliter l'opération.



3
ou aux angles opposés occluso-gingival



4
Nettoyer les dents des résidus de colle

EXPERIENCE ceramic Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	11-2110-0010	11-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	11-2120-0010	11-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	11-113D-0010	11-123D-0010	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	11-1140-0010	11-1240-0010	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	11-114D-0010	11-124D-0010	11-214D-0010	11-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	11-2410-0010	11-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	11-143D-0010	11-133D-0010	11-243D-0010	11-233D-0010
L 4/(zirconium)	-17°	0°	4°d	11-1440-Z010	11-1340-Z010	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk/(zirconium)	-17°	0°	4°d	11-144D-Z010	11-134D-Z010	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5/(zirconium)	-22°	0°	4°d	11-1450-Z010	11-1350-Z010	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk/(zirconium)	-22°	0°	4°d	11-145D-Z010	11-135D-Z010	11-245D-Z010	11-235D-Z010

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE ceramic



50-1030-0000
C-Tool, pour ouvrir le bracket EXPERIENCE C en toute sécurité par son bord gingival. la double fourchette facilite l’insertion de l’arc dans la gorge.



50-0030-0000
Open Tool, pour ouvrir les brackets EXPERIENCE soit par la face (côté crochet) soit par le bord gingival avec la tête concave.



EXPERIENCE ceramic Extra Torque

Cette technique est fondée sur l’utilisation d’arcs sous-dimensionnés grâce à un torque plus important sur les incisives Maxillaires. Un torque radiculo-vestibulaire plus important sur les prémolaires supérieures élimine les interférences avec les cuspides linguales.

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	18°	5°	0°	11-1110-0030	11-1210-0030	11-2110-0030	11-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	11-1120-0030	11-1220-0030	11-2120-0030	11-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	11-113D-0030	11-123D-0030	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	11-1140-0030	11-1240-0030	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	11-114D-0030	11-124D-0030	11-214D-0030	11-224D-0030
Mandibulaire							
L 1-2	1°	0°	0°	11-1610-0030	11-1610-0030	11-2610-0030	11-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	11-143D-0030	11-133D-0030	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4*/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4*/Hk/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030
L 5*/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-1450-0030	20-1350-0030	20-2450-0030	20-2350-0030
L 5*/Hk/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-145D-0030	20-135D-0030	20-245D-0030	20-235D-0030

*La céramique étant plus dure que l’émail, nous recommandons l’utilisation de l’EXPERIENCE metal sur les 4 et 5 inférieures



Kits EXPERIENCE ceramic GET-TGO

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Ref. .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	11-5CC5-0500



Kits EXPERIENCE ceramic CCO

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Ref. .022"
CCO	5-5	-	3,4,5	11-2C05-0007
CCO	5-5	3-3	3,4,5	11-2CE5-0007

Kits EXPERIENCE ceramic

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence .020" x .028"
Roth Type .020" x .028"	5-5	—	3	11-5C03-0010

Kits EXPERIENCE ceramic

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	—	3	—	11-2E03-0020
MBT Type	3-3	3-3	3	—	—
MBT Type	5-5	—	3	11-1C03-0020	11-2C03-0020
MBT Type	5-5	—	3,4,5	—	11-2C05-0020
MBT Type	5-5	3-3	3	—	11-2CE3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	—	11-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	11-1CC3-0020	11-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	—	11-2CC5-0020

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	3-3	—	3	—	11-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	—	11-2EE3-0010
Roth Type	5-5	—	3	11-1C03-0010	11-2C03-0010
Roth Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0010	11-2C05-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0010	11-2CE3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0010	11-2CE5-0010
Roth Type (L 4-5 zirconium)	5-5	5-5	3	11-1CC3-M010	11-2CC3-M010
Roth Type (L 4-5 zirconium)	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-M010	11-2CC5-M010

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Extra Torque	5-5	—	3	11-1C03-0030	—

Brackets optionnels

Dent	Torque	Angulation	Rotation	Référence			
				.018"		.022"	
				D	G	D	G
U 1	7°	5°	0°	—	—	11-2110-0044	11-2210-0044
U 2	3°	9°	0°	—	—	11-2120-0044	11-2220-0044
U 3/Hk	7°	5°	0°	11-113D-0027	11-123D-0027	11-213D-0027	11-223D-0027
U 4 Univ	0°	0°	0°	11-1540-0025	11-1540-0025	11-2540-0025	11-2540-0025

Marketing EXPERIENCE ceramic



Typodonts

EXPERIENCE ceramic	Référence
EXP. C BRACKET MODEL	55-1100-0000
TYPODONT EXP. C 7-7	55-1111-0000
TYPODONT EXP. C/M 7-7	55-1111-00S1

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-10F0-1200
Présentoir à brochures
99-1000-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-11F1-16F0
Cadre bois
99-11W1-16F0



Posters 60 x 150 cm
99-11F0-16F0



EXPERIENCE ceramic EXPERIENCE™ mini ceramic

SL Product **HI** Aesthetic


Ce bracket bi-plot céramique auto-ligurant allie esthétique et performance. Il reçoit un traitement rhodium sur son clip afin de le rendre plus homogène. Sa base est 100 % mécanique, lui procure une résistance de collage et une dépose simplifiée. Sachet de 5.

La technologie « Rhodium », s'applique aussi aux arcs INITIALLOY® et BIO-ACTIVE®. Associés à EXPERIENCE ceramic, le rendu esthétique de l'appareil est exceptionnel. (Voir chapitre Arcs & Fils).

Ailettes arrondies
conçues pour limiter les
interférences occlusales

Plusieurs méthodes d'ouverture
permettent d'ouvrir le clip
sans déformation

Bracket Ceramic
Injection Molding
uniformité, résistance, précision



Gorge usinée CNC



Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de
l'arc dans la gorge et évite
les arcs-boutements

Torque dans la base



Base anatomique
suit la courbe de chaque dent

Base mécanique
résistance du collage maximum,
possibilité de repositionner si
nécessaire. Identification de la
dent





EXPERIENCE mini ceramic



Dent	Torque	Angulation	Rotation	Ref.	
				D	G
Maxillaire					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	12-5110-0500	12-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	12-5120-0500	12-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	12-213D-0500	12-223D-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	12-214D-0500	12-224D-0500
Mandibulaire					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	12-5410-0500	12-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	12-243D-0500	12-233D-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	12-244D-0500	12-234D-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	12-245D-0500	12-235D-0500

EXPERIENCE mini ceramic MBT Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	4°	0°	12-1110-0020	12-1210-0020	12-2110-0020	12-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	12-1120-0020	12-1220-0020	12-2120-0020	12-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	12-113D-0020	12-123D-0020	12-213D-0020	12-223D-0020
U 3/Hk Optionnel	0°	8°	0°	12-113D-0021	12-123D-0021	12-213D-0021	12-223D-0021
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	12-114D-0020	12-124D-0020	12-214D-0020	12-224D-0020
Mandibulaire							
L 1-2	-6°	0°	0°	12-1610-0020	12-1610-0020	12-2610-0020	12-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	12-143D-0020	12-133D-0020	12-243D-0020	12-233D-0020
L 3/Hk Optionnel	0°	3°	0°	12-143D-0021	12-133D-0021	12-243D-0021	12-233D-0021
L 4/Hk	-12°	2°	0°	12-144D-0020	12-134D-0020	12-244D-0020	12-234D-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	12-145D-0020	12-135D-0020	12-245D-0020	12-235D-0020

EXPERIENCE mini ceramic Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	12-1110-0010	12-1210-0010	12-2110-0010	12-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	12-1120-0010	12-1220-0010	12-2120-0010	12-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	12-113D-0010	12-123D-0010	12-213D-0010	12-223D-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	12-114D-0010	12-124D-0010	12-214D-0010	12-224D-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	2°	0°	12-1410-0010	12-1310-0010	12-2410-0010	12-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	12-143D-0010	12-133D-0010	12-243D-0010	12-233D-0010
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	12-144D-0010	12-134D-0010	12-244D-0010	12-234D-0010
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	12-145D-0010	12-135D-0010	12-245D-0010	12-235D-0010

Kits EXPERIENCE mini ceramic

Prescription	Arcade U	Arcade L	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0020	12-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0010	12-2CC5-0010

Instruments

Instruments nécessaires à la manipulation des brackets EXPERIENCE mini ceramic



50-0032-0000
Bord large pour ouvrir les EXPERIENCE mini metal par le bord vestibulaire et embout fin pour l'ouverture des EXPERIENCE metal et ceramic par le bord gingival

Marketing EXPERIENCE mini ceramic



Typodonts

EXPERIENCE ceramic	Référence
EXP. C BRACKET MODEL	55-1200-0000
TYPODONT EXP. mini C 7-7	55-1211-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**

Mot de passe : **3ortho7**

Brochure Patients (X25)
99-12F0-1200
Présentoir à brochures
99-1200-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-12F1-16F0
Cadre bois
99-12W1-16F0




Posters 60 x 150 cm
99-12F0-16F0



EXPERIENCE L
EXPERIENCE L™


SL Product HI Aesthetic

EXPERIENCE L compte parmi les brackets orthodontiques linguaux interactifs les plus sophistiqués du marché. Son clip doré, facile d'accès, rend les changements d'arcs plus accessibles aux praticiens et réduit le temps de traitement à la grande satisfaction des patients. Son faible encombrement limite les problèmes d'élocution et de décollement. Sachet de 5.




Ailettes de ligature adoucies et polies pour réduire les interférences occlusales

Clip ressort doré pour une meilleure visibilité, à deux points de contact, couvrant complètement la gorge



La grille microsablée de la base assure une meilleure rétention.



Clip interactif

Profil surbaissé pour plus de confort

Base anatomique



EXPERIENCE L

				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1-2	60°	0°	0°	16-1510-0010	16-1510-0010
U 3	60°	0°	0°	16-1530-0010	16-1530-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	16-153U-0010	16-153U-0010
U 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
U 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
U 6-7/Hk	10°	0°	0°	16-116M-0010	16-126M-0010
Mandibulaire					
L 1-2	50°	0°	0°	16-1610-0010	16-1610-0010
L 3	50°	0°	0°	16-1630-0010	16-1630-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	16-163U-0010	16-163U-0010
L 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
L 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
L 6-7/Hk	0°	0°	0°	16-146M-0010	16-136M-0010


EXPERIENCE L Kits

Brackets Seuls		Référence
		.018"
U/L 7-7		16-1AA0-0010

EXPERIENCE LSB
EXPERIENCE LSB (Small Base)

SL Product HI Aesthetic

Bracket lingual identique à EXPERIENCE L, mais avec une base plus petite. C'est l'outil idéal pour les corrections esthétiques du secteur antérieur. Invisible, il répond aux exigences d'une patientèle adulte pour les indications cosmétiques. Il peut se coller directement sur la face linguale des dents ou par l'intermédiaire d'une gouttière de transfert. Sachet de 5.



Ailettes de ligature adoucies et polies pour réduire les interférences occlusales

Clip ressort, doré pour une meilleure visibilité, à deux points de contact, couvrant complètement la gorge



Bracket incisive inférieur base étroite
U: 17-153U-0010
L: 17-163U-0010



La grille microsablée de la base assure une meilleure rétention.

Clip interactif

Profil surbaissé pour plus de confort

Base anatomique




EXPERIENCE LSB (Small Base)

				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010
Mandibulaire					
L 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3/Base étroite	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 1-2-3/Hk	50°	0°	0°	17-161U-0010	17-161U-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

EXPERIENCE LSB (Small Base) Kits

Brackets Seuls		Référence
		.018"
Kit EXPERIENCE LSB L 3-3		17-10E0-0010

Les arcs INITIALLOY linguaux



Téléchargez la charte taille réelle sur www.gcorthodontics.eu

INITIALLOY Lingual

		N1		N2	
		Références		Références	
Force/Section		Maxillaire	Mandibulaire	Maxillaire	Mandibulaire
Light					
.012"		71-N1U1-0012	—	71-N1U2-0012	—
.014"		71-N1U1-0014	—	71-N1U2-0014	—
.016"		71-N1U1-0016	—	71-N1U2-0016	—

		N3	
		Références	
Force/Section		Maxillaire	Mandibulaire
Light			
.012"		71-N1U3-0012	—
.014"		71-N1U3-0014	—
.016"		71-N1U3-0016	—

Marketing EXPERIENCE L/LSB



Typodonts

EXPERIENCE L	Référence	EXPERIENCE LSB	Référence
EXL BRACKET MODEL	55-1600-0000		
TYPODONT EXP. L 7-7	55-1611-0000	TYPODONT EXP. L SB 4-4	55-1713-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)

Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-16F0-1200
Présentoir à brochures
99-1600-5500

Chic.

Chic. mini et Chic.



Chic. est la solution destinée aux orthodontistes cherchant un bracket céramique pour leurs patients sans compromis entre performance et résistance. Chic. est fabriqué par Ceramic Injection Molding (MIM) qui lui assure uniformité et résistance au décollement grâce à sa base mécanique. Sa transparence se confond à la teinte de la dent du patient. il ne se tache pas ni ne se décolore.



Bracket rhomboïde
pour un placement simplifié du bracket

Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcsboutements

Ceramic Injection Molding
uniformité, résistance et précision

Gorge usinée CNC

Torque dans la base

Larges espaces sous ailettes
pour faciliter la ligature

Ligne de grand axe
facilite le positionnement du bracket ; s'efface au premier brossage

Céramique transparente
pour l'esthétique

Base mécanique moulée
limite les décollements et assure une meilleure rétention

Encoche mésio-occlusale
pour faciliter la dépose en un seul bloc

Combinaison brackets

Vous pouvez utiliser les brackets céramiques Chic avec les brackets Legend Rhodium pour un résultat esthétique parfait.



Comment déposer Chic



Chic. mini
Chic. mini MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	4°	15-1110-0020	15-1210-0020	15-2110-0020	15-2210-0020
U 2	10°	8°	15-1120-0020	15-1220-0020	15-2120-0020	15-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	15-113D-0020	15-123D-0020	15-213D-0020	15-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	15-113D-0021	15-123D-0021	15-213D-0021	15-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	15-1540-0020	15-1540-0020	15-2540-0020	15-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	15-114D-0020	15-124D-0020	15-214D-0020	15-224D-0020
Mandibulaire						
L 1-2	-6°	0°	15-1610-0020	15-1610-0020	15-2610-0020	15-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	15-143D-0020	15-133D-0020	15-243D-0020	15-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	15-143D-0021	15-133D-0021	15-243D-0021	15-233D-0021
L 4	-12°	0°	15-1640-0020	15-1640-0020	15-2640-0020	15-2640-0020
L 4/Hk	-12°	0°	15-144D-0020	15-134D-0020	15-244D-0020	15-234D-0020
L 5	-17°	0°	15-1650-0020	15-1650-0020	15-2650-0020	15-2650-0020
L 5/Hk	-17°	0°	15-145D-0020	15-135D-0020	15-245D-0020	15-235D-0020




1
Retirez les ligatures et les arcs



2
Retirez les excès de colle si vous ne l'avez pas fait durant la pose



3
Utilisez un instrument adapté à la base du bracket, en mésio-distal



3
ou aux angles opposés occluso-gingival



4
Nettoyer les dents des résidus de colle

Chic. mini Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	15-1110-0010	15-1210-0010	15-2110-0010	15-2210-0010
U 2	8°	9°	15-1120-0010	15-1220-0010	15-2120-0010	15-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	15-113D-0010	15-123D-0010	15-213D-0010	15-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	15-1540-0010	15-1540-0010	15-2540-0010	15-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	15-114D-0010	15-124D-0010	15-214D-0010	15-224D-0010
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	15-1610-0010	15-1610-0010	15-2610-0010	15-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	15-133D-0010	15-143D-0010	15-233D-0010	15-243D-0010
L 4	-17°	0°	15-1640-0010	15-1640-0010	15-2640-0010	15-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	15-134D-0010	15-144D-0010	15-234D-0010	15-244D-0010
L 5	-22°	0°	15-1650-0010	15-1650-0010	15-2650-0010	15-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	15-135D-0010	15-145D-0010	15-235D-0010	15-245D-0010

Chic. mini Kits

Kits	Acrade U	Arcade L	Crochets sur	Référence	Référence
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	-	3	15-1E03-0020	15-2E03-0020
MBT Type	3-3	3-3	3	15-1EE3-0020	15-2EE3-0020
MBT Type	5-5	-	3	15-1C03-0020	15-2C03-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	15-1CC3-0020	15-2CC3-0020
MBT Type	5-5	-	3,4,5	15-1C05-0020	15-2C05-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	15-1CC5-0020	15-2CC5-0020
Roth Type	3-3	-	3	15-1E03-0010	15-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	15-1EE3-0010	15-2EE3-0010
Roth Type	5-5	-	3	15-1C03-0010	15-2C03-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	15-1CC3-0010	15-2CC3-0010
Roth Type	5-5	-	3,4,5	15-1C05-0010	15-2C05-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	15-1CC5-0010	15-2CC5-0010



Chic.

Chic. MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	4°	14-1110-0020	14-1210-0020	14-2110-0020	14-2210-0020
U 2	10°	8°	14-1120-0020	14-1220-0020	14-2120-0020	14-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	14-113D-0020	14-123D-0020	14-213D-0020	14-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	14-113D-0021	14-123D-0021	14-213D-0021	14-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0020	14-1540-0020	14-2540-0020	14-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0020	14-124D-0020	14-214D-0020	14-224D-0020
Mandibulaire						
L 1-2	-6°	0°	14-1610-0020	14-1610-0020	14-2610-0020	14-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	14-143D-0020	14-133D-0020	14-243D-0020	14-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	14-143D-0021	14-133D-0021	14-243D-0021	14-233D-0021
L 4	-12°	0°	14-1640-0020	14-1640-0020	14-2640-0020	14-2640-0020
L 4/Hk	-12°	0°	14-144D-0020	14-134D-0020	14-244D-0020	14-234D-0020
L 5	-17°	0°	14-1650-0020	14-1650-0020	14-2650-0020	14-2650-0020
L 5/Hk	-17°	0°	14-145D-0020	14-135D-0020	14-245D-0020	14-235D-0020

Chic. Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	14-1110-0010	14-1210-0010	14-2110-0010	14-2210-0010
U 2	8°	9°	14-1120-0010	14-1220-0010	14-2120-0010	14-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	14-113D-0010	14-123D-0010	14-213D-0010	14-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0010	14-1540-0010	14-2540-0010	14-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0010	14-124D-0010	14-214D-0010	14-224U-0010
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	14-1610-0010	14-1610-0010	14-2610-0010	14-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	14-143D-0010	14-133D-0010	14-243D-0010	14-233D-0010
L 4	-17°	0°	14-1640-0010	14-1640-0010	14-2640-0010	14-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	14-144D-0010	14-134D-0010	14-244D-0010	14-234D-0010
L 5	-22°	0°	14-1650-0010	14-1650-0010	14-2650-0010	14-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	14-145D-0010	14-135D-0010	14-245D-0010	14-235D-0010

Kits Chic.

Possibilité de mixer vos kits, céramique en haut et métallique en bas. Contactez-nous.

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	Référence
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	—	3	—	14-2E03-0020
MBT Type	5-5	—	3	—	14-2C03-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0020	14-2CC3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0020	14-2CC5-0020
Roth Type	3-3	—	3	14-1E03-0010	14-2E03-0010
Roth Type	5-5	—	3	14-1C03-0010	14-2C03-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	—	14-2CE3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0010	14-2CC3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0010	14-2CC5-0010

Marketing Chic.



Typodonts

Chic.	Référence
TYPODONT CHIC mini 7-7	55-1511-0000
TYPODONT CHIC 7-7	55-1411-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-14F0-1200
Présentoir à brochures
99-1400-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-14E1-16F0
Cadre bois
99-14W1-16F0



Posters 60 x 150 cm

99-14F0-16F0

LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium

LEGEND™ est une gamme de brackets standard bi-plot métallique disponible en taille médium et mini. LEGEND medium est fabriqué par Injection de métal (MIM) et sa gorge reçoit un traitement CNC (Computer Numerical Controlled) qui garantit une gorge exacte en .018" ou en .022" afin que les informations du bracket soient parfaitement exprimées. Sa base anatomique en treillis assure une excellente rétention du bracket sur la dent.



Bracket rhomboïde
pour un placement simplifié du bracket

Bords chanfreinés
facilitent l'engagement de l'arc dans la gorge et évitent les arcsboutements

Acier de qualité aérospatiale

Ligne de grand axe
facilite le positionnement du bracket

Gorge triple chanfrein
facilite l'engagement de l'arc dans la gorge et évite les arcsboutements

Gorge usinée en CNC

Ailettes arrondies
conçues pour limiter les interférences occlusales

Larges espaces sous ailettes
pour faciliter la ligature

Base microsablée taille 80, Meilleure résistance du collage

Base anatomique
suit la courbe de chaque dent



Combinaison

Vous pouvez utiliser les brackets Legend mini/medium avec les brackets céramiques Chic pour un résultat esthétique parfait.

La gamme LEGEND™ est fabriquée par TOMY Inc. à Yumoto, Japon. Les orthodontistes du monde entier utilisent et apprécient les brackets TOMY depuis le lancement de leur premier bracket en 1961. Aujourd'hui, TOMY est devenu un fabricant de matériel orthodontique des plus respecté au monde.



LEGEND mini

LEGEND mini, MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	4°	31-1110-0020	31-1110-0020	31-2110-0020	31-2210-0020
U 2	10°	8°	31-1120-0020	31-1220-0020	31-2120-0020	31-2220-0020
U 3/Hk	0°	8°	31-113D-0021	31-123D-0021	31-213D-0021	31-223D-0021
U 3/Hk	-7°	8°	31-113D-0020	31-123D-0020	31-213D-0020	31-223D-0020
U 4	-7°	0°	31-1540-0020	31-1540-0020	31-2540-0020	31-2540-0020
U 4/Hk	-7°	0°	31-114D-0020	31-124D-0020	31-214D-0020	31-224D-0020
U 5	-7°	0°	31-1550-0020	31-1550-0020	31-2550-0020	31-2550-0020
U 5/Hk	-7°	0°	31-115D-0020	31-125D-0020	31-215D-0020	31-225D-0020
Mandibulaire						
L 1-2	-6°	0°	31-1610-0020	31-1610-0020	31-2610-0020	31-2610-0020
L 3/Hk	0°	3°	31-143D-0021	31-133D-0021	31-243D-0021	31-233D-0021
L 3/Hk	-6°	3°	31-143D-0020	31-133D-0020	31-243D-0020	31-233D-0020
L 4	-12°	2°	31-1440-0020	31-1340-0020	31-2440-0020	31-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	31-144D-0020	31-134D-0020	31-244D-0020	31-234D-0020
L 5	-17°	2°	31-1450-0020	31-1350-0020	31-2450-0020	31-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	31-145D-0020	31-135D-0020	31-245D-0020	31-235D-0020

LEGEND mini, Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0010	31-1210-0010	31-2110-0010	31-2210-0010
U 2	8)	9°	0°	31-1120-0010	31-1220-0010	31-2120-0010	31-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	4 °m	31-113D-0010	31-123D-0010	31-213D-0010	31-223D-0010
U 4	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010	31-2140-0010	31-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010	31-214M-0010	31-224M-0010
U 4/Hk, B. Off.	-7°	0°	0°	—	—	31-214M-0013	31-224M-0013
U 4-5/B. Off.	-7°	0°	0°	31-1540-0013	31-1540-0013	31-2540-0013	31-2540-0013
U 5	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010	31-2150-0010	31-2250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010	31-215M-0010	31-225M-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010	31-2610-0010	31-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	31-143D-0010	31-133D-0010	31-243D-0010	31-233D-0010
L 4	-17°	0°	4°d	31-1440-0010	31-1340-0010	31-2440-0010	31-2340-0010
L 4/B. Off.	-17°	0°	0°	31-1640-0013	31-1640-0013	31-2640-0013	31-2640-0013
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	31-144D-0010	31-134D-0010	31-244D-0010	31-234D-0010
L 5	-22°	0°	4°d	31-1450-0010	31-1350-0010	31-2450-0010	31-2350-0010
L 5/B. Off.	-22°	0°	0°	31-1650-0013	31-1650-0013	31-2650-0013	31-2650-0013
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	31-145D-0010	31-135D-0010	31-245D-0010	31-235D-0010



LEGEND mini, Planché Type

				.022"	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	D	G
Maxillaire					
U 1	21°	3°	0°	31-2110-0023	31-2210-0023
U 1 /(Optionnel)	14°	5°	0°	31-2110-0042	31-2210-0042
U 2	13°	7°	0°	31-2120-0023	31-2220-0023
U 3/Hk	3°	13°	0°	31-213D-0023	31-223D-0023
U 3/Hk/(Optionnel)	0°	10°	0°	31-213D-0042	31-223D-0042
Mandibulaire					
L 1-2	-10°	4°	0°	31-2410-0023	31-2310-0023
L 1-2/(Optionnel)	-1°	2°	0°	31-2410-0042	31-2310-0042
L 3/Hk	-14°	3°	0°	31-243D-0023	31-233D-0023
L 3/Hk/(Optionnel)	-1°	2°	0°	31-243D-0042	31-233D-0042



LEGEND mini, Roth Type V-Slot

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	31-2110-0034	31-2210-0034
U 2	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	31-2120-0034	31-2220-0034
U 3/Hk	-2°	7°	0°	31-113D-0034	31-123D-0034	31-213D-0034	31-223D-0034
U 4-5	-7°	0°	0°	31-1540-0034	31-1540-0034	31-2540-0034	31-2540-0034
U 4-5/B. Off.	-7°	0°	0°	31-1540-0035	31-1540-0035	31-2540-0035	31-2540-0035
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	31-114M-0034	31-124M-0034	31-214M-0034	31-224M-0034
Mandibulaire							
L 1-2	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	31-2610-0034	31-2610-0034
L 3/Hk	-5°	7°	0°	31-143D-0034	31-133D-0034	31-243D-0034	31-233D-0034
L 4	-11°	0°	0°	31-1640-0034	31-1640-0034	31-2640-0034	31-2640-0034
L 4/Hk	-11°	0°	0°	31-144D-0034	31-134D-0034	31-244D-0034	31-234D-0034
L 4/B. Off.	-11°	0°	0°	31-1640-0035	31-1640-0035	31-2640-0035	31-2640-0035
L 4/Hk, B. Off.	-11°	0°	0°	31-144D-0035	31-134D-0035	31-244D-0035	31-234D-0035
L 5	-17°	0°	0°	31-1650-0034	31-1650-0034	31-2650-0034	31-2650-0034
L 5/Hk	-17°	0°	0°	31-145D-0034	31-135D-0034	31-245D-0034	31-235D-0034
L 5/B. Off.	-17°	0°	0°	31-1650-0035	31-1650-0035	31-2650-0035	31-2650-0035



LEGEND mini, V-Slot BiDimensionnel Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	—	—
U 2	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	—	—
U 3/Hk	0°	7°	0°	—	—	31-213D-0040	31-223D-0040
U 4-5	0°	0°	0°	—	—	31-2540-0040	31-2540-0040
U 4-5/Hk	0°	0°	0°	—	—	31-215M-0040	31-225M-0040
Mandibulaire							
L 1-2	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	—	—
L 3/Hk	0°	5°	0°	—	—	31-243D-0040	31-233D-0040
L 4-5	0°	0°	0°	—	—	31-2640-0040	31-2640-0040
L 4-5/Hk	0°	0°	0°	—	—	31-244D-0040	31-234D-0040

LEGEND mini, Bio-Progressive

				Référence	
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire					
U 1	22°	5°	0°	31-1110-0027	31-1210-0027
U 2	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011
U 3/Hk	7°	5°	0°	31-113D-0027	31-123D-0027
U 4-5	0°	0°	0°	31-1540-0025	31-1540-0025
Mandibulaire					
L 1-2	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010
L 3/Hk	7°	5°	0°	31-143D-0027	31-133D-0027
L 4-5	0°	0°	0°	31-1640-0025	31-1640-0025

Brackets Optionnels BIO

				Référence	
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire Roth Type					
U 4	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010
U 5	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010
Mandibulaire MBT Type					
L 4	-12°	2°	0°	31-1440-0020	31-1340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	31-144D-0020	31-134D-0020
L 5	-17°	2°	0°	31-1450-0020	31-1350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	31-145D-0020	31-135D-0020



LEGEND mini, Alexander

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1/twin	14°	5°	31-1110-0031	31-1210-0031	31-2110-0031	31-2210-0031
U 2/twin	7°	9°	31-1120-0031	31-1220-0031	31-2120-0031	31-2220-0031
U 3/Hk (sw)	-3°	10°	31-113U-0031	31-123U-0031	31-213U-0031	31-223U-0031
U 4/Lewis (sw)	-7°	0°	31-1540-0031	31-1540-0031	31-2540-0031	31-2540-0031
U 4/Hk (sw)	-7°	0°	31-154U-0031	31-154U-0031	31-254U-0031	31-254U-0031
U 5/Lewis (sw)	-7°	0°	31-1550-0031	31-1550-0031	31-2550-0031	31-2550-0031
U 4-5/B. Off.	-7°	0°	31-1540-0032	31-1540-0032	31-2540-0032	31-2540-0032
Mandibulaire						
L 1-2/Lewis (sw)	-5°	0°	31-1610-0031	31-1610-0031	31-2610-0031	31-2610-0031
L 1-2/Hk (sw)	-5°	0°	31-161U-0031	31-161U-0031	31-261U-0031	31-261U-0031
L 1-2 (sw)	-5°	0°	31-1610-0024	31-1610-0024	—	—
L 1-2 (sw)	-1°	0°	31-1610-0033	31-1610-0033	31-2610-0033	31-2610-0033
L 2/Hk	-5°	6°	31-132U-0046	31-142U-0046	—	—
L 2/Hk (sw)	-1°	6°	31-142U-0031	31-132U-0031	—	—
L 3/Lewis (sw)	-7°	6°	31-1430-0031	31-1330-0031	—	—
L 3/Hk (sw)	-7°	6°	31-143U-0031	31-133U-0031	31-243U-0031	31-233U-0031
L 4/Lewis (sw)	-11°	0°	31-1640-0031	31-1640-0031	31-2640-0031	31-2640-0031
L 4/B. Off.	-11°	0°	—	—	31-2640-0032	31-2640-0032
L 4/Hk (sw)	-11°	0°	31-164U-0031	31-164U-0031	31-264U-0031	31-264U-0031
L 4/Hk/B. Off.	-11°	0°	—	—	31-264U-0032	31-264U-0032
L 5/Lewis (sw)	-17°	0°	31-1650-0031	31-1650-0031	31-2650-0031	31-2650-0031
L 5/B. Off.	-17°	0°	—	—	31-2650-0032	31-2650-0032
L 5/Hk (sw)	-17°	0°	31-165U-0031	31-165U-0031	31-265U-0031	31-265U-0031

LEGEND mini Options

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	17°	5°	0°	31-1110-0011	31-1210-0011	31-2110-0011	31-2210-0011
U 2	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011	31-2120-0011	31-2220-0011
U 3/Hk	0°	7°	4°m	31-113D-0011	31-123D-0011	31-213D-0011	31-223D-0011
U 3/Hk	-7°	10°	0	—	—	31-213D-0015	31-223D-0015
U 4/Univ.	-7°	0°	0	31-1540-0015	31-1540-0015	31-2540-0015	31-2540-0015
Mandibulaire							
L 1	-5°	0°	0°	31-1610-0011	31-1610-0011	31-2610-0011	31-2610-0011
L 1-2	-10°	0°	0°	31-1610-0037	31-1610-0037	31-2610-0037	31-2610-0037
L 1-2	-1°	2°	0°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 4	-11°	0°	0°	31-1640-0039	31-1640-0039	—	—
L 4/Hk	-11°	0°	0°	—	—	31-244D-0039	31-244D-0039
L 4/Univ.	-17°	0°	0°	31-1640-0015	31-1640-0015	31-2640-0015	31-2640-0015
L 5	-22	0°	0°	31-1650-0015	31-1650-0015	31-2650-0015	31-2650-0015

LEGEND mini Kits

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0020	31-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0020	31-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0010	31-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0010	31-2CC5-0010

LEGEND mini, à souder
Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 4-5	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010
Mandibulaire						
L 5	-22°	0°	—	—	34-2650-0010	34-2650-0010

MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 4-5	-7°	0°	34-1540-0010	34-1540-0010	34-2540-0010	34-2540-0010

LEDEND medium



LEGEND medium GET-TGO/CCO

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.022"		.020"x.028"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U1	12°	5°	0°	32-2110-0500	32-2210-0500	32-5110-0500	32-5210-0500
U 2	8°	9°	0°	32-2120-0500	32-2220-0500	32-5120-0500	32-5220-0500
U 3/HK	-2°	10°	0°	32-213D-0500	32-223D-0500	—	—
U 4-5	-9°	0°	0°	32-2540-0500	32-2540-0500	—	—
U 4-5/HK	-9°	0°	0°	32-214D-0500	32-224D-0500	—	—
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	0°	0°	32-2610-0500	32-2610-0500	32-5610-0500	32-5610-0500
L 1-2(Optionell)	-6°	0°	0°	32-2610-0501	32-2610-0501	32-5610-0501	32-5610-0501
L 3/HK	-3°	3°	0°	32-243D-0500	32-233D-0500	—	—
L 4	-12°	2°	0°	32-2440-0500	32-2340-0500	—	—
L 4/HK	-12°	2°	0°	32-244D-0500	32-234D-0500	—	—
L 5	-17°	-1°	0°	32-2450-0500	32-2350-0500	—	—
L 5/HK	-17°	-1°	0°	32-245D-0500	32-235D-0500	—	—



LEGEND medium MBT Type

			Référence			
Dent	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	4°	32-1110-0020	32-1210-0020	32-2110-0020	32-2210-0020
U 2	10°	8°	32-1120-0020	32-1220-0020	32-2120-0020	32-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	32-113D-0020	32-123D-0020	32-213D-0020	32-223D-0020
U 3/Hk/(Optionnel)	0°	8°	32-113D-0021	32-123D-0021	32-213D-0021	32-223D-0021
U 4	-7°	0°	32-1540-0020	32-1540-0020	32-2540-0020	32-2540-0020
U 4/Hk mesial	-7°	0°	32-114M-0020	32-124M-0020	32-214M-0020	32-224M-0020
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	32-114D-0020	32-124D-0020	32-214D-0020	32-224D-0020
U 5	-7°	0°	32-1550-0020	32-1550-0020	32-2550-0020	32-2550-0020
U 5/Hk	-7°	0°	32-115M-0020	32-125M-0020	32-215M-0020	32-225M-0020
Mandibulaire						
L 1-2	-6°	0°	32-1610-0020	32-1610-0020	32-2610-0020	32-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	32-143D-0020	32-133D-0020	32-243D-0020	32-233D-0020
L 3/Hk/(Optionnel)	0°	8°	—	—	32-243D-0021	32-133D-0021
L 4	-12°	2°	32-1440-0020	32-1340-0020	32-2440-0020	32-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	32-144D-0020	32-134D-0020	32-244D-0020	32-234D-0020
L 5	-17°	2°	32-1450-0020	32-1350-0020	32-2450-0020	32-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	32-145D-0020	32-135D-0020	32-245D-0020	32-235D-0020

LEGEND medium Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	32-1110-0010	32-1210-0010	32-2110-0010	32-2210-0010
U 1	17°	5°	—	—	32-2110-0011	32-2210-0011
U 2	8°	9°	32-1120-0010	32-1220-0010	32-2120-0010	32-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	32-113D-0010	32-123D-0010	32-213D-0010	32-223D-0010
U 4	-7°	0°	32-1540-0010	32-1540-0010	32-2540-0010	32-2540-0010
U 4/Hk	-7°	0°	32-114M-0010	32-124M-0010	32-214M-0010	32-224M-0010
U 4/Hk/Base Off.	-7°	0°	—	—	32-214M-0013	32-224M-0013
U 4-5/B. Off.	-7°	0°	32-1540-0013	32-1540-0013	32-2540-0013	32-2540-0013
U 5	-7°	0°	32-1550-0010	32-1550-0010	32-2550-0010	32-2550-0010
U 5/Hk	-7°	0°	32-115M-0010	32-125M-0010	32-215M-0010	32-225M-0010
U 5/Hk/Base Off.	-7°	0°	—	—	32-215M-0013	32-225M-0013
Mandibulaire						
L 1	-5°	0°	32-1610-0011	32-1610-0011	32-2610-0011	32-2610-0011
L 1-2	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	32-143D-0010	32-133D-0010	32-243D-0010	32-233D-0010
L 4	-17°	0°	32-1640-0010	32-1640-0010	32-2640-0010	32-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	32-144D-0010	32-134D-0010	32-244D-0010	32-234D-0010
L 4/B. Off.	-17°	0°	32-1640-0013	32-1640-0013	32-2640-0013	32-2640-0013
L 4/Hk, B. Off.	-17°	0°	32-144D-0013	32-134D-0013	32-244D-0013	32-234D-0013
L 5	-22°	0°	32-1650-0010	32-1650-0010	32-2650-0010	32-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	32-145D-0010	32-135D-0010	32-245D-0010	32-235D-0010
L 5/B. Off.	-22°	0°	32-1650-0013	32-1650-0013	32-2650-0013	32-2650-0013
L 5/Hk, B. Off.	-22°	0°	32-145D-0013	32-135D-0013	32-245D-0013	32-235D-0013



LEGEND medium Extra Torque

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	18°	5°	0°	32-1110-0030	32-1210-0030	32-2110-0030	32-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	32-1120-0030	32-1220-0030	32-2120-0030	32-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	32-113D-0030	32-123D-0030	32-213D-0030	32-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	32-1140-0030	32-1240-0030	32-2140-0030	32-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	32-114M-0030	32-124M-0030	32-214M-0030	32-224M-0030
Mandibulaire							
L 1-2	1°	0°	0°	32-1610-0030	32-1610-0030	32-2610-0030	32-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	32-143D-0030	32-133D-0030	32-243D-0030	32-233D-0030
L 4-5	-7°	0°	2°d	32-1440-0030	32-1340-0030	32-2440-0030	32-2340-0030
L 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	32-144D-0030	32-134D-0030	32-244D-0030	32-234D-0030

Brackets Optionnel

				Référence	
Dent	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				D	G
Maxillaire Andrews Type					
U 1	7°	5°	0°	32-1110-0015	32-1210-0015
U 2	9°	9°	0°	32-1120-0015	32-1220-0015

LEGEND medium Bio-Progressive

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	22°	5°	32-1110-0027	32-1210-0027	32-2110-0027	32-2210-0027
U 2	14°	9°	32-1120-0027	32-1220-0027	32-2120-0027	32-2220-0027
U 3/Hk	7°	5°	32-113D-0027	32-123D-0027	32-213D-0027	32-223D-0027
U 4-5	0°	0°	32-1540-0027	32-1540-0027	—	—
U 4-5/extra Torque	-7°	0°	32-1540-0029	32-1540-0029	—	—
U 4-5/Hk	0°	0°	32-114M-0027	32-124M-0027	—	—
Mandibulaire						
L 1-2	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3/Hk	7°	5°	32-143D-0027	32-133D-0027	32-243D-0027	32-233D-0027
L 4-5	0°	0°	32-1640-0027	32-1640-0027	—	—
L 4-5/Hk	0°	0°	32-144D-0027	32-134D-0027	—	—
L 4/extra Torque	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/extra Torque	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—

LEGEND medium Bio-Progressive V-Slot

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	22°	5°	32-1110-0028	32-1210-0028	32-2110-0028	32-2210-0028
U 2	14°	9°	32-1120-0028	32-1220-0028	32-2120-0028	32-2220-0028
U 3/Hk	7°	5°	32-113D-0028	32-123D-0028	32-213D-0028	32-223D-0028
U 4-5/univ.	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3/Hk	7°	5°	32-143D-0028	32-133D-0028	32-243D-0028	32-233D-0028
L 4/univ.	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/univ.	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—



LEGEND medium V-Slot/BiDimensionnel Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	32-1110-0034	32-1210-0034	32-2110-0034	32-2210-0034
U 2	8°	9°	32-1120-0034	32-1220-0034	32-2120-0034	32-2220-0034
U 3/Hk	0°	7°	32-113D-0040	32-123D-0040	32-213D-0040	32-223D-0040
U 3/Hk	-2°	7°	32-113D-0034	32-123D-0034	32-213D-0034	32-223D-0034
U 4/Hk	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
U 4-5	-7°	0°	32-1540-0034	32-1540-0034	32-2540-0034	32-2540-0034
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	32-214M-0034	32-224M-0034
U 4-5/Hk	0°	0°	—	—	32-214M-0040	32-224M-0040
U 4-5/B. Off.	-7°	0°	32-1540-0035	32-1540-0035	32-2540-0035	32-2540-0035
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3/Hk	-5°	7°	32-143D-0034	32-133D-0034	32-243D-0034	32-233D-0034
L 3/Hk	0°	5°	—	—	32-243D-0040	32-233D-0040
L 4-5	0°	0°	32-1640-0040	32-1640-0040	32-2640-0040	32-2640-0040
L 4	-11°	0°	32-1640-0034	32-1640-0034	32-2640-0034	32-2640-0034
L 4/B. Off.	-11°	0°	32-1640-0035	32-1640-0035	32-2640-0035	32-2640-0035
L 4/Hk	-11°	0°	32-144D-0034	32-134D-0034	32-244D-0034	32-234D-0034
L 4/Hk	0°	0°	—	—	32-244D-0040	32-234D-0040
L 4-5/B. Off.	0°	0°	32-1640-0041	32-1640-0041	32-2640-0041	32-2640-0041
L 5	-17°	0°	32-1650-0034	32-1650-0034	32-2650-0034	32-2650-0034
L 5/Hk	-17°	0°	—	—	32-245D-0034	32-235D-0034
L 5/B. Off.	-17°	0°	32-1650-0035	32-1650-0035	32-2650-0035	32-2650-0035

LEGEND medium Polar

			Référence	
Dent	Torque	Angulation	.018"	
			D	G
Maxillaire				
U 1	20°	3°	32-1110-0022	32-1210-0022
U 2	14°	9°	32-1120-0022	32-1220-0022
U 3/Hk	-2°	6°	32-113D-0022	32-123D-0022
U 4-5	-10°	2°	32-1140-0022	32-1240-0022
Mandibulaire				
L 1-2	0°	0°	32-1610-0022	32-1610-0022
L 3/Hk	0°	5°	32-143D-0022	32-133D-0022
L 4	-10°	2°	32-1440-0022	32-1340-0022
L 5	-15°	2°	32-1450-0022	32-1350-0022

LEGEND medium Kits

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0020	32-2CC3-0020
MBT Type U 4-5 with mesial hook	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0020	32-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	32-1CC3-0010	32-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0010	32-2CC5-0010
Extra-Torque	5-5	5-5	3,4,5	—	32-2CC5-0030
Bio-Progressive	5-5	5-5	3	32-1CC3-0027	—
Bio-Progressive	5-5	5-5	3,4,5	32-1CC5-0027	—



MBT Type





LEGEND medium V-Slot

Marketing LEGEND mini/medium



Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



99-32F0-16M0



LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium Esthétiques



De la même manière que les EXPERIENCE mini metal Rhodium, les brackets LEGEND mini et medium reçoivent un traitement de surface au rhodium pour les rendre plus esthétiques. Associés aux arcs esthétiques INITIALLOY et Bio-Active, ils sont une illustration très réussie de cette nouvelle technologie: la fiabilité du métal associée à un traitement de surface blanchissant. C’est un compromis idéal entre discrétion, efficacité et confort pour les patients. LEGEND mini Rhodium, Roth Type

LEGEND mini Rhodium, MBT Type



			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U 2	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U 4	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U 4/Hk	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
Mandibulaire						
L 1-2	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L 4	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L 5	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020

LEGEND mini Rhodium, Roth Type

				Référence			
Dent	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				D	G	D	G
Maxillaire							
U 1	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	4°m	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U 4	-7°	0°	2°d	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U 5	-7°	0°	2°d	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010
Mandibulaire							
L 1-2	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L 4	-17°	0°	4°d	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L 5	-22°	0°	4°d	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010



LEGEND medium Rhodium, BiDimensionnel Type



			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	39-1110-0034	39-1210-0034	—	—
U 2	8°	9°	39-1120-0034	39-1220-0034	—	—
U 3/Hk	0°	7°	—	—	39-213D-0040	39-223D-0040
U 4-5	0°	0°	—	—	39-2540-0040	39-2540-0040
Mandibulaire						
L 1-2	0°	0°	39-1610-0034	39-1610-0034	—	—
L 3/Hk	0°	5°	—	—	39-243D-0040	39-233D-0040
L 4-5	0°	0°	—	—	39-2640-0040	39-2640-0040

LEGEND medium Rhodium, Optional Brackets (V-Slot)

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	17°	5°	—	—	39-2110-0029	39-2210-0029
U 1	-12°	5°	—	—	39-2110-0034	39-2210-0034
U 2	-8°	9°	—	—	39-2120-0034	39-2220-0034
U 4-5	-7°	0°	—	—	39-2540-0034	39-2540-0034
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	39-214M-0034	39-224M-0034
Mandibulaire						
L 1-2 (non V-Slot)	-5°	0°	39-1610-0011	39-1610-0011	—	—
L 1-2	0°	0°	—	—	39-2610-0034	39-2610-0034
L 4-5	0°	0°	39-1640-0040	39-1640-0040	—	—
L 4	-11°	0°	39-1640-0034	39-1640-0034	39-2640-0034	39-2640-0034
L 5	-17°	0°	39-1650-0034	39-1650-0034	39-2650-0034	39-2650-0034



Kits LEGEND Rhodium

Prescription	Crochet sur	Référence	
		.018" x .025"	.022" x .028"
mini			
mini MBT Type	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
mini MBT Type	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020
mini Roth Type	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
mini Roth Type	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010
medium			
medium BiDimensionnel	3	—	39-2CC3-0034



Marketing LEGEND mini/medium Rhodium



Typodont

LEGEND mini	Référence
LEGEND mini, 7-7	55-3811-0000

Contenu multimedia

Tous les éléments disponibles pour vos créations de contenu multimédia (site internet, présentation vidéo,...)



Utilisateur : **GCOLib**
Mot de passe : **3ortho7**



Brochure Patients (X25)
99-31F0-1200
Présentoir à brochures
99-3100-5500



Posters 40 x 60 cm
Papier
99-38F1-16F0
Cadre bois
99-38W1-16F0




'GC'

99-38F0-16F0



AXCESS

Fabriqué au Japon par Tomy® Inc., ce bracket est issu de la technique MIM (Metal Injection Molded). Toutes les informations (3 ordres) y sont programmées. Le Torque est dans la base. La base anatomique sculptée au laser, assure une rétention aussi fiable que les grilles traditionnelles.





AXCESS MBT Type

Dent	Torque	Angulation	022"	
			D	G
Maxillaire				
U 1	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	30-213D-0020	30-223D-0020
U 4/Hk	-7°	0°	30-214D-0020	30-224D-0020
U 5/Hk (Optionnel)	-7°	0°	30-215D-0020	30-225D-0020
U 4-5	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020
Mandibulaire				
L 1-2	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	30-243D-0020	30-233D-0020
L 4	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	30-244D-0020	30-234D-0020
L 5	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	30-245D-0020	30-2345D-0020

Kits AXCESS MBT Type

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence
				.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	30-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	30-2CC5-0020

AXCESS Roth Type

			Référence			
Dent	Torque	Angulation	.018"		022"	
			D	G	D	G
Maxillaire						
U 1	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010
Mandibulaire						
L 1-2	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 4 Offset base	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4/Hk Offset base	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Offset base	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5/Hk Offset base	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010

Kits AXCESS Roth Type

Prescription	Haut	Bas	Crochet sur	Référence	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	30-1CC3-0010	30-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	30-1CC5-0010	30-2CC5-0010

Standard Edgewise

Twin Edgewise

		Largeur			Référence	
		mm	.018"	.022"		
	Centrales Maxillaires					
	Double extra-large	4.0	29-1510-0062	29-2510-0062		
	Double large	3.2	29-1510-0059	29-2510-0059		
	Latérales					
	Double large	3.2	—	29-2520-0059		
	Double medium	2.6	29-1520-0053	29-2520-0053		
	Canines haut et bas					
	Double large	3.2	—	29-2730-0059		
	Double medium	2.6	29-1730-0053	29-2730-0053		
	Canines haut et bas avec crochet					
	Large, crochet, HD/BG	3.2	—	29-253D-0059		
	Large, crochet, HG/BD	3.2	29-163D-0059	29-263D-0059		
	Prémolaires supérieures					
	Ailette décalée, large	3.2	29-1540-0061	—		
	Ailette décalée, medium	2.6	29-1540-0057	29-2540-0057		
	Ailette décalée, étroit	2.1	—	29-2540-0052		
	Medium	2.6	29-1740-0053	29-2740-0053		
	Molaires supérieures/inférieures					
	Extra-large	4.0	29-1760-0062	29-2760-0062		
	Large	3.2	29-1760-0059	29-2760-0059		
	Antérieures Mandibulaires					
	Double, surbaissé étroit	2.1	29-1610-0051	29-2610-0051		
	Double, surbaissé medium	2.6	29-1610-0055	29-2610-0055		
	Double, standard étroit	2.1	—	29-2610-0050		
	Double, standard medium	2.6	—	29-2610-0053		
	Prémolaires Mandibulaires					
	Surbaissé medium	2.6	29-1640-0055	29-2640-0055		
	Surbaissé medium, base réniforme	2.6	—	29-2640-0058		
	Surbaissé étroit	2.1	—	29-2640-0051		

Twin Edgewise

		Largeur			Référence	
		mm	.018"	.022"		
	Prémolaires					
	U 4-5	Medium	37-1540-0071	—		
	U/L 4-5	Medium	37-1730-0053	37-2730-0053		
	U/L 4-5 V-Slot	Medium	—	37-2510-0071		

Single Edgewise (Tweed)

		Largeur			Référence	
		mm	.022"			
	Centrales					
	Extra-large	2.6		26-2510-0062		
	Large	2.0		26-2510-0059		
	Latérales					
	Large	2.0		26-2520-0059		
	Canines					
	Extra-large	2.6		26-2730-0062		
	Large	2.0		26-2730-0059		
	Prémolaires					
	Large, surbaissé	2.0		26-2640-0060		
	Large, standard	2.0		26-2740-0059		
	Antérieures Mandibulaires					
	Trapézoïdal	1.3		26-2610-0051		
	Étroit, standard	1.3		26-2610-0050		
	Large, surbaissé	2.0		26-2610-0060		

