




Katalog 07

Brackets



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/ortho



Brackets

Brackets "Made in Japan" von TOMY Inc..... 13

Verfügbare Techniken nach Brackettyp 14

Torque-, Angulatations- und Rotationsinformationen..... 15

Farbkodierung 16

EXPERIENCE™ Aktiv System 19

GET Technik 21

EXPERIENCE metal 27

EXPERIENCE metal Rhodium..... 35

EXPERIENCE mini metal 39

EXPERIENCE mini metal Rhodium..... 45

EXPERIENCE ceramic 51

EXPERIENCE mini ceramic 59

EXPERIENCE L 63

EXPERIENCE LSB (Small Base)..... 65

Chic. mini..... 70

Chic..... 72

LEGEND mini / LEGEND medium 75

LEGEND mini..... 76

 LEGEND mini, schweißbar..... 84

LEDEND medium 85

 Schweißbare LEGEND medium 92

LEGEND mini / LEGEND medium 95

AXCESS 101

Legacy & Legacy mini 105

Standard Edgewise 108

Brackets "Made in Japan" von TOMY Inc.


GC Orthodontics entstand aus dem Zusammenschluss zweier japanischer Traditionsunternehmen der Dentalbranche, GC Corporation und TOMY Inc. Japan. Basierend auf der Erfahrung von über 50 Jahren produziert TOMY Inc. Japan kieferorthopädische Produkte wie unsere Brackets, Bänder sowie thermoaktive Bögen in höchster Qualität. Herstellungsprozesse wie MIM/CIM (Spritzgussverfahren) sowie CNC (Präzisions-Fräsverfahren) garantieren eine gleichbleibende hohe Qualität in Punkto Zuverlässigkeit und Präzision.



Vollautomatisierte Bracketproduktion TOMY Fabrik (Japan)



Individuelle Kit-Herstellung Breckerfeld (Deutschland)





*** EXPERIENCE mini metal Rh ist ebenso im Light Force Passiv erhältlich

Torque-, Angulatings- und Rotationsinformationen


Unterkiefer	UK1			UK2			UK3			UK4			UK5			UK6			UK7		
Technik	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.	T.	A.	R.
GET	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-3°	3°	—	-17°	1°	4°d	-22°	1°	4°d	-30°	0°	4°d	-30°	0°	4°d
Extra Torque	°1	0°	—	1°	0°	—	-3°	7°	2°m	-7°	-1°	2°d	-7°	-1°	2°d	-10° -14°	0°	4°d	-10°	0°	—
Roth Type	-1°	2°	—	-1°	2°	—	-11°	7°	—	-17°	0°	—	-22°	-1°	—	-30°	-1°	4°d	-30°	-1°	4°d
MBT Type	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-6° 0	3°	—	-12°	2°	—	-17°	2°	—	-20°	0°	—	-10°	0°	—
CCO	-6°	0°	—	-6°	0°	—	-8°	3°	—	-12°	2°	—	-17°	-1°	4°d	-25° -20°	-1°	—	-20° -25°	-1°	—
Andrews Type	-6°	2°	—	-6°	2°	—	-11°	5°	—	-17°	2°	—	-22°	2°	—	-30°	2°	—	-31°	2°	—
Bioprogressive Type	-1°	0°	—	-1°	0°	—	7°	5°	—	-11°	0°	—	-17°	0°	—	-27°	0°	5°d	-27°	0°	6°d




Farbkodierung

EXPERIENCE mini metal


Roth Type Aktiv




Roth Type Passiv



MBT Type Aktiv




MBT Type Passiv




EXPERIENCE mini metal Rh


Roth Type Aktiv




Roth Type Passiv



MBT Type Aktiv




MBT Type Passiv




EXPERIENCE metal und Rh


Roth Type




Roth Type .020"x.028"



Extra Torque




MBT Type




EXPERIENCE ceramic und mini ceramic


Experience ceramic Roth Type



Experience ceramic MBT Type




EXPERIENCE mini ceramic MBT Type






Standardbrackets


Chic. Roth Type




Chic. MBT Type



LEGEND und AXCESS



Legacy und Legacy mini



Bei manchen Techniken können die Farbkodierungen der Prämolaren abweichen.

EXPERIENCE™

SL Product

EXPERIENCE™ Aktiv System Selbstligierende Brackets

Die Brackets des interaktiven EXPERIENCE Systems vereinen Komfort, Schnelligkeit und Präzision in der Behandlung und stehen in zahlreichen Techniken zur Verfügung. Zur Umsetzung Ihrer individuellen Behandlungsphilosophie halten wir auf den folgenden Seiten passende Lösungen für Sie bereit.



Passiv

Interaktiv

Aktiv

EXPERIENCE ceramic

Diese haben einen transluzenten, polykristallinen Körper und passen sich somit optisch hervorragend an die natürliche Zahnfarbe des Patienten an. Der interaktive, rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet eine unauffällige Lösung für ästhetisch anspruchsvolle Patienten. Die mechanische Retentionsbasis sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding auch ohne Splittern und Brechen.



EXPERIENCE metal und Rhodium

 Rhodium

Das bewährte EXPERIENCE metal Bracket ist der Klassiker aus der EXPERIENCE Produktlinie und bietet eine Vielfalt an Behandlungsoptionen. Dieses Bracket lässt sich für individuelle Patientenlösungen aufgrund der identischen In/Out Werte optimal mit dem EXPERIENCE ceramic Bracket kombinieren. EXPERIENCE Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase.



EXPERIENCE mini ceramic

Diese Brackets wurden mit den gleichen hohen Qualitätsstandards wie EXPERIENCE ceramic entwickelt und bieten kleinere Abmessungen bei gleichzeitiger Erhaltung der strukturellen Widerstandsfähigkeit. EXPERIENCE mini ceramic bietet erhöhten Patientenkomfort und Diskretion.





EXPERIENCE mini metal und Rhodium



Die kleinere Version des bewährten EXPERIENCE metal Brackets wurde 2013 mit großartigem Erfolg eingeführt.

Das EXPERIENCE mini metal Bracket bietet die gleiche hochwertige Qualität wie das EXPERIENCE metal Bracket, sein flaches Profil erhöht den Komfort und die rhodinierte Version ist ideal für ästhetische Behandlungen.

EXPERIENCE L



Das EXPERIENCE L Bracket ist ein selbstligierendes, interaktives, 4-flügeliges Lingualbracket mit dreidimensionaler Kontrolle. Die abgerundeten Bracketflügel, die geringen Abmessungen und die Low-Profile Bauweise führen zu großer Patientenakzeptanz bei hohem Tragekomfort. Die Goldfärbung des Clips bewirkt gute Erkennbarkeit des Öffnungsmechanismus und gewährleistet somit ein effizientes Arbeiten.

EXPERIENCE LSB



Das EXPERIENCE LSB Bracket ist im Aufbau vergleichbar mit dem EXPERIENCE L jedoch mit kleinerer Basis. EXPERIENCE LSB kann je nach Behandlungssituation für komplexe Fälle, für ästhetische Frontzahnkorrekturen oder Rezidivbehandlungen verwendet werden und ist für jedes Behandlungsalter geeignet.

GET Technik





Entwickelt mit Dr. Stefano Troiani, basierend auf der TGO-Technik von Prof. Michel Legall, verfügt diese Technik über Slot-Größen von 020" x .028" an den Schneidezähnen, um die Drehmomentkontrolle am Ende der Behandlung zu fördern.



Wer ist Dr. Stefano Troiani?

- Dr. Stefano Troiani absolvierte die Ausbildung der Kieferorthopädie an der Universität von Aarhus in Dänemark, sodass er 2003 seinen MSc in Kieferorthopädie erhielt.
- Privatpraxis in Dänemark und Deutschland zwischen 2003 und 2018.
 - Klinischer Assistenzprofessor in der Abteilung für Kieferorthopädie der Universität Aarhus, 2005-2007
 - Wissenschaftlicher Direktor für das Masterprogramm Alpe Adria Face an der Universität Graz, Ljubljana und Zagreb, 2012-2013.
 - Kieferorthopäde in der Abteilung für Oberkiefer-Gesichtschirurgie im Krankenhaus Sønderborg, 2008-2009
 - Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie in Odense Universitätsklinikum in Dänemark, 2008-2018


Derzeit ist Dr. Troiani in seiner Privatpraxis in der Schweiz tätig und hat international bereits über 130 Vorträge gehalten.

"Eine kieferorthopädische Behandlung sollte auf die spezifischen Bedürfnisse eines jeden Patienten zugeschnitten sein und auf einer gründlichen Diagnose unter Verwendung eines geeigneten Behandlungsplans und einer realistischen Biomechanik beruhen. Gleichzeitig bin ich der festen Überzeugung, dass ein guter Kieferorthopäde zu sein nicht bedeutet, ein oder zwei vom Board zertifizierte Fälle pro Jahr zu produzieren. Es geht darum, allen Patienten ein dauerhaft hohes Maß an guter Versorgung zu bieten. Daher soll Ihnen die GET-Behandlung einen allgemeinen Rahmen bieten, der an die individuellen Bedürfnisse einzelner Patienten angepasst werden kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg."

OK
U1, U2: .020" x .028" Slot - U1: 12°T, 5°A / U2: 8°T, 9°A

Bei oberen Schneidezähnen ist oft der Torque am Ende der Behandlung zu niedrig. Dies liegt meist am Spiel zwischen Slot und Bogen. Viele Hersteller erhöhen darum den Torquewert. Wir haben die Slot-Größe verringert und die Standard-Torquewerte beibehalten (Roth). Die Vorteile sind:

- Besser vorhersehbare Ergebnisse
- Weniger Zubehör in der Praxis



Das Spiel eines .019"x.025" Bogens in einem .022"x.028" Slot beträgt 8,7 Grad (in der Praxis aufgrund von Abweichungen im Produktionsprozess noch mehr).
Das Spiel desselben Bogens, .019"x.025" , in einem .020"x.028" Slot beträgt 2,8 Grad.

Torque-Spiel in GET Brackets, basierend auf Bogen- und Slot-Dimension (.020" x .028" vs. .022" x .028").

Messung im Forschungs- und Entwicklungslabor von Tomy (Japan)

Kommentar zu den Messungen:
Die Tabelle zeigt das minimale und maximale theoretische Spiel, berechnet aus den tatsächlichen Herstellungsaufzeichnungen (Produktprüfaufzeichnungen) von Brackets und Bögen. Der Krümmungsradius des Bogens beträgt bei unseren Bögen etwa 0,05 mm. Wettbewerberprodukte weisen größere Radien auf, daher haben wir das Spiel auch berechnet, wenn der Radius 0,1mm beträgt.

Bracket	Bogen	Material	.020" x .028" slot		.022" x .028" slot	
			MIN	MAX	MIN	MAX
EXPERIENCE metal & mini metal	0.019"×0.025"	SS Rh	2.94°	5.90°	8.26°	11.73°
	0.019"×0.025"	NiTi	2.55°	5.22°	7.93°	11.00°
	0.020"×0.020"	NiTi	0.28°	3.72°	7.40°	11.80°
EXPERIENCE C	0.019"×0.025"	SS Rh	3.70°	6.71°	9.35°	12.89°
	0.019"×0.025"	NiTi	3.30°	6.03°	8.99°	12.15°
	0.020"×0.020"	NiTi	1.26°	4.81°	8.86°	13.52°

U3: .022" x .028" Slot - U3: 0°T, 11°A

Wir haben uns für den ursprünglichen Straight-Wire-Ansatz entschieden, bei dem eine mesiale Neigung von 11 Grad die Endstellung ist, um eine Verlängerung des Bogens im Oberkiefer zu ermöglichen, sowie 0 Grad Torque, um eine zu steile Eckzahnführung zu verhindern.

U4, U5: .022" x .028" Slot - U4/5: -10°T, 4°A

Wir haben uns dazu entschlossen, sehr wenig zusätzlichen lingualen Kronentorque (-10 Grad) hinzuzufügen. Wir wollen keine oberen Prämolaren mit ausgeprägter Lingualneigung (aus gnathologischer Sicht ist eine „offene“ Position besser). Zudem verwenden wir 3 Grad negativen Torque mehr als in der Roth-Prescription, um das Hängen der palatinalen Höcker nach der Nivellierung zu vermeiden.

U6, U7: .022" x .028" Slot - U6: -20°T, 10°OF / U7: -25°T, 6°OF

Wir haben den Wert der distalen Rotation auf den ursprünglichen Straight-Wire-Wert (1. Molar) und sogar darunter (2. Molar) gesenkt. Damit soll ein linguales Vorspringen des disto-vestibulären Höckers des zweiten Molaren verhindert werden, da es sich dabei um eine Hauptursache für Vorkontakte handelt. Zudem haben wir uns entschieden, den lingualen Kronentorque zu erhöhen, um die Tendenz zu Vorkontakten aufgrund hängender palatinaler Höcker der OK Molaren (insbesondere der zweiten Molaren) zu verringern.

Besuchen Sie die Webseite





UK

L1, L2: .020" x .028" Slot - L1 / L2: -1°T, 2°A

Wir haben die klassischen Torquewerte beibehalten, doch der .020»x.028» Slot ermöglicht optimale Kontrolle. Das flache Profil der EXPERIENCE mini Brackets trägt dazu bei, ein sehr häufiges Problem selbstligierender Brackets zu lösen: Andere SL-Brackets haben oft Vorkontakte mit den Oberkieferfrontzähnen, was eine Abstützung der Front, als Therapieziel verhindert.

L3: .022" x .028" Slot - L3: -3°T, 3°A

Hier ein reduzierter Wert für die mesiale Neigung, um die Länge des unteren Bogens zu reduzieren. Gleichzeitig haben wir uns dazu entschieden, den lingualen Kronentorque zu verringern, um einen übermäßigen transversalen Overjet zu vermeiden und um ebenso den Wert, auf den niedrigeren lingualen Kronentorque der oberen Eckzähne, abzustimmen.

L4, 5, 6, 7: .022" x .028" Slot

L4 : -17°T, 1°A, 4°OF

L5 : -22°T, 1°A, 4°OF

L6: / L7 : -30°T, -1°A, 4°OF

Ästhetisches Rhodium

Wenn Metall auf Ästhetik trifft

Rhodium wird hauptsächlich in der Schmuckindustrie verwendet und hat die einzigartige Eigenschaft, Reflexionen (Glanz) zu reduzieren. Sein silbermattes Finish bietet ein transparentes Erscheinungsbild, das die Ästhetik verbessert.



Brackets

Selbstligierend oder konventionell, wir haben das richtige Bracket für Sie!




EXPERIENCE mini metal Rhodium

Das flache EXPERIENCE mini metal Rhodium Bracket ist seit Jahren weit verbreitet. Das Bracket verfügt über einen CNC-gefrästen Bracket-Slot für mehr Präzision in .018" oder .022", einen Torque in der Basis, einen aktiven Clip für ideale Torquekontrolle.



EXPERIENCE metal Rhodium

Dieses selbstligierende Bracket wird ebenfalls von TOMY Inc. hergestellt. Es verfügt über einen CNC-gefrästen Slot für erhöhte Präzision in .018" oder .022", Torque in der Basis, sowie einen aktiven Clip für ideale Torquekontrolle.



LEGEND mini und medium Rhodium

Diese konventionellen Brackets haben sich bewährt. Hergestellt mit den hohen Qualitätsstandards, die Sie von TOMY Inc. Japan erwarten. Der Bracket-Slot von LEGEND ist CNC-gefräst für erhöhte Präzision in .018" oder .022". Trotz geringer Bauhöhe ermöglichen die großen Unterschnitte ein einfaches Einligieren und Debonding.

Rhodium Bögen

Behandeln Sie zusätzlich mit unseren Rhodium Bögen, behandeln Sie mit einer beeindruckend unauffälligen Apparatur. Unabhängig vom Behandlungsstadium haben wir einen Bogen, der den Bedürfnissen Ihres Patienten entspricht. Bögen für den Behandlungsbeginn wie INITIALLOY™ Rhodium Formgedächtnisbögen oder BIO-ACTIVE™ Light Progressive Force Bögen, zusätzlich zu BIO-ACTIVE™ oder Edelstahlbögen. Unser breites Angebot an Bögen ermöglicht Ihnen eine umfassende Behandlung ohne Kompromisse in der Biomechanik.






EXPERIENCE metal

EXPERIENCE metal

SL Product

Das selbstligierende EXPERIENCE™ Bracketsystem bietet dem Behandler und Patienten eine Vielfalt an Behandlungsoptionen. EXPERIENCE™ Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque- und Rotationskontrolle in der Finishingphase. Verkaufsmengeneinheit = 10 Stück.



Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene





EXPERIENCE metal



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	20-5110-0500	20-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	20-5120-0500	20-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	20-213D-0500	20-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-2140-0500	20-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	20-214M-0500	20-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	20-5410-0500	20-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	20-243D-0500	20-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-2440-0500	20-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	20-244D-0500	20-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-2450-0500	20-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	20-245D-0500	20-235D-0500



EXPERIENCE metal CCO

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.022"x.028"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	12°	5°	0°	20-2110-0007	20-2210-0007
U 2	10°	9°	0°	20-2120-0007	20-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	2m	20-213D-0007	20-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	0°	20-2540-0007	20-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	0°	20-214D-0007	20-224D-0007
Unterkiefer					
L 1/2	-6°	0°	0°	20-2610-0007	20-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	0°	20-243D-0007	20-233D-0007
L 4	-12°	2°	0°	20-2440-0007	20-2340-0007
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-244D-0007	20-234D-0007
L 5	-17°	-1°	0°	20-2450-0007	20-2350-0007
L 5/Hk	-17°	-1°	0°	20-245D-0007	20-235D-0007

EXPERIENCE metal MBT Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	4°	0°	20-1110-0020	20-1210-0020	20-2110-0020	20-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	20-1120-0020	20-1220-0020	20-2120-0020	20-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	20-113D-0020	20-123D-0020	20-213D-0020	20-223D-0020
U 3/Hk Optional	0°	8°	0°	20-113D-0021	20-123D-0021	20-213D-0021	20-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	0°	20-1540-0020	20-1540-0020	20-2540-0020	20-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	20-114D-0020	20-124D-0020	20-214D-0020	20-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	-6°	0°	0°	20-1610-0020	20-1610-0020	20-2610-0020	20-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	20-143D-0020	20-133D-0020	20-243D-0020	20-233D-0020
L 3/Hk Optional	0°	3°	0°	20-143D-0021	20-133D-0021	20-243D-0021	20-233D-0021
L 4	-12°	2°	0°	20-1440-0020	20-1340-0020	20-2440-0020	20-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	20-144D-0020	20-134D-0020	20-244D-0020	20-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	20-1450-0020	20-1350-0020	20-2450-0020	20-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	20-145D-0020	20-135D-0020	20-245D-0020	20-235D-0020





EXPERIENCE metal, Extra Torque

EXPERIENCE metal Andrews Type

30



Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	24°	5°	0°	—	—	20-2110-0017	20-2210-0017
U 2	16°	8°	0°	—	—	20-2120-0017	20-2220-0017
U 3/Hk	7°	5°	0°	20-113D-0027	20-123D-0027	20-213D-0027	20-223D-0027
U 4	0°	0°	0°	20-1540-0025	20-1540-0025	20-2540-0025	20-2540-0025

EXPERIENCE metal schweißbar

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 4-5/Hk	-7°	0°	2d	22-114D-0010	22-124D-0010	22-214D-0010	22-224D-0010
Unterkiefer							
L 4/Hk	-17°	-1°	4d	22-144D-0010	22-134D-0010	22-244D-0010	22-234D-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4d	22-145D-0010	22-135D-0010	22-245D-0010	22-235D-0010



Kits EXPERIENCE metal GET

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	20-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	20-5CC5-0500



Kits EXPERIENCE metal CCO

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
CCO	5-5	5-5	3	20-2CC3-0007
CCO	5-5	5-5	3,4,5	20-2CC5-0007

Kits EXPERIENCE metal

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0020	20-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0020	20-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	20-1CC3-0010	20-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0010	20-2CC5-0010
Extra Torque	5-5	5-5	3	20-1CC3-0030	20-2CC3-0030
Extra Torque	5-5	5-5	3,4,5	20-1CC5-0030	20-2CC5-0030

Instruments:

Öffnung der EXPERIENCE brackets: 



50-2030-0000

Instrument zum Öffnen
von gingival. Die doppelte
Gabel erleichtert das Einli-
gieren des Bogens.



50-0030-0000

Öffnungsinstrument zum Öffnen der EXPERIENCE M Brackets sowohl von vestibulär als auch von gingival.

Marketing EXPERIENCE metal



Typodonten

EXPERIENCE metal	Artikelnummer
EXM BRACKET MODEL 022	55-2000-0000
TYPODONT EXP.M 7-7	55-2011-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-10G0-1200
Brochürenhalter
99-1000-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-20E1-16M0
Leinwand auf Holzrahmen
99-20W1-16M0



Poster 60 x 150 cm

GOL

99-20F0-16M0

EXPERIENCE metal

EXPERIENCE metal Rhodium

Heute reiht sich EXPERIENCE metal Rhodium in die ständig wachsende Produktlinie ästhetischer Brackets ein. Die Brackets sind mit Rhodium veredelt, welches die Bracketeigenschaften in keiner Weise verändert oder beeinflusst.

EXPERIENCE metal Rhodium, MBT Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	4°	0°	19-1110-0020	19-1210-0020	19-2110-0020	19-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	19-1120-0020	19-1220-0020	19-2120-0020	19-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	19-113D-0020	19-123D-0020	19-213D-0020	19-223D-0020
U 4-5	-7°	0°	0°	19-1540-0020	19-1540-0020	19-2540-0020	19-2540-0020
U 4-5/Hk d.	-7°	0°	0°	19-114D-0020	19-124D-0020	19-214D-0020	19-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	-6°	0°	0°	19-1610-0020	19-1610-0020	19-2610-0020	19-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	19-143D-0020	19-133D-0020	19-243D-0020	19-233D-0020
L 4	-12°	2°	0°	19-1440-0020	19-1340-0020	19-2440-0020	19-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	19-144D-0020	19-134D-0020	19-244D-0020	19-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	19-1450-0020	19-1350-0020	19-2450-0020	19-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	19-145D-0020	19-135D-0020	19-245D-0020	19-235D-0020

Instruments

Öffnung der EXPERIENCE metal Rhodium Brackets:



50-0030-0000
Das Öffnungsinstrument erlaubt die Öffnung entweder von bukkal oder mit der Hohlkehle von gingival.



50-2030-0000
Das M-Tool verfügt sowohl über ein doppelt gegabeltes Ende, um das Einführen des Bogens zu erleichtern, als auch ein Ende mit Hohlkehle.



EXPERIENCE metal Rhodium, Roth Type



				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	19-1110-0010	19-1210-0010	19-2110-0010	19-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	19-1120-0010	19-1220-0010	19-2120-0010	19-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	19-113D-0010	19-123D-0010	19-213D-0010	19-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	19-1140-0010	19-1240-0010	19-2140-0010	19-2240-0010
U 4-5/Hk d.	-7°	0°	2°d	19-114D-0010	19-124D-0010	19-214D-0010	19-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	19-1410-0010	19-1310-0010	19-2410-0010	19-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	19-143D-0010	19-133D-0010	19-243D-0010	19-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	19-1440-0010	19-1340-0010	19-2440-0010	19-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	19-144D-0010	19-134D-0010	19-244D-0010	19-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	19-1450-0010	19-1350-0010	19-2450-0010	19-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	19-145D-0010	19-135D-0010	19-245D-0010	19-235D-0010



Kits EXPERIENCE metal Rhodium



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0020	19-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0020	19-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	19-1CC3-0010	19-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	19-1CC5-0010	19-2CC5-0010

Marketing EXPERIENCE metal Rhodium



Typodonten

EXPERIENCE metal Rhodium	Artikelnummer
7-7	55-1911-0000

Digitale Informationen


Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-19G0-1200
Brochürenhalter
99-1900-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-19E1-16M0
Leinwand auf Holzrahmen
99-19W1-16M0



99-19F0-1600



EXPERIENCE mini metal

EXPERIENCE mini metal

SL Product

Die EXPERIENCE mini Brackets sind eine kleinere Version der originalen EXPERIENCE metal Brackets. Durch den Wegfall des vertikalen Kanals, durch den sich der Clip des EXPERIENCE-Metalls bewegt, wird ein extrem niedriges Profil erreicht. Patienten erleben so zusätzliche Low-Profile-Vorteile, darunter: reduzierte Bracketgröße, erhöhter Patientenkomfort und verbesserte Ästhetik. Das EXPERIENCE mini minimiert die Reibung beim anfänglichen Nivellieren und Ausrichten und ermöglicht gleichzeitig eine erhöhte Torque- und Rotationskontrolle während des Finishing. Nach dem Metallspritzprozess (MIM) fährt das Werkzeug während einer Abkühlphase zurück. TOMY führt dann einen zusätzlichen Schritt ein, um den Slot konstant präzise zu gestalten, indem der Slot jedes EXPERIENCE-Brackets mithilfe von Computer Numerical Controlled (CNC) gefräst wird. So wird sichergestellt, dass der Slot genau 0,018 Zoll oder 0,022 Zoll misst. Alle TOMY-Slots übertragen exakte Torque- und Angulationswerte, die in jedes Bracket integriert sind. Dies ermöglicht ein vorhersehbareres Ergebnis.




Optionale verformbare
lasergeschweißte Häkchen


Robuster Clip
für sicheres Öffnen

Metall-Spritzguss
für Gleichmäßigkeit

Längsachsenmarkierung



Abgerundete
Slotwände
für bogenschonende
unterbrechungsfreie
Bewegung



Reduzierte okklusale
Bracketflügelhöhe
entwickelt um
Interferenzen zu reduzieren

Torque in der Basis

Base ID
zur einfachen
Identifizierung



Anatomisch
gewölbte Basis
für eine optimale
Passform

Mikrosandgestrahlte 80
Gauge Netzbasis
für optimale Klebekraft

Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene

Vorteil des Rhodium

Das matte Finish und die reduzierte Bracketgröße ermöglichen eine diskretere Behandlungsapparatur.

Das EXPERIENCE Bracketsystem ist made by TOMY Inc. Japan, einer der führenden Hersteller selbstligierender Brackets seit dem Jahr 2000. EXPERIENCE Metall Brackets sind in zwei Größen und Varianten sowie in verschiedenen Techniken verfügbar: Standard oder mini Metall, jeweils rhodiniert oder ohne Oberflächenveredelung.





EXPERIENCE mini metal GET

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	21-5110-0500	21-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	21-5120-0500	21-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	21-213D-0500	21-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-2140-0500	21-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	21-214M-0500	21-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	21-5410-0500	21-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	21-243D-0500	21-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-2440-0500	21-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	21-244D-0500	21-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-2450-0500	21-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	21-245D-0500	21-235D-0500



Kits EXPERIENCE mini metal GET

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	21-5CC5-0500



EXPERIENCE mini metal MBT* Type

			Artikelnummer .018"	
Zahn	Torque	Angulation	Aktiv	
			R	L
Oberkiefer				
U 1	17°	4°	21-1110-0020	21-1210-0020
U 2	10°	8°	21-1120-0020	21-1220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	21-113D-0020	21-123D-0020
U 3/Optional	0°	8°	21-113D-0021	21-123D-0021
U 4-5	-7°	0°	21-1540-0020	21-1540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	21-114D-0020	21-124D-0020
Unterkiefer				
L 1-2	-6	0	21-1610-0020	21-1610-0020
L 3/Hk	-6	3	21-143D-0020	21-133D-0020
L 3/Optional	0	3	21-143D-0021	21-133D-0021
L 4	-12	2	21-1440-0020	21-1340-0020
L 4/Hk	-12	2	21-144D-0020	21-134D-0020
L 5	-17	2	21-1450-0020	21-1350-0020
L 5/Hk	-17	2	21-145D-0020	21-135D-0020

Öffnungsinstrument

Öffnung EXPERIENCE mini metal



50-2130-H000
Halter für Öffnungsklingen
50-2130-B000
Klingen für Öffnungsinstrument (2 Stk)



EXPERIENCE mini metal MBT Type

				Artikelnummer .022"			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Aktiv		Passiv	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	0.74	17°	4°	21-2110-0020	21-2210-0020	21-4110-0020	21-4210-0020
U 2	1.06	10°	8°	21-2120-0020	21-2220-0020	21-4120-0020	21-4220-0020
U 3/Hk	0.55	-7°	8°	21-213D-0020	21-223D-0020	21-413D-0020	21-423D-0020
U 3/Optional	0.55	0°	8°	21-213D-0021	21-223D-0021	—	—
U 4-5	0.70	-7°	0°	21-2540-0020	21-2540-0020	21-4540-0020	21-4540-0020
U 4-5/Hk	0.70	-7°	0°	21-214D-0020	21-224D-0020	21-414D-0020	21-424D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	1.05	-6	0	21-2610-0020	21-2610-0020	21-4610-0020	21-4610-0020
L 3/Optional	0.55	0	3	21-243D-0021	21-233D-0021	—	—
L 3/Hk	0.55	-6	3	21-243D-0020	21-233D-0020	21-443D-0020	21-433D-0020
L 4	0.55	-12	2	21-2440-0020	21-2340-0020	21-4440-0020	21-4340-0020
L 4/Hk	0.55	-12	2	21-244D-0020	21-234D-0020	21-444D-0020	21-434D-0020
L 5	0.55	-17	2	21-2450-0020	21-2350-0020	21-4450-0020	21-4350-0020
L 5/Hk	0.55	-17	2	21-245D-0020	21-235D-0020	21-445D-0020	21-435D-0020

EXPERIENCE mini metal Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	21-1110-0010	21-1210-0010	21-2110-0010	21-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	21-1120-0010	21-1220-0010	21-2120-0010	21-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	21-113D-0010	21-123D-0010	21-213D-0010	21-223D-0010
U 3/Passiv	-2°	10°	4°m	—	—	21-4130-0010	21-4230-0010
U 3/Hk Passiv	-2°	10°	4°m	—	—	21-413D-0010	21-423D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	21-1140-0010	21-1240-0010	21-2140-0010	21-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	21-114D-0010	21-124D-0010	21-214D-0010	21-224D-0010
U 4-5/Passiv	-7°	0°	2°d	—	—	21-4140-0010	21-4240-0010
U 4-5/Hk Passiv	-7°	0°	2°d	—	—	21-414D-0010	21-424D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	21-1410-0010	21-1310-0010	21-2410-0010	21-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	21-143D-0010	21-133D-0010	21-243D-0010	21-233D-0010
L 3/Passiv	-11°	7°	2°m	—	—	21-4430-0010	21-4330-0010
L 3/Hk Passiv	-11°	7°	2°m	—	—	21-443D-0010	21-433D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	21-1440-0010	21-1340-0010	21-2440-0010	21-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	21-144D-0010	21-134D-0010	21-244D-0010	21-234D-0010
L 4/Passiv	-17°	-1°	4°d	—	—	21-4440-0010	21-4340-0010
L 4/Hk Passiv	-17°	-1°	4°d	—	—	21-444D-0010	21-434D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	21-1450-0010	21-1350-0010	21-2450-0010	21-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	21-145D-0010	21-135D-0010	21-245D-0010	21-235D-0010
L 5 Passiv	-22°	-1°	4°d	—	—	21-4450-0010	21-4350-0010
L 5/Hk Passiv	-22°	-1°	4°d	—	—	21-445D-0010	21-435D-0010

EXPERIENCE mini metal Extra Torque

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	18°	5°	0°	21-1110-0030	21-1210-0030	21-2110-0030	21-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	21-1120-0030	21-1220-0030	21-2120-0030	21-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	21-113D-0030	21-123D-0030	21-213D-0030	21-223D-0030
U4-5/Optional	0°	0°	0°	21-1540-0025	21-1540-0025	21-2540-0025	21-2540-0025
U 4-5	-10°	4°	2°d	21-1140-0030	21-1240-0030	21-2140-0030	21-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	21-114M-0030	21-124M-0030	21-214M-0030	21-224M-0030
Unterkiefer							
L 1-2	1°	0°	0°	21-1610-0030	21-1610-0030	21-2610-0030	21-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	21-143D-0030	21-133D-0030	21-243D-0030	21-233D-0030
L 4/5	-7°	-1°	2°d	21-1440-0030	21-1340-0030	21-2440-0030	21-2340-0030
L 4/5/Hk	-7°	-1°	2°d	21-144D-0030	21-134D-0030	21-244D-0030	21-234D-0030

Kits EXPERIENCE mini metal

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type/Aktiv	5-5	5-5	3	21-1CC3-0020	21-2CC3-0020
MBT Type/Aktiv	5-5	5-5	3,4,5	—	21-2CC5-0020
MBT Type/Passiv	5-5	5-5	3,4,5	—	21-4CC5-0020
Roth Type/Aktiv	5-5	5-5	3	21-1CC3-0010	21-2CC3-0010
Roth Type/Aktiv	5-5	5-5	3,4,5	—	21-2CC5-0010

EXPERIENCE mini metal Rhodium

EXPERIENCE mini metal Rhodium

Das EXPERIENCE mini Bracket ist Rhodium veredelt. Dies erzeugt eine komplett matte Oberfläche ohne Licht-Reflexionen und ist dadurch sehr unauffällig. Die matte Oberfläche und das mini-Design macht dieses Bracket zu einem diskreten kosmetischen Metallbracket. Hier müssen Behandler keine Einbußen bei der Funktion machen um ein ästhetisches System anbieten zu können.

EXPERIENCE mini metal GET Rhodium

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	24-5110-0500	24-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	24-5120-0500	24-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	24-213D-0500	24-223D-0500
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-2140-0500	24-2240-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	24-214M-0500	24-224M-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	24-5410-0500	24-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	24-243D-0500	24-233D-0500
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-2440-0500	24-2340-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	24-244D-0500	24-234D-0500
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-2450-0500	24-2350-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	24-245D-0500	24-235D-0500

Kits EXPERIENCE mini metal GET Rhodium

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer
				.022"
G.E.T.	5-5	5-5	3	24-5CC3-0500
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	24-5CC5-0500

EXPERIENCE mini metal Rhodium MBT Type



				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	4°	0°	24-1110-0020	24-1210-0020	24-2110-0020	24-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	24-1120-0020	24-1220-0020	24-2120-0020	24-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	24-113D-0020	24-123D-0020	24-213D-0020	24-223D-0020
U 3/Hk/Opt	0°	8°	0°	24-113D-0021	24-123D-0021	24-213D-0021	24-223D-0021
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	24-114D-0020	24-124D-0020	24-214D-0020	24-224D-0020
U 4-5	-7°	0°	0°	24-1540-0020	24-1540-0020	24-2540-0020	24-2540-0020
Unterkiefer							
L 1-2	-6°	0°	0°	24-1610-0020	24-1610-0020	24-2610-0020	24-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	24-143D-0020	24-133D-0020	24-243D-0020	24-233D-0020
L 3/Hk/Opt	0°	3°	0°	24-143D-0021	24-133D-0021	24-243D-0021	24-233D-0021
L 4	-12°	2°	0°	24-1440-0020	24-1340-0020	24-2440-0020	24-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	24-144D-0020	24-134D-0020	24-244D-0020	24-234D-0020
L 5	-17°	2°	0°	24-1450-0020	24-1350-0020	24-2450-0020	24-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	24-145D-0020	24-135D-0020	24-245D-0020	24-235D-0020



EXPERIENCE mini metal Rhodium, Roth Type



				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	24-1110-0010	24-1210-0010	24-2110-0010	24-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	24-1120-0010	24-1220-0010	24-2120-0010	24-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	24-113D-0010	24-123D-0010	24-213D-0010	24-223D-0010
U 4-5/Optional	0°	0°	0°	—	—	24-2540-0025	24-2540-0025
U 4-5	-7°	0°	2°d	24-1140-0010	24-1240-0010	24-2140-0010	24-2240-0010
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	2°d	24-114D-0010	24-124D-0010	24-214D-0010	24-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	24-1410-0010	24-1310-0010	24-2410-0010	24-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	24-143D-0010	24-133D-0010	24-243D-0010	24-233D-0010
L 4	-17°	-1°	4°d	24-1440-0010	24-1340-0010	24-2440-0010	24-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	24-144D-0010	24-134D-0010	24-244D-0010	24-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	24-1450-0010	24-1350-0010	24-2450-0010	24-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	24-145D-0010	24-135D-0010	24-245D-0010	24-235D-0010

Kits EXPERIENCE mini metal Rhodium



Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	24-1CC3-0010	24-2CC3-0010
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0010	24-2CC5-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	24-1CC3-0020	24-2CC3-0020
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	24-1CC5-0020	21-2CC5-0020

EXPERIENCE mini metal Rhodium, Light Force **Passiv**




Zahn	Torque	Angulation	Artikelnummer	
			.022"	
			R	L
Oberkiefer				
U 1	17°	4°	24-4110-0100	24-4210-0100
U 2	10°	8°	24-4120-0100	24-4220-0100
U 3/Hk	0°	8°	24-413D-0100	24-423D-0100
U 4-5	-7°	0°	24-4540-0100	24-4540-0100
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	24-414D-0100	24-424D-0100
Unterkiefer				
L 1-2	-6°	0°	24-4610-0100	24-4610-0100
L 3/Hk	0°	3°	24-443D-0100	24-433D-0100
L 4	-12°	2°	24-4440-0100	24-4340-0100
L 4/Hk	-12°	2°	24-444D-0100	24-434D-0100
L 5	-17°	2°	24-4450-0100	24-4350-0100
L 5/Hk	-17°	2°	24-445D-0100	24-435D-0100

Öffnungsinstrument

Öffnung EXPERIENCE mini metal



50-2130-H000
Halter für Öffnungsklingen
50-2130-B000
Klingen für Öffnungsinstrument (2 Stk)



Passives Bracket Aktives Bracket
Bogendimension .022"x.028" Bogendimension .022"x.028"
im .022"x.028" Slot im .022"x.028" Slot

Marketing EXPERIENCE mini metal und Rhodium



Typodonten

EXPERIENCE mini metal	Artikelnummer	EXPERIENCE mini metal RH	Artikelnummer
EXP. MM BRACKET MODEL	55-2100-0000		
TYPODONT EXP. MM 7-7	55-2111-0000	TYPODONT EXPMM RH 7-7	55-2411-0000


Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (x25)
99-21G0-1200
Broschürenhalter
99-2100-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-24F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-24W1-16F0



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-24F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-20W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
99-11F0-16F0




EXPERIENCE ceramic

EXPERIENCE ceramic

SL Product **HI** Aesthetic

Dieses selbstligierende Keramik-Bracket vereint hervorragende Ästhetik mit Funktion. Der rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet ein unauffälliges ästhetisches Design. Die 100 % mechanische Basis sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding ohne Splintern und Brechen. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück



Bracket- und Bogenkombination

Kombinieren Sie EXPERIENCE™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.

EXPERIENCE C debonding





EXPERIENCE ceramic GET



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	11-5110-0010	11-5210-0010
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	11-5120-0010	11-5220-0010
U 3/Hk .022" x .028"	-2°	13°	4°m	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4/5 .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	11-214M-0030	11-224M-0030
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	11-5410-0010	11-5310-0010
L 3/Hk .022" x .028"	0°	3°	0°	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4 .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5 .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	11-245D-Z010	11-235D-Z010



EXPERIENCE ceramic CCO

Zahn	Torque	Ang.	.022"x.028"	
			R	L
Oberkiefer				
U 1	12°	5°	11-2110-0007	11-2210-0007
U 2	10°	9°	11-2120-0007	11-2220-0007
U 3/Hk	-7°	10°	11-213D-0007	11-223D-0007
U 4/5	-9°	0°	11-2540-0007	11-2540-0007
U 4/5/Hk	-9°	0°	11-214D-0007	11-224D-0007
Unterkiefer				
L 1/2	-6°	0°	11-2610-0007	11-2610-0007
L 3/Hk	-8°	3°	11-243D-0007	11-233D-0007
L 4	-12°	0°	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk	-12°	0°	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5	-17°	0°	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk	-17°	0°	11-245D-0020	11-235D-0020

EXPERIENCE ceramic MBT Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	4°	0°	11-1110-0020	11-1210-0020	11-2110-0020	11-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	11-1120-0020	11-1220-0020	11-2120-0020	11-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	11-113D-0020	11-123D-0020	11-213D-0020	11-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	0°	11-113D-0021	11-123D-0021	11-213D-0021	11-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	0°	11-1540-0020	11-1540-0020	11-2540-0020	11-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	11-114D-0020	11-124D-0020	11-214D-0020	11-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	-6°	0°	0°	11-1610-0020	11-1610-0020	11-2610-0020	11-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	11-143D-0020	11-133D-0020	11-243D-0020	11-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	0°	11-143D-0021	11-133D-0021	11-243D-0021	11-233D-0021
L 4/	-12°	0°	0°	11-1440-0020	11-1340-0020	11-2440-0020	11-2340-0020
L 4/Hk/	-12°	0°	0°	11-144D-0020	11-134D-0020	11-244D-0020	11-234D-0020
L 5/	-17°	0°	0°	11-1450-0020	11-1350-0020	11-2450-0020	11-2350-0020
L 5/Hk/	-17°	0°	0°	11-145D-0020	11-135D-0020	11-245D-0020	11-235D-0020




1
Entfernen Sie
die Bögen.




2
Entfernen Sie den
Kleberüberschuss am
Bracket, sofern dies
nicht bereits beim
Kleben geschehen ist.



3
Mit einem geeigneten
Instrument unterhalb
der Basis ansetzen.
Gingival-inzisal
oder diagonal
abheben, dabei die
Basis-Abschrägung
nutzen.



4
Entfernen Sie alle
verbliebenen Kleber-
reste und reinigen Sie
die Zahnoberfläche.



Gingivale und inzisale
Basis-Abschrägung zur
leichteren Entfernung.

EXPERIENCE ceramic Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	11-1110-0010	11-1210-0010	11-2110-0010	11-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	11-1120-0010	11-1220-0010	11-2120-0010	11-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	11-113D-0010	11-123D-0010	11-213D-0010	11-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	2°d	11-1140-0010	11-1240-0010	11-2140-0010	11-2240-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	11-114D-0010	11-124D-0010	11-214D-0010	11-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	11-1410-0010	11-1310-0010	11-2410-0010	11-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	11-143D-0010	11-133D-0010	11-243D-0010	11-233D-0010
L 4/(Zirkonium)	-17°	0°	4°d	11-1440-Z010	11-1340-Z010	11-2440-Z010	11-2340-Z010
L 4/Hk/(Zirkonium)	-17°	0°	4°d	11-144D-Z010	11-134D-Z010	11-244D-Z010	11-234D-Z010
L 5/(Zirkonium)	-22°	0°	4°d	11-1450-Z010	11-1350-Z010	11-2450-Z010	11-2350-Z010
L 5/Hk/(Zirkonium)	-22°	0°	4°d	11-145D-Z010	11-135D-Z010	11-245D-Z010	11-235D-Z010

Öffnungsinstruments
Öffnung EXPERIENCE brackets:



50-1030-0000
Instrument zum Öffnen von gingival. Die doppelte Gabel erleichtert das Einli-gieren des Bogens.



50-0030-0000
Öffnungsinstrument zum Öffnen der EXPERIENCE C Brackets sowohl von vesti-bulär als auch von gingival.



EXPERIENCE ceramic, Extra Torque

Diese Technik basiert auf der Verwendung von Bogendrähten mit geringerer Größe, aufgrund des erhöhten Torque an den Oberkiefer-Schneidezähnen. Ein erhöhter bukkaler Wurzeltorque bei den OK Prämolaren verhindert jegliche linguale Höckerinterferenzen.

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	18°	5°	0°	11-1110-0030	11-1210-0030	11-2110-0030	11-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	11-1120-0030	11-1220-0030	11-2120-0030	11-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	11-113D-0030	11-123D-0030	11-213D-0030	11-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	11-1140-0030	11-1240-0030	11-2140-0030	11-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	11-114D-0030	11-124D-0030	11-214D-0030	11-224D-0030
Unterkiefer							
L 1-2	1°	0°	0°	11-1610-0030	11-1610-0030	11-2610-0030	11-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	11-143D-0030	11-133D-0030	11-243D-0030	11-233D-0030
L 4*/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-1440-0030	20-1340-0030	20-2440-0030	20-2340-0030
L 4*/Hk/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-144D-0030	20-134D-0030	20-244D-0030	20-234D-0030
L 5*/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-1450-0030	20-1350-0030	20-2450-0030	20-2350-0030
L 5*/Hk/(Exp M)	-7°	0°	2°d	20-145D-0030	20-135D-0030	20-245D-0030	20-235D-0030

* Da Keramik wesentlich härter als Schmelz ist, empfehlen wir die Verwendung von EXPERIENCE Metallbrackets an Unterkiefer-Prämolaren (L4, L5)



Kits EXPERIENCE ceramic GET

Prescription	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
G.E.T.	5-5	5-5	3,4,5	11-5CC5-0500



Kits EXPERIENCE ceramic CCO

Prescription	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .022"
CCO	5-5	-	3,4,5	11-2C05-0007
CCO	5-5	3-3	3,4,5	11-2CE5-0007

Kits EXPERIENCE ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer .020" x .028"
Roth Type	5-5	—	3	11-5C03-0010

Kits EXPERIENCE ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	—	3	—	11-2E03-0020
MBT Type	3-3	3-3	3	—	—
MBT Type	5-5	—	3	11-1C03-0020	11-2C03-0020
MBT Type	5-5	—	3,4,5	—	11-2C05-0020
MBT Type	5-5	3-3	3	—	11-2CE3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	—	11-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	11-1CC3-0020	11-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	—	11-2CC5-0020

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	3-3	—	3	—	11-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	—	11-2EE3-0010
Roth Type	5-5	—	3	11-1C03-0010	11-2C03-0010
Roth Type	5-5	—	3,4,5	11-1C05-0010	11-2C05-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	11-1CE3-0010	11-2CE3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	11-1CE5-0010	11-2CE5-0010
Roth Type (L 4-5 Zirkonium)	5-5	5-5	3	11-1CC3-M010	11-2CC3-M010
Roth Type (L 4-5 Zirkonium)	5-5	5-5	3,4,5	11-1CC5-M010	11-2CC5-M010

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Extra Torque	5-5	—	3	11-1C03-0030	—

Optionale Brackets

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer			
				.018"		.022"	
				R	L	R	G
U 1	7°	5°	0°	—	—	11-2110-0044	11-2210-0044
U 2	3°	9°	0°	—	—	11-2120-0044	11-2220-0044
U 3/Hk	7°	5°	0°	11-113D-0027	11-123D-0027	11-213D-0027	11-223D-0027
U 4 Univ	0°	0°	0°	11-1540-0025	11-1540-0025	11-2540-0025	11-2540-0025

Marketing EXPERIENCE ceramic



Typodonten

EXPERIENCE ceramic		Artikelnummer
EXP. C BRACKET MODEL		55-1100-0000
TYPODONT EXP. C 7-7		55-1111-0000
TYPODONT EXP. C/M 7-7		55-1111-00S1

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GC**Lib
Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (x25)
99-10G0-1200
Broschürenhalter
99-1000-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-11E1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-11W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
99-11F0-16F0



EXPERIENCE ceramic EXPERIENCE mini ceramic

SL Product **HI** Aesthetic


Das selbstligierende mini Keramikbracket vereint hervorragende Ästhetik mit Funktion. Der rhodinierte Clip fügt sich optimal in das Bracket ein und bietet ein unauffälliges ästhetisches Design, bei voller Slotabdeckung, für optimale Rotationskontrolle. Die mechanische Retention sorgt für optimalen Klebeverbund, speziell abgeschrägte Abnahmekanten ermöglichen ein einfaches und sicheres Debonding ohne Splintern und Brechen.

Kombinieren Sie EXPERIENCE™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.

Verkleinerte, patientenfreundliche Bracketflügel
um okklusale Interferenzen zu minimieren

Drei sichere Öffnungsvarianten
zum einfachen Öffnen ohne Clipverformung

Keramik-Spritzguss
für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision



CNC gefräster Slot



Abgerundete Slotwände
für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Torque in der Basis



Anatomisch gewölbte Basis
für eine optimale Passform

Mechanische Retention
für maximalen Klebeverbund und die optionale Repositionierung. **Base ID**





EXPERIENCE mini ceramic GET



Zahn	Torque	Angulation	Rotation	Artikelnummer	
				R	L
Oberkiefer					
U 1 .020" x .028"	12°	5°	0°	12-5110-0500	12-5210-0500
U 2 .020" x .028"	8°	9°	0°	12-5120-0500	12-5220-0500
U 3/Hk .022" x .028"	0°	11°	0°	12-213D-0500	12-223D-0500
U 4/5/Hk .022" x .028"	-10°	4°	2°d	12-214D-0500	12-224D-0500
Unterkiefer					
L 1/2 .020" x .028"	-1°	2°	0°	12-5410-0500	12-5310-0500
L 3/Hk .022" x .028"	-3°	3°	0°	12-243D-0500	12-233D-0500
L 4/Hk .022" x .028"	-17°	1°	4°d	12-244D-0500	12-234D-0500
L 5/Hk .022" x .028"	-22°	1°	4°d	12-245D-0500	12-235D-0500

EXPERIENCE mini ceramic MBT Type

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	Artikelnummer			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	4°	0°	12-1110-0020	12-1210-0020	12-2110-0020	12-2210-0020
U 2	10°	8°	0°	12-1120-0020	12-1220-0020	12-2120-0020	12-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	0°	12-113D-0020	12-123D-0020	12-213D-0020	12-223D-0020
U 3/Hk Optional	0°	8°	0°	12-113D-0021	12-123D-0021	12-213D-0021	12-223D-0021
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	12-114D-0020	12-124D-0020	12-214D-0020	12-224D-0020
Unterkiefer							
L 1-2	-6°	0°	0°	12-1610-0020	12-1610-0020	12-2610-0020	12-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	0°	12-143D-0020	12-133D-0020	12-243D-0020	12-233D-0020
L 3/Hk Optional	0°	3°	0°	12-143D-0021	12-133D-0021	12-243D-0021	12-233D-0021
L 4/Hk	-12°	2°	0°	12-144D-0020	12-134D-0020	12-244D-0020	12-234D-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	12-145D-0020	12-135D-0020	12-245D-0020	12-235D-0020

EXPERIENCE mini ceramic Roth Type

Zahn	Torque	Ang.	Rotation	Artikelnummer			
				.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	12-1110-0010	12-1210-0010	12-2110-0010	12-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	12-1120-0010	12-1220-0010	12-2120-0010	12-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	12-113D-0010	12-123D-0010	12-213D-0010	12-223D-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	12-114D-0010	12-124D-0010	12-214D-0010	12-224D-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	2°	0°	12-1410-0010	12-1310-0010	12-2410-0010	12-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	12-143D-0010	12-133D-0010	12-243D-0010	12-233D-0010
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	12-144D-0010	12-134D-0010	12-244D-0010	12-234D-0010
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	12-145D-0010	12-135D-0010	12-245D-0010	12-235D-0010

Kits EXPERIENCE mini ceramic

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0020	12-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	12-1CC5-0010	12-2CC5-0010

Öffnungsinstrument

Öffnung EXPERIENCE mini ceramic



50-1030-0000
zum Öffnen von gingi-
val. Die doppelte Gabel
erleichtert das Einligieren
des Bogens.



Marketing EXPERIENCE mini ceramic



Typodonten

EXPERIENCE ceramic	Artikelnummer
EXP. C BRACKET MODEL	55-1200-0000
TYPODONT EXP. mini C 7-7	55-1211-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)

 User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**

Patientenbroschüren (x25)
99-12G0-1200
Brochürenhalter
99-1200-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-12E1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-12W1-16F0



Poster 60 x 150 cm
99-12F0-16F0

EXPERIENCE L
EXPERIENCE L

SL Product HI Aesthetic

Das EXPERIENCE L Bracket ist ein selbstligierendes interaktives Lingualbracket. Die geringen Abmessungen und die Low-Profile Bauweise führen zu großer Patientenakzeptanz bei hohem Tragekomfort. Die Goldfärbung des Clips bewirkt gute Erkennbarkeit des Öffnungsmechanismus und gewährleistet somit ein effizientes Arbeiten. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück.



EXPERIENCE L

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1-2	60°	0°	0°	16-1510-0010	16-1510-0010
U 3	60°	0°	0°	16-1530-0010	16-1530-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	16-153U-0010	16-153U-0010
U 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
U 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
U 6-7/Hk	10°	0°	0°	16-116M-0010	16-126M-0010
Unterkiefer					
L 1-2	50°	0°	0°	16-1610-0010	16-1610-0010
L 3	50°	0°	0°	16-1630-0010	16-1630-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	16-163U-0010	16-163U-0010
L 4-5	10°	0°	0°	16-1740-0010	16-1740-0010
L 4-5/Hk	10°	0°	0°	16-174U-0010	16-174U-0010
L 6-7/Hk	0°	0°	0°	16-146M-0010	16-136M-0010


EXPERIENCE L Kits

Artikelnummer	
.018"	
U/L 7-7	16-1AA0-0010

EXPERIENCE LSB
EXPERIENCE LSB (Small Base)

SL Product HI Aesthetic

Das EXPERIENCE LSB Bracket ist im Aufbau vergleichbar mit dem EXPERIENCE L jedoch mit kleinerer Basis. EXPERIENCE LSB kann je nach Behandlungssituation für komplexe Fälle, für ästhetische Frontzahnkorrekturen oder Rezidivbehandlungen verwendet werden und ist für jedes Behandlungsalter geeignet. Verkaufsmengeneinheit = 5 Stück




EXPERIENCE LSB

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1-2-3	60°	0°	0°	17-1510-0010	17-1510-0010
U 3/Hk	60°	0°	0°	17-153U-0010	17-153U-0010
Unterkiefer					
L 1-2-3	50°	0°	0°	17-1610-0010	17-1610-0010
L 1-2-3/Narrow Base	50°	0°	0°	17-1610-0050	17-1610-0050
L 1-2-3/Hk	50°	0°	0°	17-161U-0010	17-161U-0010
L 3/Hk	50°	0°	0°	17-163U-0010	17-163U-0010

EXPERIENCE LSB Kits

Artikelnummer	
.018"	
Kit EXPERIENCE LSB L 3-3	17-10E0-0010

Lingualbögen Initialloy



Tatsächliche Größen finden Sie unter www.gc.dental/ortho

Lingualbögen Initialloy

Dimension / Kraft	N1		N2	
	Artikelnummers		Artikelnummers	
	Oberkiefer	Unterkiefer	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht				
.012"	71-N1U1-0012	—	71-N1U2-0012	—
.014"	71-N1U1-0014	—	71-N1U2-0014	—
.016"	71-N1U1-0016	—	71-N1U2-0016	—

Dimension / Kraft	N3	
	Artikelnummers	
	Oberkiefer	Unterkiefer
Leicht		
.012"	71-N1U3-0012	—
.014"	71-N1U3-0014	—
.016"	71-N1U3-0016	—

Marketing EXPERIENCE L/LSB



Typodonten

EXPERIENCE L	Artikelnummer	EXPERIENCE LSB	Artikelnummer
EXL BRACKET MODEL	55-1600-0000		
TYPODONT EXP. L 7-7	55-1611-0000	TYPODONT EXP. L SB 4-4	55-1713-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)

 User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-16G0-1200
Brochürenhalter
99-1600-5500

Chic.

Chic. mini und Chic.



Chic ist die Antwort für alle Behandler, die ein anspruchsvolles Keramikbracket ohne Kompromisse suchen. Chic wird im Keramik-Spritzgussverfahren hergestellt, bietet optimalen Tragekomfort bei hoher Stabilität und einer echten mechanischen Retentionsbasis. Die lichtdurchlässige Keramik passt sich optimal der natürlichen Zahnfarbe an und ist äußerst resistent gegen Verfärbungen.



Rhomboides Bracketdesign für eine leichte Positionierung

Abgerundete Slotwände für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung
Keramik-Spritzguss für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision

Längsachsenmarkierung für einfache Bracketpositionierung; verschwindet nach dem ersten Zähneputzen

Transluzente Keramik für hohe ästhetische Ansprüche

CNC Milling Slot

Torque in der Basis

Großzügige Flügelunterschnitte für einfaches Einligieren und Mehrfachligaturen

Mechanische Basis für optimale Retention und sicheres Debonding

Mesio-inzisale Abnahmekante für einfaches und sicheres Debonding

Bracketkombinationen

Kombinieren Sie Chic Ceramic Brackets mit LEGEND™ Rhodium Brackets für eine vollständig ästhetische Behandlungsapparatur.



Chic debonding



Chic. mini
Chic. mini MBT Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	4°	15-1110-0020	15-1210-0020	15-2110-0020	15-2210-0020
U 2	10°	8°	15-1120-0020	15-1220-0020	15-2120-0020	15-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	15-113D-0020	15-123D-0020	15-213D-0020	15-223D-0020
U 3/Hk Optional	0°	8°	15-113D-0021	15-123D-0021	15-213D-0021	15-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	15-1540-0020	15-1540-0020	15-2540-0020	15-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	15-114D-0020	15-124D-0020	15-214D-0020	15-224D-0020
Unterkiefer						
L 1-2	-6°	0°	15-1610-0020	15-1610-0020	15-2610-0020	15-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	15-143D-0020	15-133D-0020	15-243D-0020	15-233D-0020
L 3/Hk Optional	0°	3°	15-143D-0021	15-133D-0021	15-243D-0021	15-233D-0021
L 4	-12°	0°	15-1640-0020	15-1640-0020	15-2640-0020	15-2640-0020
L 4/Hk	-12°	0°	15-144D-0020	15-134D-0020	15-244D-0020	15-234D-0020
L 5	-17°	0°	15-1650-0020	15-1650-0020	15-2650-0020	15-2650-0020
L 5/Hk	-17°	0°	15-145D-0020	15-135D-0020	15-245D-0020	15-235D-0020



1 Entfernen Sie die Ligaturen und Bögen.




3 Mit einem geeigneten Instrument unterhalb der Basis ansetzen. Mesio-distal oder diagonal - dabei die mesio-inzisale Abschrägung der Basis nutzen.




4 Entfernen Sie alle verbliebenen Kleberreste und reinigen Sie die Zahnoberfläche.



2 Entfernen Sie den Kleberüberschuss am Bracket, sofern dies nicht bereits beim Kleben geschehen ist.



Mesio-inzisale Abschrägung der Basis zur leichteren Entfernung.



Chic. mini Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	15-1110-0010	15-1210-0010	15-2110-0010	15-2210-0010
U 2	8°	9°	15-1120-0010	15-1220-0010	15-2120-0010	15-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	15-113D-0010	15-123D-0010	15-213D-0010	15-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	15-1540-0010	15-1540-0010	15-2540-0010	15-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	15-114D-0010	15-124D-0010	15-214D-0010	15-224D-0010
Unterkiefer						
L 1-2	0°	0°	15-1610-0010	15-1610-0010	15-2610-0010	15-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	15-133D-0010	15-143D-0010	15-233D-0010	15-243D-0010
L 4	-17°	0°	15-1640-0010	15-1640-0010	15-2640-0010	15-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	15-134D-0010	15-144D-0010	15-234D-0010	15-244D-0010
L 5	-22°	0°	15-1650-0010	15-1650-0010	15-2650-0010	15-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	15-135D-0010	15-145D-0010	15-235D-0010	15-245D-0010

Chic. mini Kits

Kits	OK	UK	Häkchen on	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	-	3	15-1E03-0020	15-2E03-0020
MBT Type	3-3	3-3	3	15-1EE3-0020	15-2EE3-0020
MBT Type	5-5	-	3	15-1C03-0020	15-2C03-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	15-1CC3-0020	15-2CC3-0020
MBT Type	5-5	-	3,4,5	15-1C05-0020	15-2C05-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	15-1CC5-0020	15-2CC5-0020
Roth Type	3-3	-	3	15-1E03-0010	15-2E03-0010
Roth Type	3-3	3-3	3	15-1EE3-0010	15-2EE3-0010
Roth Type	5-5	-	3	15-1C03-0010	15-2C03-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	15-1CC3-0010	15-2CC3-0010
Roth Type	5-5	-	3,4,5	15-1C05-0010	15-2C05-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	15-1CC5-0010	15-2CC5-0010



Chic.
Chic. MBT Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	4°	14-1110-0020	14-1210-0020	14-2110-0020	14-2210-0020
U 2	10°	8°	14-1120-0020	14-1220-0020	14-2120-0020	14-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	14-113D-0020	14-123D-0020	14-213D-0020	14-223D-0020
U 3/Hk	0°	8°	14-113D-0021	14-123D-0021	14-213D-0021	14-223D-0021
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0020	14-1540-0020	14-2540-0020	14-2540-0020
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0020	14-124D-0020	14-214D-0020	14-224D-0020
Unterkiefer						
L 1-2	-6°	0°	14-1610-0020	14-1610-0020	14-2610-0020	14-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	14-143D-0020	14-133D-0020	14-243D-0020	14-233D-0020
L 3/Hk	0°	3°	14-143D-0021	14-133D-0021	14-243D-0021	14-233D-0021
L 4	-12°	0°	14-1640-0020	14-1640-0020	14-2640-0020	14-2640-0020
L 4/Hk	-12°	0°	14-144D-0020	14-134D-0020	14-244D-0020	14-234D-0020
L 5	-17°	0°	14-1650-0020	14-1650-0020	14-2650-0020	14-2650-0020
L 5/Hk	-17°	0°	14-145D-0020	14-135D-0020	14-245D-0020	14-235D-0020

Chic. Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	14-1110-0010	14-1210-0010	14-2110-0010	14-2210-0010
U 2	8°	9°	14-1120-0010	14-1220-0010	14-2120-0010	14-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	14-113D-0010	14-123D-0010	14-213D-0010	14-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	14-1540-0010	14-1540-0010	14-2540-0010	14-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	14-114D-0010	14-124D-0010	14-214D-0010	14-224U-0010
Unterkiefer						
L 1-2	0°	0°	14-1610-0010	14-1610-0010	14-2610-0010	14-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	14-143D-0010	14-133D-0010	14-243D-0010	14-233D-0010
L 4	-17°	0°	14-1640-0010	14-1640-0010	14-2640-0010	14-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	14-144D-0010	14-134D-0010	14-244D-0010	14-234D-0010
L 5	-22°	0°	14-1650-0010	14-1650-0010	14-2650-0010	14-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	14-145D-0010	14-135D-0010	14-245D-0010	14-235D-0010

Kits Chic.

Kombinieren Sie OK ceramic Brackets mit UK metal Backets. Sprechen Sie uns hierauf gerne an.

Technik	OK	UK	Häkchen on	Artikelnummer	Artikelnummer
				.018"	.022"
MBT Type	3-3	—	3	—	14-2E03-0020
MBT Type	5-5	—	3	—	14-2C03-0020
MBT Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0020	14-2CC3-0020
MBT Type	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0020	14-2CC5-0020
Roth Type	3-3	—	3	14-1E03-0010	14-2E03-0010
Roth Type	5-5	—	3	14-1C03-0010	14-2C03-0010
Roth Type	5-5	3-3	3	—	14-2CE3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3	14-1CC3-0010	14-2CC3-0010
Roth Type	5-5	3-3	3,4,5	—	14-2CE5-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	14-1CC5-0010	14-2CC5-0010

Marketing Chic.



Typodonten

Chic.	Artikelnummer
TYPODONT CHIC mini 7-7	55-1511-0000
TYPODONT CHIC 7-7	55-1411-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-14G0-1200
Brochürenhalter
99-1400-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-14E1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-14W1-16F0



Poster 60 x 150 cm

99-14F0-16F0

LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium

Das LEGEND™ Bracketsystem ist ein konventionelles Standard Metallbracket welches in zwei Größen medium und mini erhältlich ist. LEGEND™ Brackets werden im (MIM) Spritzgussverfahren hergestellt und anschließend wird der Slot im CNC- Präzisions-Fräsverfahren nachgefräst. Dieser Herstellungsprozess reduziert deutlich die Slot-Toleranzen im Vergleich zum reinen Spritzgussverfahren. LEGEND™ Brackets haben eine anatomisch angepasste Netzbasis für präzise Passform und maximale Haftung am Zahn.




Rhomboides Bracketdesign
für eine leichte Positionierung

Abgerundete Slotwände
für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Metall-Spritzguss
für Gleichmäßigkeit, Stabilität und Präzision

Längsachsenmarkierung
für einfache Bracketpositionierung



Abgerundete Slotwände
für bogenschonende unterbrechungsfreie Bewegung

Großzügige Flügelunterschnitte
für einfaches Einligieren und Mehrfachligaturen

Mikrosandgestrahlte 80 Gauge Netzbasis
für optimale Klebekraft

Anatomisch gewölbte Basis
für optimale Passform



Bracketkombinationen

Kombinieren Sie LEGEND™ Brackets mit Chic Ceramic Brackets für eine vollständig ästhetische Behandlungsapparatur.

LEGEND™ made by TOMY Inc. Yumoto Japan. Anwender auf der ganzen Welt schätzen die Tomy Brackets seit der ersten Bracketgeneration die im Dezember 1961 eingeführt wurde. Heute zählt TOMY zu einem der angesehensten Bracketproduzenten der Welt. Das LEGEND™ Bracketssystem ist in zwei Größen medium und mini erhältlich. LEGEND™ mini ist auch in rhodiniertem Ausföhrung und in unterschiedlichen Techniken erhältlich.



LEGEND mini

LEGEND mini, MBT Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	4°	31-1110-0020	31-1110-0020	31-2110-0020	31-2210-0020
U 2	10°	8°	31-1120-0020	31-1220-0020	31-2120-0020	31-2220-0020
U 3/Hk	0°	8°	31-113D-0021	31-123D-0021	31-213D-0021	31-223D-0021
U 3/Hk	-7°	8°	31-113D-0020	31-123D-0020	31-213D-0020	31-223D-0020
U 4	-7°	0°	31-1540-0020	31-1540-0020	31-2540-0020	31-2540-0020
U 4/Hk	-7°	0°	31-114D-0020	31-124D-0020	31-214D-0020	31-224D-0020
U 5	-7°	0°	31-1550-0020	31-1550-0020	31-2550-0020	31-2550-0020
U 5/Hk	-7°	0°	31-115D-0020	31-125D-0020	31-215D-0020	31-225D-0020
Unterkiefer						
L 1-2	-6°	0°	31-1610-0020	31-1610-0020	31-2610-0020	31-2610-0020
L 3/Hk	0°	3°	31-143D-0021	31-133D-0021	31-243D-0021	31-233D-0021
L 3/Hk	-6°	3°	31-143D-0020	31-133D-0020	31-243D-0020	31-233D-0020
L 4	-12°	2°	31-1440-0020	31-1340-0020	31-2440-0020	31-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	31-144D-0020	31-134D-0020	31-244D-0020	31-234D-0020
L 5	-17°	2°	31-1450-0020	31-1350-0020	31-2450-0020	31-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	31-145D-0020	31-135D-0020	31-245D-0020	31-235D-0020

LEGEND mini, Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0010	31-1210-0010	31-2110-0010	31-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	31-1120-0010	31-1220-0010	31-2120-0010	31-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	4 °m	31-113D-0010	31-123D-0010	31-213D-0010	31-223D-0010
U 4	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010	31-2140-0010	31-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010	31-214M-0010	31-224M-0010
U 4/Hk, Off. Base	-7°	0°	0°	—	—	31-214M-0013	31-224M-0013
U 4-5/Off. Base	-7°	0°	0°	31-1540-0013	31-1540-0013	31-2540-0013	31-2540-0013
U 5	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010	31-2150-0010	31-2250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010	31-215M-0010	31-225M-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010	31-2610-0010	31-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	31-143D-0010	31-133D-0010	31-243D-0010	31-233D-0010
L 4	-17°	0°	4°d	31-1440-0010	31-1340-0010	31-2440-0010	31-2340-0010
L 4/Off. Base	-17°	0°	0°	31-1640-0013	31-1640-0013	31-2640-0013	31-2640-0013
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	31-144D-0010	31-134D-0010	31-244D-0010	31-234D-0010
L 5	-22°	0°	4°d	31-1450-0010	31-1350-0010	31-2450-0010	31-2350-0010
L 5/Off. Base	-22°	0°	0°	31-1650-0013	31-1650-0013	31-2650-0013	31-2650-0013
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	31-145D-0010	31-135D-0010	31-245D-0010	31-235D-0010

LEGEND mini, Planché Type

Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.022"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	21°	3°	0°	31-2110-0023	31-2210-0023
U 1 /Optional	14°	5°	0°	31-2110-0042	31-2210-0042
U 2	13°	7°	0°	31-2120-0023	31-2220-0023
U 3/Hk	3°	13°	0°	31-213D-0023	31-223D-0023
U 3/Hk/Optional	0°	10°	0°	31-213D-0042	31-223D-0042
Unterkiefer					
L 1-2	-10°	4°	0°	31-2410-0023	31-2310-0023
L 1-2/Optional	-1°	2°	0°	31-2410-0042	31-2310-0042
L 3/Hk	-14°	3°	0°	31-243D-0023	31-233D-0023
L 3/Hk/Optional	-1°	2°	0°	31-243D-0042	31-233D-0042



LEGEND mini, Roth Type V-Slot

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	31-2110-0034	31-2210-0034
U 2	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	31-2120-0034	31-2220-0034
U 3/Hk	-2°	7°	0°	31-113D-0034	31-123D-0034	31-213D-0034	31-223D-0034
U 4-5	-7°	0°	0°	31-1540-0034	31-1540-0034	31-2540-0034	31-2540-0034
U 4-5/Off. Base	-7°	0°	0°	31-1540-0035	31-1540-0035	31-2540-0035	31-2540-0035
U 4-5/Hk	-7°	0°	0°	31-114M-0034	31-124M-0034	31-214M-0034	31-224M-0034
Unterkiefer							
L 1-2	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	31-2610-0034	31-2610-0034
L 3/Hk	-5°	7°	0°	31-143D-0034	31-133D-0034	31-243D-0034	31-233D-0034
L 4	-11°	0°	0°	31-1640-0034	31-1640-0034	31-2640-0034	31-2640-0034
L 4/Hk	-11°	0°	0°	31-144D-0034	31-134D-0034	31-244D-0034	31-234D-0034
L 4/Off. Base	-11°	0°	0°	31-1640-0035	31-1640-0035	31-2640-0035	31-2640-0035
L 4/Hk, Off. Base	-11°	0°	0°	31-144D-0035	31-134D-0035	31-244D-0035	31-234D-0035
L 5	-17°	0°	0°	31-1650-0034	31-1650-0034	31-2650-0034	31-2650-0034
L 5/Hk	-17°	0°	0°	31-145D-0034	31-135D-0034	31-245D-0034	31-235D-0034
L 5/Off. Base	-17°	0°	0°	31-1650-0035	31-1650-0035	31-2650-0035	31-2650-0035



LEGEND mini, V-Slot BiDimensional

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	31-1110-0034	31-1210-0034	—	—
U 2	8°	9°	0°	31-1120-0034	31-1220-0034	—	—
U 3/Hk	0°	7°	0°	—	—	31-213D-0040	31-223D-0040
U 4-5	0°	0°	0°	—	—	31-2540-0040	31-2540-0040
U 4-5/Hk	0°	0°	0°	—	—	31-215M-0040	31-225M-0040
Unterkiefer							
L 1-2	0°	0°	0°	31-1610-0034	31-1610-0034	—	—
L 3/Hk	0°	5°	0°	—	—	31-243D-0040	31-233D-0040
L 4-5	0°	0°	0°	—	—	31-2640-0040	31-2640-0040
L 4-5/Hk	0°	0°	0°	—	—	31-244D-0040	31-234D-0040

LEGEND mini, Bio-Progressive

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	22°	5°	0°	31-1110-0027	31-1210-0027
U 2	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011
U 3/Hk	7°	5°	0°	31-113D-0027	31-123D-0027
U 4-5	0°	0°	0°	31-1540-0025	31-1540-0025
Unterkiefer					
L 1-2	-1°	0°	0°	31-1610-0010	31-1610-0010
L 3/Hk	7°	5°	0°	31-143D-0027	31-133D-0027
L 4-5	0°	0°	0°	31-1640-0025	31-1640-0025

Optionale Brackets

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer Roth Type					
U 4	-7°	0°	2°d	31-1140-0010	31-1240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	31-114M-0010	31-124M-0010
U 5	-7°	0°	2°d	31-1150-0010	31-1250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	31-115M-0010	31-125M-0010
Unterkiefer MBT Type					
L 4	-12°	2°	0°	31-1440-0020	31-1340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	0°	31-144D-0020	31-134D-0020
L 5	-17°	2°	0°	31-1450-0020	31-1350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	0°	31-145D-0020	31-135D-0020



LEGEND mini, Alexander

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1/twin	14°	5°	31-1110-0031	31-1210-0031	31-2110-0031	31-2210-0031
U 2/twin	7°	9°	31-1120-0031	31-1220-0031	31-2120-0031	31-2220-0031
U 3/Hk (sw)	-3°	10°	31-113U-0031	31-123U-0031	31-213U-0031	31-223U-0031
U 4/Lewis (sw)	-7°	0°	31-1540-0031	31-1540-0031	31-2540-0031	31-2540-0031
U 4/Hk (sw)	-7°	0°	31-154U-0031	31-154U-0031	31-254U-0031	31-254U-0031
U 5/Lewis (sw)	-7°	0°	31-1550-0031	31-1550-0031	31-2550-0031	31-2550-0031
U 4-5/Off. Base	-7°	0°	31-1540-0032	31-1540-0032	31-2540-0032	31-2540-0032
Unterkiefer						
L 1-2/Lewis (sw)	-5°	0°	31-1610-0031	31-1610-0031	31-2610-0031	31-2610-0031
L 1-2/Hk (sw)	-5°	0°	31-161U-0031	31-161U-0031	31-261U-0031	31-261U-0031
L 1-2 (sw)	-5°	0°	31-1610-0024	31-1610-0024	—	—
L 1-2 (sw)	-1°	0°	31-1610-0033	31-1610-0033	31-2610-0033	31-2610-0033
L 2/Hk	-5°	6°	31-132U-0046	31-142U-0046	—	—
L 2/Hk (sw)	-1°	6°	31-142U-0031	31-132U-0031	—	—
L 3/Lewis (sw)	-7°	6°	31-1430-0031	31-1330-0031	—	—
L 3/Hk (sw)	-7°	6°	31-143U-0031	31-133U-0031	31-243U-0031	31-233U-0031
L 4/Lewis (sw)	-11°	0°	31-1640-0031	31-1640-0031	31-2640-0031	31-2640-0031
L 4/Off. Base	-11°	0°	—	—	31-2640-0032	31-2640-0032
L 4/Hk (sw)	-11°	0°	31-164U-0031	31-164U-0031	31-264U-0031	31-264U-0031
L 4/Hk/Off. Base	-11°	0°	—	—	31-264U-0032	31-264U-0032
L 5/Lewis (sw)	-17°	0°	31-1650-0031	31-1650-0031	31-2650-0031	31-2650-0031
L 5/Off. Base	-17°	0°	—	—	31-2650-0032	31-2650-0032
L 5/Hk (sw)	-17°	0°	31-165U-0031	31-165U-0031	31-265U-0031	31-265U-0031

LEGEND mini Optional

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	17°	5°	0°	31-1110-0011	31-1210-0011	31-2110-0011	31-2210-0011
U 2	13°	9°	0°	31-1120-0011	31-1220-0011	31-2120-0011	31-2220-0011
U 3/Hk	0°	7°	4°m	31-113D-0011	31-123D-0011	31-213D-0011	31-223D-0011
U 3/Hk	-7°	10°	0	—	—	31-213D-0015	31-223D-0015
U 4/Univ.	-7°	0°	0	31-1540-0015	31-1540-0015	31-2540-0015	31-2540-0015
Unterkiefer							
L 1	-5°	0°	0°	31-1610-0011	31-1610-0011	31-2610-0011	31-2610-0011
L 1-2	-10°	0°	0°	31-1610-0037	31-1610-0037	31-2610-0037	31-2610-0037
L 1-2	-1°	2°	0°	31-1410-0045	31-1310-0045	—	—
L 4	-11°	0°	0°	31-1640-0039	31-1640-0039	—	—
L 4/Hk	-11°	0°	0°	—	—	31-244D-0039	31-244D-0039
L 4/Univ.	-17°	0°	0°	31-1640-0015	31-1640-0015	31-2640-0015	31-2640-0015
L 5	-22	0°	0°	31-1650-0015	31-1650-0015	31-2650-0015	31-2650-0015

LEGEND mini Kits

Technik	OK	UK	Häkchen on	Artikelnummer	
				.018"	.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0020	31-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0020	31-2CC5-0020
Roth Type	5-5	5-5	3	31-1CC3-0010	31-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	31-1CC5-0010	31-2CC5-0010

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	4°	32-1110-0020	32-1210-0020	32-2110-0020	32-2210-0020
U 2	10°	8°	32-1120-0020	32-1220-0020	32-2120-0020	32-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	32-113D-0020	32-123D-0020	32-213D-0020	32-223D-0020
U 3/Hk/Optional	0°	8°	32-113D-0021	32-123D-0021	32-213D-0021	32-223D-0021
U 4	-7°	0°	32-1540-0020	32-1540-0020	32-2540-0020	32-2540-0020
U 4/Hk mesial	-7°	0°	32-114M-0020	32-124M-0020	32-214M-0020	32-224M-0020
U 4-5/Hk distal	-7°	0°	32-114D-0020	32-124D-0020	32-214D-0020	32-224D-0020
U 5	-7°	0°	32-1550-0020	32-1550-0020	32-2550-0020	32-2550-0020
U 5/Hk	-7°	0°	32-115M-0020	32-125M-0020	32-215M-0020	32-225M-0020
Unterkiefer						
L 1-2	-6°	0°	32-1610-0020	32-1610-0020	32-2610-0020	32-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	32-143D-0020	32-133D-0020	32-243D-0020	32-233D-0020
L 3/Hk/Optional	0°	8°	—	—	32-243D-0021	32-233D-0021
L 4	-12°	2°	32-1440-0020	32-1340-0020	32-2440-0020	32-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	32-144D-0020	32-134D-0020	32-244D-0020	32-234D-0020
L 5	-17°	2°	32-1450-0020	32-1350-0020	32-2450-0020	32-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	32-145D-0020	32-135D-0020	32-245D-0020	32-235D-0020

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	32-1110-0010	32-1210-0010	32-2110-0010	32-2210-0010
U 1	17°	5°	—	—	32-2110-0011	32-2210-0011
U 2	8°	9°	32-1120-0010	32-1220-0010	32-2120-0010	32-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	32-113D-0010	32-123D-0010	32-213D-0010	32-223D-0010
U 4	-7°	0°	32-1540-0010	32-1540-0010	32-2540-0010	32-2540-0010
U 4/Hk	-7°	0°	32-114M-0010	32-124M-0010	32-214M-0010	32-224M-0010
U 4/Hk/Base Off.	-7°	0°	—	—	32-214M-0013	32-224M-0013
U 4-5/Off. Base	-7°	0°	32-1540-0013	32-1540-0013	32-2540-0013	32-2540-0013
U 5	-7°	0°	32-1550-0010	32-1550-0010	32-2550-0010	32-2550-0010
U 5/Hk	-7°	0°	32-115M-0010	32-125M-0010	32-215M-0010	32-225M-0010
U 5/Hk/Base Off.	-7°	0°	—	—	32-215M-0013	32-225M-0013
Unterkiefer						
L 1	-5°	0°	32-1610-0011	32-1610-0011	32-2610-0011	32-2610-0011
L 1-2	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	32-143D-0010	32-133D-0010	32-243D-0010	32-233D-0010
L 4	-17°	0°	32-1640-0010	32-1640-0010	32-2640-0010	32-2640-0010
L 4/Hk	-17°	0°	32-144D-0010	32-134D-0010	32-244D-0010	32-234D-0010
L 4/Off. Base	-17°	0°	32-1640-0013	32-1640-0013	32-2640-0013	32-2640-0013
L 4/Hk, Off. Base	-17°	0°	32-144D-0013	32-134D-0013	32-244D-0013	32-234D-0013
L 5	-22°	0°	32-1650-0010	32-1650-0010	32-2650-0010	32-2650-0010
L 5/Hk	-22°	0°	32-145D-0010	32-135D-0010	32-245D-0010	32-235D-0010
L 5/Off. Base	-22°	0°	32-1650-0013	32-1650-0013	32-2650-0013	32-2650-0013
L 5/Hk, Off. Base	-22°	0°	32-145D-0013	32-135D-0013	32-245D-0013	32-235D-0013



LEGEND medium Extra Torque

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	18°	5°	0°	32-1110-0030	32-1210-0030	32-2110-0030	32-2210-0030
U 2	10°	8°	0°	32-1120-0030	32-1220-0030	32-2120-0030	32-2220-0030
U 3/Hk	0°	8°	2°m	32-113D-0030	32-123D-0030	32-213D-0030	32-223D-0030
U 4-5	-10°	4°	2°d	32-1140-0030	32-1240-0030	32-2140-0030	32-2240-0030
U 4-5/Hk	-10°	4°	2°d	32-114M-0030	32-124M-0030	32-214M-0030	32-224M-0030
Unterkiefer							
L 1-2	1°	0°	0°	32-1610-0030	32-1610-0030	32-2610-0030	32-2610-0030
L 3/Hk	-3°	7°	2°m	32-143D-0030	32-133D-0030	32-243D-0030	32-233D-0030
L 4-5	-7°	0°	2°d	32-1440-0030	32-1340-0030	32-2440-0030	32-2340-0030
L 4-5/Hk	-7°	0°	2°d	32-144D-0030	32-134D-0030	32-244D-0030	32-234D-0030

Optionale Brackets

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Angulation	Rotation	.018"	
				R	L
Oberkiefer Andrews Type					
U 1	7°	5°	0°	32-1110-0015	32-1210-0015
U 2	9°	9°	0°	32-1120-0015	32-1220-0015

LEGEND medium Bio-Progressive

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	22°	5°	32-1110-0027	32-1210-0027	32-2110-0027	32-2210-0027
U 2	14°	9°	32-1120-0027	32-1220-0027	32-2120-0027	32-2220-0027
U 3/Hk	7°	5°	32-113D-0027	32-123D-0027	32-213D-0027	32-223D-0027
U 4-5	0°	0°	32-1540-0027	32-1540-0027	—	—
U 4-5/extra Torque	-7°	0°	32-1540-0029	32-1540-0029	—	—
U 4-5/Hk	0°	0°	32-114M-0027	32-124M-0027	—	—
Unterkiefer						
L 1-2	-1°	0°	32-1610-0010	32-1610-0010	32-2610-0010	32-2610-0010
L 3/Hk	7°	5°	32-143D-0027	32-133D-0027	32-243D-0027	32-233D-0027
L 4-5	0°	0°	32-1640-0027	32-1640-0027	—	—
L 4-5/Hk	0°	0°	32-144D-0027	32-134D-0027	—	—
L 4/extra Torque	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/extra Torque	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—

LEGEND medium Bio-Progressive V-Slot

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	22°	5°	32-1110-0028	32-1210-0028	32-2110-0028	32-2210-0028
U 2	14°	9°	32-1120-0028	32-1220-0028	32-2120-0028	32-2220-0028
U 3/Hk	7°	5°	32-113D-0028	32-123D-0028	32-213D-0028	32-223D-0028
U 4-5/univ.	0°	0°	32-1540-0040	32-1540-0040	32-2540-0040	32-2540-0040
Unterkiefer						
L 1-2	0°	0°	32-1610-0034	32-1610-0034	32-2610-0034	32-2610-0034
L 3/Hk	7°	5°	32-143D-0028	32-133D-0028	32-243D-0028	32-233D-0028
L 4/univ.	-11°	0°	32-1640-0029	32-1640-0029	—	—
L 5/univ.	-17°	0°	32-1650-0029	32-1650-0029	—	—



LEGEND medium Polar

LEGEND medium Kits

90

Schweißbare LEGEND medium
Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	33-214M-0010	33-224M-0010
U 4-5	0°	0°	—	—	37-2510-0071	37-2510-0071
Unterkiefer						
L 4	-17°	0°	33-1640-0010	33-1640-0010	33-2640-0010	33-2640-0010
L 5	-22°	0°	33-1650-0010	33-1650-0010	33-2650-0010	33-2650-0010

MBT Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 4-5	-7°	0°	33-1540-0010	33-1540-0010	33-2540-0010	33-2540-0010

LEGEND medium V-Slot

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U4-5/Univ.	-7°	0°	33-1540-0034	33-1540-0034	33-2540-0034	33-2540-0034
Unterkiefer						
L 4/Univ.	-11°	0°	33-1640-0034	33-1640-0034	33-2640-0034	33-2640-0034
L 5/Univ.	-17°	0°	—	—	33-2650-0034	33-2650-0034

Marketing LEGEND mini/medium



Typodonten

LEGEND mini	Artikelnummer	LEGEND medium	Artikelnummer
LEGEND mini 7-7	55-3111-0000	LEGEND med 7-7	55-3211-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-14G0-1200
Brochürenhalter
99-1400-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-31E1-16M0
Leinwand auf Holzrahmen
99-31W1-16M0



Poster 60 x 150 cm

99-32F0-16M0



LEGEND

LEGEND mini / LEGEND medium



Das LEGEND™ Bracketsystem ist ein konventionelles Standard Metallbracket welches in zwei Größen medium und mini erhältlich ist. LEGEND™ Brackets werden im (MIM) Spritzgussverfahren hergestellt und anschließend wird der Slot im CNC- Präzisions-Fräsverfahren nachgefräst. Dieser Herstellungsprozess reduziert deutlich die Slot-Toleranzen im Vergleich zum reinen Spritzgussverfahren. LEGEND™ Brackets haben eine anatomisch angepasste Netzbasis für präzise Passform und maximale Haftung am Zahn.

LEGEND mini Rhodium, MBT Type



			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	4°	38-1110-0020	38-1210-0020	38-2110-0020	38-2210-0020
U 2	10°	8°	38-1120-0020	38-1220-0020	38-2120-0020	38-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	38-113D-0020	38-123D-0020	38-213D-0020	38-223D-0020
U 4	-7°	0°	38-1540-0020	38-1540-0020	38-2540-0020	38-2540-0020
U 4/Hk	-7°	0°	38-114D-0020	38-124D-0020	38-214D-0020	38-224D-0020
Unterkiefer						
L 1-2	-6°	0°	38-1610-0020	38-1610-0020	38-2610-0020	38-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	38-143D-0020	38-133D-0020	38-243D-0020	38-233D-0020
L 4	-12°	2°	38-1440-0020	38-1340-0020	38-2440-0020	38-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	38-144D-0020	38-134D-0020	38-244D-0020	38-234D-0020
L 5	-17°	2°	38-1450-0020	38-1350-0020	38-2450-0020	38-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	38-145D-0020	38-135D-0020	38-245D-0020	38-235D-0020

LEGEND mini Rhodium, Roth Type

				Artikelnummer			
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.018"		.022"	
				R	L	R	L
Oberkiefer							
U 1	12°	5°	0°	38-1110-0010	38-1210-0010	38-2110-0010	38-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	38-1120-0010	38-1220-0010	38-2120-0010	38-2220-0010
U 3/Hk	-2°	10°	4°m	38-113D-0010	38-123D-0010	38-213D-0010	38-223D-0010
U 4	-7°	0°	2°d	38-1140-0010	38-1240-0010	38-2140-0010	38-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	38-114M-0010	38-124M-0010	38-214M-0010	38-224M-0010
U 5	-7°	0°	2°d	38-1150-0010	38-1250-0010	38-2150-0010	38-2250-0010
U 5/Hk	-7°	0°	2°d	38-115M-0010	38-125M-0010	38-215M-0010	38-225M-0010
Unterkiefer							
L 1-2	-1°	0°	0°	38-1610-0010	38-1610-0010	38-2610-0010	38-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	38-143D-0010	38-133D-0010	38-243D-0010	38-233D-0010
L 4	-17°	0°	4°d	38-1440-0010	38-1340-0010	38-2440-0010	38-2340-0010
L 4/Hk	-17°	0°	4°d	38-144D-0010	38-134D-0010	38-244D-0010	38-234D-0010
L 5	-22°	0°	4°d	38-1450-0010	38-1350-0010	38-2450-0010	38-2350-0010
L 5/Hk	-22°	0°	4°d	38-145D-0010	38-135D-0010	38-245D-0010	38-235D-0010



LEGEND medium Rhodium, Bi-Dimensional Type



			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	39-1110-0034	39-1210-0034	—	—
U 2	8°	9°	39-1120-0034	39-1220-0034	—	—
U 3/Hk	0°	7°	—	—	39-213D-0040	39-223D-0040
U 4-5	0°	0°	—	—	39-2540-0040	39-2540-0040
Unterkiefer						
L 1-2	0°	0°	39-1610-0034	39-1610-0034	—	—
L 3/Hk	0°	5°	—	—	39-243D-0040	39-233D-0040
L 4-5	0°	0°	—	—	39-2640-0040	39-2640-0040

LEGEND medium Rhodium, Optionale Brackets (V-Slot)

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		.022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	17°	5°	—	—	39-2110-0029	39-2210-0029
U 1	-12°	5°	—	—	39-2110-0034	39-2210-0034
U 2	-8°	9°	—	—	39-2120-0034	39-2220-0034
U 4-5	-7°	0°	—	—	39-2540-0034	39-2540-0034
U 4-5/Hk	-7°	0°	—	—	39-214M-0034	39-224M-0034
Unterkiefer						
L 1-2 (non V-Slot)	-5°	0°	39-1610-0011	39-1610-0011	—	—
L 1-2	0°	0°	—	—	39-2610-0034	39-2610-0034
L 4-5	0°	0°	39-1640-0040	39-1640-0040	—	—
L 4	-11°	0°	39-1640-0034	39-1640-0034	39-2640-0034	39-2640-0034
L 5	-17°	0°	39-1650-0034	39-1650-0034	39-2650-0034	39-2650-0034

Kits LEGEND Rhodium

Technik	Häkchen	Artikelnummer	
		.018" x .025"	.022" x .028"
mini			
mini MBT Type	3	38-1CC3-0020	38-2CC3-0020
mini MBT Type	3,4,5	38-1CC5-0020	38-2CC5-0020
mini Roth Type	3	38-1CC3-0010	38-2CC3-0010
mini Roth Type	3,4,5	38-1CC5-0010	38-2CC5-0010
medium			
medium Bi-Dimensional	3	—	39-2CC3-0034



Marketing LEGEND mini/medium Rhodium



Typodonten

LEGEND mini	Artikelnummer
LEGEND mini, 7-7	55-3811-0000

Digitale Informationen

Alles, was Sie brauchen, um Ihre eigenen Informationen zu erstellen (Websites, Wartezimmervideos,...)



User: **GCOLib**
Password: **3ortho7**



Patientenbroschüren (x25)
99-31G0-1200
Brochürenhalter
99-3100-5500



Poster 40 x 60 cm
Papierdruck
99-38F1-16F0
Leinwand auf Holzrahmen
99-38W1-16F0




Poster 60 x 150 cm

99-38F0-16F0



AXCESS

Dieses Bracket wird in Japan von der Firma Tomy Inc. nach dem Spritzguss - Verfahren (Metal Injection Molding) hergestellt. Alle Einstellungen (3 Ausrichtungen) sind programmiert. Torque in der Basis. Die anatomische, lasergravierte Klebebasis ermöglicht einen guten Halt.





AXCESS MBT Type

Zahn	Torque	Angulation	022"	
			R	L
Oberkiefer				
U 1	17°	4°	30-2110-0020	30-2210-0020
U 2	10°	8°	30-2120-0020	30-2220-0020
U 3/Hk	-7°	8°	30-213D-0020	30-223D-0020
U 4/Hk	-7°	0°	30-214D-0020	30-224D-0020
U 5/Hk Optional	-7°	0°	30-215D-0020	30-225D-0020
U 4-5	-7°	0°	30-2540-0020	30-2540-0020
Unterkiefer				
L 1-2	-6°	0°	30-2610-0020	30-2610-0020
L 3/Hk	-6°	3°	30-243D-0020	30-233D-0020
L 4	-12°	2°	30-2440-0020	30-2340-0020
L 4/Hk	-12°	2°	30-244D-0020	30-234D-0020
L 5	-17°	2°	30-2450-0020	30-2350-0020
L 5/Hk	-17°	2°	30-245D-0020	30-2345D-0020

Kits AXCESS MBT Type

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer
				.022"
MBT Type	5-5	5-5	3	30-2CC3-0020
MBT Type	5-5	5-5	3,4,5	30-2CC5-0020

AXCESS Roth Type

			Artikelnummer			
Zahn	Torque	Angulation	.018"		022"	
			R	L	R	L
Oberkiefer						
U 1	12°	5°	30-1110-0010	30-1210-0010	30-2110-0010	30-2210-0010
U 2	8°	9°	30-1120-0010	30-1220-0010	30-2120-0010	30-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	30-113D-0010	30-123D-0010	30-213D-0010	30-223D-0010
U 4-5	-7°	0°	30-1540-0010	30-1540-0010	30-2540-0010	30-2540-0010
U 4-5/Hk	-7°	0°	30-114M-0010	30-124M-0010	30-214M-0010	30-224M-0010
Unterkiefer						
L 1-2	-1°	0°	30-1610-0010	30-1610-0010	30-2610-0010	30-2610-0010
L 3/Hk	-11°	7°	30-143D-0010	30-133D-0010	30-243D-0010	30-233D-0010
L 4 Offset base	-17°	0°	30-1640-0013	30-1640-0013	30-2640-0013	30-2640-0013
L 4/Hk Offset base	-17°	0°	30-144D-0010	30-134D-0010	30-244D-0010	30-234D-0010
L 5 Offset base	-22°	0°	30-1650-0013	30-1650-0013	30-2650-0013	30-2650-0013
L 5/Hk Offset base	-22°	0°	30-145D-0010	30-135D-0010	30-245D-0010	30-235D-0010


Kits AXCESS Roth Type

Technik	OK	UK	Häkchen	Artikelnummer	
				.018"	.022"
Roth Type	5-5	5-5	3	30-1CC3-0010	30-2CC3-0010
Roth Type	5-5	5-5	3,4,5	30-1CC5-0010	30-2CC5-0010



Legacy & Legacy mini

Dieses Bracket mit Roth-Programmierung ist ein sogenanntes "True Straight Wire Bracket". Zusätzlich zu In/Out (1. Ausrichtung), dem Torque (2. Ausrichtung) und der Angulation (3. Ausrichtung) ist auf den Eckzähnen und Prämolaren ein Offset (4. Ausrichtung) programmiert. Man kann dieses Brackets deshalb als "4-Dimensional" bezeichnen.





Legacy Mini Roth Type

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.022"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	12°	5°	0°	27-2110-0010	27-2210-0010
U 2	8°	9°	0°	27-2120-0010	27-2220-0010
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	27-213D-0010	27-223D-0010
U 3/Hk geringe Angulation	-2°	9°	4°m	27-213D-0012	27-223D-0012
U 4	-7°	0°	2°d	27-2140-0010	27-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	27-214M-0010	27-224M-0010
Unterkiefer					
L 1-2	-1°	2°	0°	27-2410-0010	27-2310-0010
L 1-2/Spezial	-5°	2°	0°	27-2410-0011	27-2310-0011
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	27-243D-0010	27-233D-0010
L 4/Off. Base	-17°	-1°	4°d	27-2440-0013	27-2340-0013
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	27-244D-0010	27-234D-0010
L 4/Hk, Off. Base	-17°	-1°	4°d	27-244D-0013	27-234D-0013
L 5/Off. Base	-22°	-1°	4°d	27-2450-0013	27-2350-0013
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	27-245D-0010	27-235D-0010
L 5/Hk, Off. Base	-22°	-1°	4°d	27-245D-0013	27-235D-0013

Legacy Roth Type

				Artikelnummer	
Zahn	Torque	Ang.	Rotation	.022"	
				R	L
Oberkiefer					
U 1	12°	5°	0°	28-2110-0010	28-2210-0010
U 1/XT	17°	5°	0°	28-2110-0011	28-2210-0011
U 2	8°	9°	0°	28-2120-0010	28-2220-0010
U 2/XT	10°	9°	0°	28-2120-0011	28-2220-0011
U 3/Hk	-2°	13°	4°m	28-213D-0010	28-223D-0010
U 3	3°	13°	4°m	28-2130-0011	28-2230-0011
U 3/Hk	3°	13°	4°m	28-213D-0011	28-223D-0011
U 3	-2°	9°	4°m	28-2130-0012	28-2230-0012
U 3/Hk	-2°	9°	4°m	28-213D-0012	28-223D-0012
U 4-5	-7°	0°	2°d	28-2140-0010	28-2240-0010
U 4/Hk	-7°	0°	2°d	28-214D-0010	28-224D-0010
U 4/Hk m.	-7°	0°	2°d	28-214M-0010	28-224M-0010
Unterkiefer					
L 1-2	-1°	2°	0°	28-2410-0010	28-2310-0010
L 3/Hk	-11°	7°	2°m	28-243D-0010	28-233D-0010
L 3/Hk/XT	0°	5°	2°m	28-243D-0011	28-233D-0011
L 4	-17°	-1°	4°d	28-2440-0010	28-2340-0010
L 4/Hk	-17°	-1°	4°d	28-244D-0010	28-234D-0010
L 5	-22°	-1°	4°d	28-2450-0010	28-2350-0010
L 5/Hk	-22°	-1°	4°d	28-245D-0010	28-235D-0010

Standard Edgewise

Twin Edgewise

		Breite		Artikelnummer	
		mm	.018"	.022"	
	Mittlerer Schneidezahn Oberkiefer				
	Extragroß	4.0	29-1510-0062	29-2510-0062	
	Groß	3.2	29-1510-0059	29-2510-0059	
	Seitlicher Schneidezahn Oberkiefer				
	Groß	3.2	—	29-2520-0059	
	Mittel	2.6	29-1520-0053	29-2520-0053	
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer				
	Groß	3.2	29-1730-0059	29-2730-0059	
	Mittel	2.6	29-1730-0053	29-2730-0053	
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer				
	Groß, Häkchen, UL/LR	3.2	29-153D-0059	29-253D-0059	
	Groß, Häkchen, UR/LL	3.2	29-163D-0059	29-263D-0059	
	Prämolaren Oberkiefer				
	Offset-Flügel, groß	3.2	29-1540-0061	—	
	Offset-Flügel, mittel	2.6	29-1540-0057	29-2540-0057	
	Offset Flügel, schmal	2.1	—	29-2540-0052	
	Mittel	2.6	29-1740-0053	29-2740-0053	
	Molaren Oberkiefer/Unterkiefer				
	Extragroß	4.0	29-1760-0062	29-2760-0062	
	Groß	3.2	29-1760-0059	29-2760-0059	
	Schneidezähne Unterkiefer				
	Flach, schmal	2.1	29-1610-0051	29-2610-0051	
	Flach, mittel	2.6	29-1610-0055	29-2610-0055	
	Standard, schmal	2.1	29-1610-0050	29-2610-0050	
	Standard mittel	2.6	—	29-2610-0053	
	Prämolaren Unterkiefer				
	Flach, mittel	2.6	29-1640-0055	29-2640-0055	
	Flach, mittel, nierenförmige Basis	2.6	—	29-2640-0058	
	Flach, schmal	2.1	—	29-2640-0051	

Twin Edgewise

		Breite		Artikelnummer	
		mm	.018"	.022"	
	Prämolaren Oberkiefer/Unterkiefer				
	U 4-5	Medium	37-1540-0071	—	
	U/L 4-5	Medium	37-1730-0053	37-2730-0053	
	U/L 4-5 V-Slot	Medium	—	37-2510-0071	

Single Edgewise (Tweed)

		Breite		Artikelnummer	
		mm		.022"	
	Mittlerer Schneidezahn Oberkiefer				
	Extragroß	2.6		26-2510-0062	
	Groß	2.0		26-2510-0059	
	Seitlicher Schneidezahn Oberkiefer				
	Groß	2.0		26-2520-0059	
	Eckzähne Oberkiefer/Unterkiefer				
	Extragroß	2.6		26-2730-0062	
	Groß	2.0		26-2730-0059	
	Prämolaren Oberkiefer/Unterkiefer				
	Groß, flach	2.0		26-2640-0060	
	Groß, Standard	2.0		26-2740-0059	
	Schneidezähne Unterkiefer				
	Trapezförmig	1.3		26-2610-0051	
	Schmal Standard	1.3		26-2610-0050	
	Groß, flach	2.0		26-2610-0060	

