

Catalogue N°7

# Élastomères



**Experts in Orthodontics**  
GC Orthodontics Europe GmbH  
[www.gcorthodontics.eu](http://www.gcorthodontics.eu)

























# Élastomères

Chaînettes élastomériques de couleur.....	187
Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics Plus.....	188
Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics.....	189
Chaînette élastomérique japonaise « GC Ortho Chain » .....	190
Ligatures élastomériques GC Ties .....	190
Fils élastomériques creux et pleins .....	191

## Chaînettes élastomériques de couleur

Disponibles dans une grande variété de couleurs qui restent stables dans le temps, nos chaînettes de couleur, d'espacements court ou long, sont vendues par bobine de 4,5 m.

Couleurs		Courtes	Longues
	Argent	88-1001-0000	88-3001-0000
	Perle	88-1002-0000	—
	Transparent	88-1003-0000	88-3003-0000
	Bleu	88-1004-0000	88-3004-0000
	Rouge	88-1005-0000	—
	Vert	88-1006-0000	88-3006-0000
	Noir	88-1007-0000	88-3007-0000
	Blanc	88-1008-0000	—
	Rose	88-1009-0000	—
	Mauve Métallisé	88-1010-0000	—
	Bleu Métallisé	88-1011-0000	—
	Rouge Métallisé	88-1012-0000	—
	Lavande	88-1013-0000	88-3013-0000
	Fuchsia	88-1014-0000	—
	Jaune	88-1015-0000	—
	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
	Bleu Marine	88-1017-0000	—
	Bleu Clair	88-1018-0000	88-3018-0000
	Marron	88-1019-0000	—
	Gris	88-1020-0000	88-3020-0000
	Bleu Fluo	88-1021-0000	—
	Or Métallisé	88-1022-0000	88-3022-0000



## Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics Plus

Notre gamme d'élastiques intra et extra-oraux est fabriquée à partir des meilleurs latex de qualité médicale supérieure.

La force indiquée correspond à celle développée par l'élastique quand il est étiré à trois fois son diamètre. Les sachets d'élastiques intra-oraux contiennent 5000 élastiques. Les sachets d'élastiques extra-oraux contiennent 2500 élastiques. 1 petit instrument en plastique est fourni dans chaque sachet pour faciliter le placement des élastiques.



## Élastiques intra et extra-oraux Orchestra elastics

La force indiquée correspond à celle développée par l'élastique quand il est étiré à trois fois son diamètre. Les sachets d'élastiques intra-oraux contiennent 5000 élastiques. Les sachets d'élastiques extra-oraux contiennent 2500 élastiques. 1 petit instrument en plastique est fourni dans chaque sachet pour faciliter le placement des élastiques. Les références en vert dans le tableau, correspondent aux élastiques sans latex.



EXTRA-ORAL				
Force Taille	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-2000 Harp	85-0331-2000 Xylophone	85-0341-2000 Tuba	—
4 mm (3/16")	85-0421-2000 Tambourine	85-0431-2000 Piano	85-0441-2000 Trumpet	85-0461-2000 Trombone
6 mm (1/4")	85-0621-2000 Oboe	85-0631-2000 Flute	85-0641-2000 Baritone	85-0661-2000 French Horn
8 mm (5/16")	85-0821-2000 Cello	85-0831-2000 Clarinet	85-0841-2000 Saxophone	85-0861-2000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-2000 Cymbals	85-1031-2000 Tympani	—	85-1061-2000 Violin

EXTRA-ORAL				
Force Taille	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	—
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (sans latex)	—	85-0430-0000 Jazz (sans latex)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (sans latex)	—
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (sans latex)	—	85-0630-0000 Hip-Hop (sans latex)	85-0640-0000 Classical (sans latex)	—
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani	—	85-1061-0000 Violin



## Chaînette élastomérique japonaise « GC Ortho Chain »

De haute densité et fabriquée à partir de matériaux d'une grande pureté, elle est découpée avec précision et les espaces entre chaque anneau sont strictement identiques. Tout au long de son action, elle développe une force légère et continue, critères reconnus pour des mouvements dentaires optimaux. Elle est disponible en gris ou en transparent, en bobine de 2 m.

Couleurs	Courtes	Moyennes	Longues
Transparent	86-1010-0000	86-1020-0000	86-1030-0000
Gris	86-2010-0000	86-2020-0000	86-2030-0000



## Ligatures élastomériques GC Ties

Sans latex, les ligatures GC Ties vous permettront, d'effectuer un changement des arcs haut et bas avec une seule barrette. La qualité du polyuréthane permet à ces ligatures de récupérer 90 % de leur forme initiale après étirement. Elles sont vendues par sachet de 50 barrettes de 20 ligatures. Diamètre: .120"

■	Argent	87-1201-0000	■	Lavande	87-1213-0000
□	Perle	87-1202-0000	■	Fuchsia	87-1214-0000
□	Transparent	87-1203-0000	■	Jaune	87-1215-0000
■	Bleu	87-1204-0000	■	Orange	87-1216-0000
■	Rouge	87-1205-0000	■	Bleu Marine	87-1217-0000
■	Vert	87-1206-0000	■	Bleu Clair	87-1218-0000
■	Noir	87-1207-0000	■	Marron	87-1219-0000
□	Blanc	87-1208-0000	■	Gris	87-1220-0000
■	Rose	87-1209-0000	■	Bleu Fluo	87-1221-0000
■	Mauve Métallisé	87-1210-0000	■	Or	87-1222-0000
■	Bleu Métallisé	87-1211-0000	■	Transparent Fluo	87-1223-0000
■	Rouge Métallisé	87-1212-0000	■	Dent	87-1224-0000
			■	Vert Perle	87-1225-0000

## Séparateurs



Sans latex. D'une grande résistance et avec effet mémoire, ces séparateurs sont idéaux pour créer des espaces entre les molaires.

Description	Référence
Séparateur bleu foncé, non radio opaque, sachet de 960	89-1701-0000
Séparateur radio opaque, sachet de 1000	89-1502-0000
Séparateur radio opaque small	89-1503-0000



## Fils élastomériques creux et pleins

Nos fils élastomériques creux ou pleins sont disponibles en deux diamètres, .025" et .030". Bobines de 15 m.

Fils Creux	Références
.025" Gris	89-4325-0000
.025" Clair	89-3325-0000

Fils Pleins	Références
.030" Gris	89-4135-0000
.030" Clair	89-3135-0000

