




Katalog 07

Elastomere



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/ortho



Elastomere

Farbige Ketten191

Orchestra Elastics Plus192

Intra- und extraorale Gummiringe192

Orchestra.....193

Intra- und extraorale Gummiringe193

Japanische Kette "GC Ortho Chain"194

Ligaturenringe GC Ties.....194

Elastische Fäden und Hohlfäden195

Farbige Ketten

Unsere Ligaturenketten mit kurzem oder langem Steg sind auf Spulen mit 4,5m und in zahlreichen ausbleichgeschützten Farben erhältlich.

Farbe		Kurz	Lang
	Silber	88-1001-0000	88-3001-0000
	Perlmutter	88-1002-0000	—
	Transparent	88-1003-0000	88-3003-0000
	Blau	88-1004-0000	88-3004-0000
	Rot	88-1005-0000	—
	Grün	88-1006-0000	88-3006-0000
	Schwarz	88-1007-0000	88-3007-0000
	Weiß	88-1008-0000	—
	Rosa	88-1009-0000	—
	Lila Metallic	88-1010-0000	—
	Blau Metallic	88-1011-0000	—
	Rot Metallic	88-1012-0000	—
	Lavendel	88-1013-0000	88-3013-0000
	Fuchsia	88-1014-0000	—
	Gelb	88-1015-0000	—
	Orange	88-1016-0000	88-3016-0000
	Marineblau	88-1017-0000	—
	Hellblau	88-1018-0000	88-3018-0000
	Braun	88-1019-0000	—
	Grau	88-1020-0000	88-3020-0000
	Blau Fluoreszierend	88-1021-0000	—
	Gold Metallic	88-1022-0000	88-3022-0000

Orchestra Elastics Plus

Intra- und extraorale Gummiringe

Unser Sortiment an intra- und extraoralen Gummiringen wird aus bestem Latex der medizinisch höchsten Qualität hergestellt.
Die Angabe entspricht jener Stärke, die der Gummiring entwickelt, wenn er um das Dreifache seines Durchmessers gedehnt wird.
Verkaufsmengeneinheit intraoral = 5000 Stück / extraoral =2500 Stück.



EXTRA-ORAL				
Kraft Größe	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-2000 Harp	85-0331-2000 Xylophone	85-0341-2000 Tuba	
4 mm (3/16")	85-0421-2000 Tambourine	85-0431-2000 Piano	85-0441-2000 Trumpet	85-0461-2000 Trombone
6 mm (1/4")	85-0621-2000 Oboe	85-0631-2000 Flute	85-0641-2000 Baritone	85-0661-2000 French Horn
8 mm (5/16")	85-0821-2000 Cello	85-0831-2000 Clarinet	85-0841-2000 Saxophone	85-0861-2000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-2000 Cymbals	85-1031-2000 Tympani		85-1061-2000 Violin

Orchestra

Intra- und extraorale Gummiringe

Die Angabe entspricht jener Stärke, die der Gummiring entwickelt, wenn er um das Dreifache seines Durchmessers gedehnt wird. Die grün hinterlegten Angaben in der Tabelle beziehen sich auf latexfreie Ligaturen.
Verkaufsmengeneinheit intraoral = 5000 Stück / extraoral = 2500 Stück.



EXTRA-ORAL				
Kraft Größe	2.5 oz (70,88 g)	4.5 oz (113,40 g)	6.5 oz (170,10 g)	8,5 oz (240, 98 g)
3 mm (1/8")	85-0321-0000 Harp	85-0331-0000 Xylophone	85-0341-0000 Tuba	
4 mm (3/16")	85-0421-0000 Tambourine	85-0431-0000 Piano	85-0441-0000 Trumpet	85-0461-0000 Trombone
4 mm (3/16") (sans latex)		85-0430-0000 Jazz (latexfrei)	85-0440-0000 Rock-n-Roll (latexfrei)	
6 mm (1/4")	85-0621-0000 Oboe	85-0631-0000 Flute	85-0641-0000 Baritone	85-0661-0000 French Horn
6 mm (1/4") (sans latex)		85-0630-0000 Hip-Hop (latexfrei)	85-0640-0000 Classical (latexfrei)	
8 mm (5/16")	85-0821-0000 Cello	85-0831-0000 Clarinet	85-0841-0000 Saxophone	85-0861-0000 Guitar
10 mm (3/8")	85-1021-0000 Cymbals	85-1031-0000 Tympani		85-1061-0000 Violin

Japanische Kette "GC Ortho Chain"

Die GC Ortho Chain verfügt über eine hohe Materialdichte. Sie wird präzise geschnitten und die Abstände zwischen den Ringen sind exakt identisch. Während der gesamten Einsatzdauer entwickelt sie eine leichte und gleichmäßige Kraft, was ein wesentliches Kriterium für eine optimale Zahnbewegung darstellt. Erhältlich in grau und transparent, auf Spulen mit 2m.

Farbe	Kurz	Mittel	Lang
Transparent	86-1010-0000	86-1020-0000	86-1030-0000
Grau	86-2010-0000	86-2020-0000	86-2030-0000



Ligaturenringe GC Ties

Mit den latexfreien Gummiligaturen GC Ties können obere und untere Bögen mit nur einem Stick komplett getauscht werden. Durch die Qualität des Polyurethans können diese Ligaturen nach der Dehnung 90 % ihrer Ausgangsform wiedererlangen. Erhältlich in Säckchen zu 50 Sticks mit je 20 Ligaturen. Durchmesser: .120"

	Silber	87-1201-0000		Lavendel	87-1213-0000
	Perlmutter	87-1202-0000		Fuchsia	87-1214-0000
	Transparent	87-1203-0000		Gelb	87-1215-0000
	Blau	87-1204-0000		Orange	87-1216-0000
	Rot	87-1205-0000		Marineblau	87-1217-0000
	Grün	87-1206-0000		Hellblau	87-1218-0000
	Schwarz	87-1207-0000		Braun	87-1219-0000
	Weiß	87-1208-0000		Grau	87-1220-0000
	Rosa	87-1209-0000		Blau Fluoreszierend	87-1221-0000
	Lila Metallic	87-1210-0000		Gold	87-1222-0000
	Blau Metallic	87-1211-0000		Transparent Fluoreszierend	87-1223-0000
	Rot Metallic	87-1212-0000		Zahn	87-1224-0000
				Perlgrün	87-1225-0000

Separierringe



Ohne Latex. Diese hochresistenten Separierringe mit Erinnerungseffekt ermöglichen das Separieren von Molaren.

Beschreibung	Artikelnummer
Separiergummis am Modul, dunkelblau, nicht radiopaque (960 Stk)	89-1701-0000
Separierringe "radiopaque" (1000 Stk)	89-1502-0000
Separierringe "radiopaque" Klein (1000 Stk)	89-1503-0000



Elastische Fäden und Hohlfäden

Unsere elastischen Fäden und Hohlfäden sind mit zwei Durchmessern, .025" und .030" erhältlich. Spulen mit 15 m.

Elastische Hohlfäden	Artikelnummer
.025" Grau	89-4325-0000
.025" Transparent	89-3325-0000

Elastische Fäden	Artikelnummer
.030" Grau	89-4135-0000
.030" Transparent	89-3135-0000

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.