



Katalog 07

Instrumente



Experts in Orthodontics
GC Orthodontics Europe GmbH
www.gc.dental/ortho



Instrumente

Distalschneidezangen223

Seitenschneider223

Multifunktionszangen224

Linguale Instrumente.....225

Drahtbiegezangen.....226

Drahtbiegezangen.....227

Instrumente227

Bracketpinzetten.....228

Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu.....228

Alignerzangen228

Instrumente für SL Brackets229

Laborprodukte230

Sterilisation.....230

Distalschneidezangen



50-0678-1010
Sicherheitsdistalschneider
Max. .021" x .025"



50-0678-101L
Sicherheitsdistalschneider
Langer Griff.
Max. .021" x .025"



50-0678-1130
Sicherheitsdistalschneider
Schmal.
Max. .021" x .025"

Seitenschneider



50-0678-1030
Seitenschneider
Schneidewinkel 15°.
Max .022" X .028"



50-0678-1040
Seitenschneider
Max. .022" x .028"



50-0678-1070
Seitenschneider für
Ligaturen und Micro Pins.
Max. .012"



50-0678-107L
Seitenschneider für
Ligaturen und Micro Pins.
Langer Griff. Max. .012"



50-0678-5000
Mini-Seitenschneider
für Ligaturen
Schmal. Max. .012"



Multifunktionszangen



50-0678-2000
Weingart-Zange Ultra-fein



50-0678-2010
Weingart-Zange
konische Griffflächen 32°
abgewinkelt.



50-0678-201L
Weingart-Zange
langer Griff
konische Griffflächen 32°
abgewinkelt.



50-0678-2020
Universal-Weingart-Zange
geriffelte Griffflächen



50-0678-2060
Zange zum Entfernen von
Adhäsiv
Plastikpad 50-0678-014A
Ersatzklinge 50-0678-0010



50-0678-2070
Zange zum Entfernen von
Bändern
Plastikpad
50-0678-0140/0360



50-0678-2080
Zange zum Entfernen
von Bändern. Verkürztes
Arbeitsende.
Plastikpad
50-0678-0140/0360



50-0678-2100
Separierzange



50-0678-2190
Gerade
Bracketentfernungszange



50-0678-220L
Abgewinkelte
Bracketentfernungszange

Linguale Instrumente



50-0678-7000
Distalschneider lingual




50-0678-7010
Lingualschneider für
Ligaturen



50-0678-7020
Weingart-Zange lingual



50-0678-7029
Weingart-Zange
lingual 90°



50-0678-7030
Bracketentfernungszange
lingual



50-0678-704S
Hammerheadzange lingual
mit Blockierschraube



50-0678-7050
Nadelhalter Mathieu
lingual



50-0678-7060
Ligaturenadapter lingual



50-0678-7070
Ligaturenadapter lingual
U-Form



Drahtbiegezaugen



50-0678-3020
Dreifingerzange



50-0678-3220
Dreifingerzange für NiTi



50-0678-3260
Schnabelzange
spitz zulaufend



50-0678-3240
Tweed Loop Zange
Old Style



50-0678-5020
Drahtbiegezange
"Hammerhead" schmal



50-00SD-1302
Surgical hook / stop
Quetschzange abgewinkelt

Instrumente



50-0678-3040
Schnabelzange



50-0678-3050
Schnabelzange lang,
für dünne Drähte, mit Rille



50-0678-3070
Tweed-Zange



50-0678-FELD
Sonde / Ligaturenadapter



50-0678- BPS1
Shure-Instrument



50-0678-LDG2
Doppelseitiger
Ligaturenadapter




50-0678-3090
Bogenformzange für
Lingualbögen



50-0678-3100
Hollow Chop-Zange
"DeLaRosa"



50-0678-3170
Hollow Chop-Zange




50-0678-MHE6
Griff für Mundspiegel

50-0678-M4C0
Mundspiegel Packung à
12 Stück



Bracketpinzetten



50-0678-2120	50-0678-5040	50-0678-212M	50-0678-5050
Bracketpinzette	Bracketpinzette schmal	Bracketpinzette Gerade Griffflächen	Pinzette für Molarenröhrchen

Mosquitoklemme und Nadelhalter Mathieu



50-0678-H400	50-NH50-74E0	50-0YDM-5090	50-0YDM-5110
Mosquitoklemme	Nadelhalter Mathieu	Nadelhalter, gerade	Nadelhalter mit Kerbe, gerade

Alignerzangen



Das YDM-Alignerzubehör besteht aus 4 Instrumenten, für die einfache und schnelle Individualisierung von transparenten Schienen.

- Alignerzange "Vertical" fügt eine vertikale Vertiefung in die Schiene, z. B. zur Optimierung der Rotation und Beseitigung von In-Out-Diskrepanzen
- Alignerzange "Horizontal" fügt eine horizontale Vertiefung in die Schiene, z. B. zur Verstärkung des Torques einzelner Zähne
- Alignerzange "Hole Punch" für Ausstanzungen von Aussparungen für Hilfselemente wie z.B. Klebeknöpfchen und zur Entfernung von möglichen Druckstellen durch die Schiene im Mundraum

Alignerzange "Tear Drop" für Ausstanzungen von Einkerbungen am gingivalen Rand des Aligners, z. B. zum Einhängen elastischer Gummizüge



50-0YDM-4490	50-0YDM-4500	50-0YDM-4510	50-0YDM-4480
Alignerzange "Vertikal"	Alignerzange "Horizontal"	Alignerzange "Hole Punch"	Alignerzange "Tear Drop"

Instrumente für SL Brackets



50-0030-0000

Das Experience Öffnungs-
instrument Universal
ermöglicht das Öffnen
der Experience M+C
Brackets.

50-1030-0000

C-Tool zum sicheren
Öffnen des Brackets
Experience C gingival.

50-2030-0000

M-Tool zum sicheren
Öffnen des Brackets
Experience M gingival.



50-0032-0000

Breites Ende zum Öffnen
der Experience mini metal
von vestibulär und feines
Ende zum Öffnen der Expe-
rience C und M von gingi-
val.

50-2130-H000

Halter für Öffnungsklingen
50-2130-B000
Klingen für Öffnungs-
instrument (2 Stk)

Laborprodukte



50-00SD-3140
Young Drahtbiegezange



50-00SD-5050
Adams Drahtbiegezange



50-00SD-2000
Dreifingerzange



50-00SD-1010
Seitenschneider
Hartdrähte max. .045"

Sterilisation



50-0040-0620
Schutzhandschuhe
(Chemikalien und
Perforation) Größe M



50-0678-ILS0
Antikorrosionsspray
(nach der Reinigung
aufzutragen)



50-0000-ORT1
Sterilisationskassette