


**BIO-ACTIVE<sup>TM</sup>**

**BIO-ACTIVE<sup>TM</sup> light**

Arcs à mémoire de forme avec forces progressives


Sans contrôle  
La force n'est rien !



BIO-ACTIVE™ Light vous permet de démarrer vos traitements avec un fil de grosse section (.020" x .020" et bientôt .018" x .018") et aussi activer le troisième ordre. Les propriétés biomécaniques (Forces, superélasticité et mémoire de forme) sont équivalentes à des fils de petites sections Initialloy™ .014" (50 gf) sur les incisives, Initialloy™ .018" (150 gf) sur les secteurs latéraux et un Initialloy .020" (250 gf) sur les molaires.


## BIO-ACTIVE™

- .016"x.016" et .016"x.022"-Arcs 80g (Incisives) à 240g (Molaires)
- .018"x.018" et .021"x.028"-Arcs 100g (Incisives) à 300g (Molaires) en version standard



## BIO-ACTIVE™ **light**

- .018"x.018" et .020"x.020"-Arcs 50g (Incisives) à 250g (Molaires) en version Light



## Caractéristiques

- Propriété à mémoire de forme
- Efficace
- Puissance biologique
- Superélasticité




La gamme est fabriquée par TOMY Inc., un fabricant d'arcs reconnu depuis l'an 2000. Les arcs sont disponibles dans une large gamme de section et de formes.  
Disponible en standard ou en Rhodium.

## Cas clinique BIO-ACTIVE™ **light**

Sebastian L. \*13.10.2016



Sebastian L. \* 21.12.2016



\* Photos Dr. Stefano Troiani (DDS, MSc) Siegen

