



Produktmerkmale

- Formgedächtnis-Eigenschaft
- Effektiv
- biologische Kraftabgabe
- Superelastizität
- auch in ästhetischer Variante erhältlich

BIO-ACTIVETM **light**

BIO-ACTIVETM

Kraft und **Flexibilität**
im Einklang



Experts in Orthodontics


GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

BIO-ACTIVE ist ein superelastischer Bogen, der entwickelt worden ist um eine gleichbleibende effektive und biologische Kraft zu übertragen. Seine Formgedächtnis-Eigenschaft mit progressiver Kraftabgabe ist auf die Wurzeloberfläche der zu regulierenden Zähne optimal angepasst und beträgt:


BIO-ACTIVE™

- .016"x.016" und .016"x.022"-Bögen 80g (Schneidezähne) bis 240g (Molaren)
- .018"x.018" bis .021"x.028"-Bögen 100g (Schneidezähne) bis 300g (Molaren) in der Standard Version



BIO-ACTIVE™ light

- .018"x.018" und .020"x.020"-Bögen 50g (Schneidezähne) bis 250g (Molaren) in der LightVersion




Fallbeispiel BIO-ACTIVE™ light

Sebastian L. *13.10.2016



Sebastian L. * 21.12.2016



* Fotos von Dr. Stefano Troiani (DDS, MSc) Siegen
Weitere Informationen unter www.gcorthodontics.eu

99-70G0-1301 · Rev02-05/2019

