

Caractéristiques

- Propriété à mémoire de forme
- Efficace
- Puissance biologique
- Superélasticité
- Disponible dans une version esthétique

BIO-ACTIVETM **light**

BIO-ACTIVETM

Force et souplesse
maîtrisées



Experts in Orthodontics


GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

BIO-ACTIVE™ Light vous permet de démarrer vos traitements avec un fil de grosse section (.020" x .020" et bientôt .018" x .018") et aussi activer le troisième ordre. Les propriétés biomécaniques (Forces, superélasticité et mémoire de forme) sont équivalentes à des fils de petites sections Initialloy™ .014" (50 gf) sur les incisives, Initialloy™ .018" (150 gf) sur les secteurs latéraux et un Initialloy™ .020" (250 gf) sur les molaires.


BIO-ACTIVE™

- .016"x.016" et .016"x.022"-Arcs 80g (Incisives) à 240g (Molaires)
- .018"x.018" et .021"x.028"-Arcs 100g (Incisives) à 300g (Molaires) en version standard



BIO-ACTIVE™ light

- .018"x.018" et .020"x.020"-Arcs 50g (Incisives) à 250g (Molaires) en version Light



Cas clinique BIO-ACTIVE™ light

Sebastian L. *13.10.2016



Sebastian L. * 21.12.2016



*Photos Dr. Stefano Troiani (DDS, MSc) Siegen
Plus d'informations sur www.gcorthodontics.eu

Ces dispositifs médicaux de classe IIa sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Réservés aux professionnels de santé. Lire attentivement la notice ou les indications sur l'étiquette avant utilisation.

