


Informationen für den behandelnden Arzt

EXPERIENCE™ metal und metal Rhodium Brackets minimieren in der Nivelierungsphase die Friktion und erlauben eine gute Torque und Rotationskontrolle in der Finishingphase. Alle Slots der EXPERIENCE Bracketssysteme werden computergesteuert im CNC Verfahren nachgefräst. Somit übertragen alle EXPERIENCE Slots die Torque- und Angulationswerte präzise für ein vorhersehbares Resultat.



Eigenschaften der selbstligierenden Brackets

- Erhöhter Patientenkomfort
- Reduzierte Stuhlzeit
- Weniger Behandlungstermine notwendig
- Verkürzte Behandlungszeit
- Verbesserte Mundhygiene

SL Product

Rh Rhodium

EXPERIENCE™

metal Rhodium

Selbstligierende Metallbrackets



Mit Rhodium

Ohne Rhodium



passiv



interaktiv



aktiv




Experts in Orthodontics

GC Orthodontics Europe GmbH

www.gcorthodontics.eu

EXPERIENCE™ metal Rhodium



Vorteile der Rhodinierung

- uneingeschränkte Funktionalität
- hohe Patientenzufriedenheit durch Unauffälligkeit
- Kompatibilität zum EXPERIENCE ceramic Bracket
- volle Zuverlässigkeit eines Metallbrackets bei annähernder Ästhetik eines Keramikbrackets

Oberflächenveredelung

Durch die rhodinierte Oberflächenveredelung des EXPERIENCE metal Rhodium Brackets entsteht ein mattes Erscheinungsbild, wodurch Licht-Reflexionen vermieden werden. Somit kombiniert das rhodinierte metal Bracket die ästhetischen Vorteile eines Keramikbrackets mit der vollen Funktionalität und Zuverlässigkeit des Metallbrackets. Das EXPERIENCE metal Rhodium ist unverändert in Funktion und Bauweise des Klassikers, dadurch ist keinerlei Umstellung nötig um gewohnte Behandlungsergebnisse zu erzielen.



Das EXPERIENCE Bracketssystem ist made by TOMY Inc. Japan, einer der führenden Hersteller selbstligierender Brackets seit dem Jahr 2000. EXPERIENCE Metall Brackets sind in zwei Größen und Varianten sowie in verschiedenen Techniken verfügbar: Standard oder mini Metall, jeweils rhodiniert oder ohne Oberflächenveredelung.

Bracket & Bogen System

Kombinieren Sie EXPERIENCE Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.

