


Informationen für den behandelnden Arzt

Das LEGEND™ Bracketsystem ist ein konventionelles Standard Metallbracket welches in zwei Größen medium und mini erhältlich ist. LEGEND™ mini wird im CNC-Präzisions-Fräsverfahren aus einem speziellen hochfestem Stahl hergestellt. Dieser Herstellungsprozess reduziert deutlich die Slot-Toleranzen im Vergleich zum reinen Spritzgussverfahren.



## Produktmerkmale

- Aus speziellem hochfestem Stahl gefertigt
- Hochglanzpoliert für glatte Oberflächen
- In/Out kompatibel zwischen medium und mini
- Optionale verformbare lasergeschweißte Häkchen für hohen Tragekomfort
- Offset Basen an den Prämolaren optional erhältlich


# LEGEND mini/medium Metall

Standard Metallbrackets



mini

medium




Experts in Orthodontics

GC Orthodontics Europe GmbH

[www.gcorthodontics.eu](http://www.gcorthodontics.eu)

# LEGEND



## Kombinationsmöglichkeiten

Das LEGEND-Bracket kann ideal mit dem Chic.-Keramikbracket kombiniert werden. Keramik im sichtbaren Bereich und Metall für die Seitenzähne.

**LEGEND™ made by TOMY Inc.** Yumoto Japan. Anwender auf der ganzen Welt schätzen die Tomy Brackets seit der ersten Bracketgeneration die im Dezember 1961 eingeführt wurde. Heute zählt TOMY zu einem der angesehensten Bracketproduzenten der Welt. Das LEGEND™ Bracketssystem ist in zwei Größen medium und mini erhältlich. LEGEND™ mini ist auch in rhodiniertes Ausführung und in unterschiedlichen Techniken erhältlich.



## Bracket & Bogen System

Kombinieren Sie LEGEND™ Brackets mit unseren thermoaktiven Initialloy, Bio-Active und Bio-Edge Bögen für hohen Patientenkomfort und Behandlungseffizienz. Zur ästhetischen Ergänzung bieten wir Ihnen die Bögen auch in einer rhodinierten Variante an, dies vollendet den ästhetischen Gesamteindruck des Systems.



99-31GT-1300 · Rev02-05/2019

