



Carla, 16 Jahre alt
Behandelt mit **Chic**.

Kieferorthopädische Behandlung: Warum?

Um Fehlstellungen im Gebiss zu korrigieren, für ein strahlendes Lächeln und die Erhaltung der Zähne bis ins hohe Alter.

Wie lange dauert eine kieferorthopädische Behandlung?

Abhängig von den erforderlichen Korrekturen kann eine Behandlung durchschnittlich 12 bis 36 Monate dauern. Um das gewünschte Ziel zu erreichen ist es wichtig, über den gesamten Zeitraum aktiv mitzuarbeiten.

Ziel

Mit der Auswahl von GC Orthodontics Produkten hat sich Ihr Behandler für hohe Qualität entschieden. Beeindruckende Ergebnisse und eine angenehme Behandlung sind die Folge.

Praxisstempel

GC Orthodontics Europe GmbH
Tel +49 2338 801-888 · info.gco.germany@gc.dental



99-14G0-1200 · Rev04-05/2019



LEGEND™ Chic™

Standard Bracketsysteme
in Metall oder Keramik



Experts in Orthodontics
www.gorthodontics.eu



Tom, 14 Jahre alt
Behandelt mit **LEGEND**

Wie funktioniert ein Standardbracketsystem?

Die drei Schlüsselkomponenten:

- **Das Halteelement** (Bracket) wird auf die Zahnoberfläche geklebt und führt den Zahn in seine optimale Position.
- **Der Drahtbogen** (Motor der Behandlungsapparatur) wird in die Brackets eingelegt und überträgt Zug- oder Druckkräfte auf den Zahn, bis dieser seine endgültige Stellung erreicht hat.
- **Die Ligatur** hält den Bogen im Bracket. Während der Behandlung werden Ligaturen und Bögen mehrfach ausgetauscht.



LEGEND



Chic.


Hygiene: Während der Behandlung mit festen Zahnspangen ist eine perfekte Zahnpflege erforderlich. An den Brackets können vermehrt Belege haften bleiben, die das Risiko von Zahnfleissschwellungen und Entkalkungen erhöhen. Somit ist das Zähneputzen nach jeder Mahlzeit Pflicht.



LEGEND oder Chic.

Auf Grund der unterschiedlichen Bracketarten können Sie die Behandlung wahlweise mit klassischen Metall- oder ästhetischen Keramikbrackets durchführen lassen.

Gegebenenfalls besteht auch die Möglichkeit beide Systeme zu kombinieren. Keramik im sichtbaren Bereich und Metall für die Seitenzähne. Diesbezüglich wird Sie Ihr Kieferorthopäde passend zur Behandlungsmethode beraten.



LEGEND



Chic.

Der Inhalt dieser Broschüre dient nur zur allgemeinen Information. Nur der Behandler kann eine qualifizierte Diagnose und den entsprechenden Therapieplan erstellen. Die Behandlungsdauer variiert von Patient zu Patient. **Fragen Sie Ihren Kieferorthopäden nach der für Sie besten Behandlungsmethode.**