

“而至”伊尼雪里斯二矽酸鋰瓷塊

“GC” Initial LiSi Block

衛部醫器輸字第035726號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書遵照指示使用

本產品限由牙科專業人員使用於建議之用途。

產品用途

1. 貼片
2. 牙冠
3. 嵌體
4. 冠蓋體
5. 部分牙冠
6. 植體基柱上的牙冠或固定式牙冠

色樣

HT: (高透性) A1, A2, A3, B1

LT: (低透性) A1, A2, A3, B1

尺寸

14

包裝

每盒5塊

儲存

應避免日照直射與高濕度，建議儲存在室溫(4-25°C)以維持產品的功能性。

注意事項

1. 在極少數情況下，本產品可能會導致敏感現象。產生敏感現象時應即停止使用並就醫。
2. 不適用於以下患者：
 - 嚴重缺牙患者
 - 咬合垂直高度嚴重萎縮者
 - 機能異常者(如嚴重磨牙等)
3. 修復體不應使用氧化鋁或玻璃珠進行噴砂處理。
4. 不要使用非指定材料。
5. 限用於建議之產品用途。
6. 個人防護措施(PPE)，例如手套、面罩與眼罩須隨時穿戴。

Initial LiSi Block for CEREC/inLab型號規格

HT, size 14 *5		
1	012927	A1
2	012928	A2
3	012929	A3
4	012930	B1
LT, size 14 *5		
5	012931	A1
6	012932	A2
7	012933	A3
8	012934	B1

原廠使用說明書內所述產品，依據全球化學品分類制度(GHS)可能歸類為風險性產品。使用者應可隨時由下列網站取得相關之材料安全性資訊：

<http://www.gceurope.com>

或者從美國

<http://www.gcamerica.com>

也可向經銷商索取相關資料。

不良反應報告：

如果您在使用本產品時發現任何類型的不良影響、反應或類似事件，包括本使用說明中未列出的情況，請選擇您所在國家的機構，直接通過相關警戒系統進行回報，可通過以下網站前往：

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

以及我們的內部警戒系統：vigilance@gc.dental

通過這種方式，您將有助於改善本產品的安全性。

製造業者名稱：GC Corporation Fuji Oyama Factory

製造業者地址：584-1, Nakahinata, Oyama-cho, Sunto-gun, Shizuoka-Ken, 410-1307, Japan

醫療器材商名稱：台灣而至股份有限公司

醫療器材商地址：依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)