

“而至”富士玻璃離子體黏著劑
“GC” Fuji I Radiopaque Glass Ionomer Luting Cement

衛署醫器輸字第 012644 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

型號： Fuji I
Fuji PLUS

產品敘述

本產品為加強形不透光的玻璃離子黏著劑，是一種新的材質，增加操作的容易性，生物相容性，與生理特性。

限牙科醫師應用於建議之用途

建議之用途

1. 將金屬、瓷材黏著至金屬牙冠、牙橋和嵌體。
2. 黏著不鏽鋼牙冠所或不鏽鋼牙冠所保持的齒列矯正器。
3. 黏著齒列矯正套環。
4. 基底 (base) 或襯底 (liner)

儲存

儲存於 4-25°C (39.2-77.0°F)
(保存期限：Fuji I 3 年; Fuji I Capsule 2 年)

色調

淺黃色

Fuji PLUS
Fuji PLUS Capsule

限牙科醫師應用於建議之用途

建議之用途

1. 黏著各種金屬、金屬內襯外燒陶瓷假牙、和樹脂牙冠、嵌體、鑲體和牙橋
2. 陶瓷嵌體
3. 黏著各種牙齒軸心物質，包括固定釘、牙柱和冠柱。
1. 強化各種磁牙套的黏著。

色調

黃色

A3 (Vita 色調)

半透明 (Fuji PLUS only)

包裝 [型號]

000136	GC Fuji I
000240	1-1 包裝:35g 粉末*1、25g 液劑*1，與附件 50 粒膠囊裝
000218	GC Fuji Plus
000231	1-1 包裝:15g 粉末*1、8g 液劑*1，7g 潤濕劑 *1，與附件
000220	15g 粉末
000222	8g 液劑
	50 粒膠囊

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory

製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun, Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓