

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”艾可龍假牙基底壓克力樹脂	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	------------------	------	------------

“而至”艾可龍假牙基底壓克力樹脂

許可證：衛署醫器輸字第 012533 號

製造日期： 批號：

有效期限：二年

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓



“而至”艾可龍假牙基底壓克力樹脂
“GC” ACRON Acrylic Resin

衛署醫器輸字第 012533 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

用途

G-C ACRON 是一種交聯的假牙基底樹脂，包括一瓶粉劑（500g 甲基丙烯酸甲酯聚合物）及一瓶液劑（250ml 單體）。

優點

1. GC ACRON 的交聯構造具高抗溶性及持久性。
2. 雖然是微細的結晶粉末，GC ACRON 有良好的穿透性及真實色澤。
3. GC ACRON 的作用性質良好、工作時間充裕及流動性佳。

GC ACRON 的物理特性

（12 號第 1 型 A.D.A.規格）

測試項目	橫向偏斜		水吸收性 (毫克/公分 ²)	溶解性 (毫克/公分 ²)
	填充 1.5-3.5 公斤 (毫米)	填充 1.5-5.0 公斤 (毫米)		
GC ACRON	1.80	3.50	0.45	0.025
競爭產品	1.89	3.48	0.51	0.02
12 號第 1 型 A.D.A.規格	最高 2.5	2.0-5.5	最高 0.8	最高 0.04

色澤

- | | |
|---------|---------------|
| 1. 透明粉紅 | 6. 自然淡粉紅 |
| 2. 淡粉紅 | 7. 自然暗粉紅 |
| 3. 粉紅 | 8. 仿真粉紅 (有血絲) |
| 4. 暗粉紅 | 9. 蒼白粉紅 |
| 5. 透明 | |

包裝

1. 500 毫克瓶裝粉劑（附一張聚乙烯薄膜）
2. 1 公斤瓶裝粉劑（附一張聚乙烯薄膜）
3. 250 毫克瓶裝液劑（附一支滴管）
4. 10 公斤罐裝粉劑（附一張聚乙烯薄膜）
5. 250 毫克瓶裝液劑（附一張聚乙烯薄膜）
6. 25 公斤罐裝液劑

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant
製造廠地址：1-1-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓