

“而至” 瑟拉瑪樹脂牙材 “GC” CERASMART270

衛部醫器輸字第 034023 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

適應症

1. 不含金屬的間接復形體：全冠、嵌體、高嵌體、貼片。
2. 牙植體支撐之牙冠。

禁忌症

避免對甲基丙烯酸酯聚合物過敏的患者使用本產品。

色樣

五種Vita色調可在兩種半透明度中獲得：

- 高透(HT)：A1 HT、A2 HT、A3 HT、A3.5 HT、B1 HT
- 低透(LT)：A1 LT、A2 LT、A3 LT、A3.5 LT、B1 LT
- 單一漂白色調(BL)

尺寸

三種規格：12、14、14L。

包裝

每盒5入。

儲存

建議存放於室溫(4-25°C)，避免陽光直射與潮濕的環境以獲得最佳性能。

警告

1. 在極少數情況下，此產品可能對某些人造成敏感性。如果發生此類反應，請停止使用產品並就醫。
2. 應全程穿戴個人防護裝備，例如手套、口罩和護目鏡。

型號規格

CEREC							
No.	色樣	尺寸	型號	尺寸	型號	尺寸	型號
1	A1 HT	12	012540	14	012576	14L	012612
2	A2 HT	12	012541	14	012577	14L	012613
3	A3 HT	12	012542	14	012578	14L	012614
4	A3.5 HT	12	012543	14	012579	14L	012615
5	B1 HT	12	012544	14	012580	14L	012616
6	A1 LT	12	012545	14	012581	14L	012617
7	A2 LT	12	012546	14	012582	14L	012618
8	A3 LT	12	012547	14	012583	14L	012619
9	A3.5 LT	12	012548	14	012584	14L	012620
10	B1 LT	12	012550	14	012586	14L	012622
11	BL	12	012551	14	012587	14L	012623
Universal							
No.	色樣	尺寸	型號	尺寸	型號	尺寸	型號
1	A1 HT	12	012552	14	012588	14L	012624
2	A2 HT	12	012553	14	012589	14L	012625
3	A3 HT	12	012554	14	012590	14L	012626
4	A3.5 HT	12	012555	14	012591	14L	012627
5	B1 HT	12	012556	14	012592	14L	012628
6	A1 LT	12	012557	14	012593	14L	012629
7	A2 LT	12	012558	14	012594	14L	012630
8	A3 LT	12	012559	14	012595	14L	012631
9	A3.5 LT	12	012560	14	012596	14L	012632
10	B1 LT	12	012562	14	012598	14L	012634
11	BL	12	012563	14	012599	14L	012635

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載(市售品須刊載實際地址)