

“而至”寇舒義齒底墊 “GC” Coe-Comfort

衛部醫器輸字第 030960 號

注意：使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

產品用途

限牙科醫師或專業人員使用於建議用途：

義齒不適合時，用於襯底的組織調節劑有助於受損組織之修復。印模材料適用於全口義齒，缺齒區遠心部分的再襯及建立封閉裝置。

手術位置與牙周夾板的襯底。有助於診斷義齒受力區。顎間連動紀錄時用於穩定基底牙托的襯底。

禁忌症

病患如有對產品材料過敏時。發現過敏反應請即就醫。

其他用途

在其他適應症，和一般應用於組織基底調節程序相同。

儲存

為達到使用的理想效果，建議儲存於室溫下(70° to 77°F; 21° to 25°C)的乾燥場所。

有效期限：出廠後 3 年。

規格與包裝

- 341001 COE-COMFORT Professional Package
(1 x 6 oz (170g) powder, 1 x 6 oz (177mL) liquid and accessories)
- 341002 COE-COMFORT Powder, 6 oz (170g)
- 341091 COE-COMFORT Liquid, 6 oz (177mL)

製造廠名稱：GC America Inc.

製造廠地址：3737 W 127th St, Alsip, IL 60803, USA

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：(依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載)