

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”艾登雀印模材	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	------------	------	------------

“而至”艾登雀印模材

許可證：衛署醫器輸字第 014014 號
製造日期：批號：
有效期限：二年
台灣而至股份有限公司
台北市民生東路三段 156 號 14 樓

95. 3. 20

“而至”艾登雀印模材

“GC” EXADENTUE Hydrophilic Vinyl Polysiloxane
Impression Material for Oral Mucosa

衛署醫器輸字第 014014 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

產品敘述與用途

本產品為親水性的乙烯多醣類印模材料，適用於口腔內黏膜的印模用。它的流動性比一般的矽膠類印模材料大，可減少因印模造成口內變形的機率。

儲存

請置放於乾燥涼爽處。

有效期

兩年。

型號規格

1. Cartridge: Cartridge (67g/48mL) x 2
Mixing tips II S x 8
2. Tube: Base (70g/50.4mL)
Catalyst (70g/50.4mL)
Adhesive (8g), retarder, Mixing Pad

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation
製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi,
486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

後段須加刊

報核