


醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”艾哲親水性印模材料	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	---------------	------	------------

“而至”艾哲親水性印模材料

許可證：衛署醫器輸字第 012874 號
製造日期：批號：
有效期限：二年
台灣而至股份有限公司
台北市民生東路三段 156 號 14 樓



而至”艾哲親水性印模材料

“GC” EXAFINE Hydrophilic Vinyl Polysiloxane Impression Material

衛署醫器輸字第 012874 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項等請參照原廠資料

型號：

EXAFINE

EXAMIXFINE

產品敘述

本系列產品是乙烯多醣類親水性的印模材料，含有五種經過細磨與充分攪拌的黏性體(油灰型、厚重型、單相型、標準型與注射型)。

產品用途

製作精密印模，如鑲面、嵌體、冠蓋體等窩洞印模、牙冠或牙橋印模、局部假牙印模、全假牙印模等。

儲存

儲存於涼爽乾燥處。保存期限兩年。

包裝

EXAFINE 診所包裝(20 管基質及 20 管催化劑)：

- | | | |
|------------|--------|---------------------------------|
| 1. 注射型 | 001614 | 基質 2000 克/催化劑 2000 克[100g x 20] |
| 2. 標準型 | 001615 | 基質 2000 克/催化劑 2000 克[100g x 20] |
| 3. 單相型 | 001618 | 基質 2160 克/催化劑 2160 克[108g x 20] |
| 4. 油灰型 | 001616 | 基質 2000 克/催化劑 2000 克[100g x 20] |
| [可單購] | | |
| 5. 1-1 油灰型 | 001936 | 基質/催化劑各五罐 |
| 6. 黏著劑 | 001619 | 8 克*6 劑 |

EXAMIXFINE 32-包裝(輸送槍*16，6 或 8 支混合管)：

- | | | |
|--------|--------|------------------------------------|
| 7. 注射型 | 001621 | 2048 克、附 128 支混合管 II S [128g x 16] |
| 8. 標準型 | 001622 | 2048 克、附 96 支混合管 II L [128g x 16] |
| 9. 單相型 | 001624 | 2048 克、附 96 支混合管 II L [128g x 16] |

附件

- | | | |
|------------|--------|----------------|
| 10. 輸送槍 | 800006 | 1 支 |
| 11. 混合管 | 001848 | II S(粉紅色) 60 支 |
| 12. 混合管 | 001847 | II L(綠色) 60 支 |
| 13. 混合管嘴 S | 001844 | 100 支 |

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai, Aichi, 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

註銷規格

104. 3. 26

註銷規格

104. 3. 26

註，最後段須加刊

卡黏貼報核

註銷規格
104. 3. 26