

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	”而至”磷酸鋅黏合劑	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	------------	------	------------

”而至”磷酸鋅黏合劑

“GC” Elite Cement 100


許可證：衛署醫器輸字第 012569 號

製造日期： 批號：

有效期限：如外包裝所示

台灣而至股份有限公司
台北市民生東路三段 156 號 14 樓

94. 11. 09



”而至”磷酸鋅黏合劑

“GC” Elite Cement 100

衛署醫器輸字第 012569 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

產品敘述

ELITE CEMENT 是高品質的磷酸鋅黏著劑。適用於黏著
牙冠、牙橋和嵌體。

本產品為極細粉末 • 容易混合 • 抗壓强度高 • 附著
強度較高 • 在口腔液體中的溶解度極低。

包裝

1. 型號 000001 瓶裝 125g 粉末 (附量匙)
000031 瓶裝 100 g 液體。

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory
製造廠地址：584-1, Nakahinata, Oyama-Cho, Sunto-Gun,
Shizuoka-Ken 410-1307, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司
藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

裝、標籤

- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號 (規格)、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊
製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核