

醫療器材仿單標籤粘貼表

產品中文名稱	“而至”力貝勁自乾性壓克力樹脂	申請廠商	台灣而至股份有限公司
--------	-----------------	------	------------

“而至”力貝勁自乾性壓克力樹脂

許可證：衛署醫器輸字第 012536 號

製造日期： 批號：

有效期限：二年

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓

94.11.05

“而至”力貝勁自乾性壓克力樹脂
“GC” REPAIRSIN
Self-Curing Resin for Repairing Denture

衛署醫器輸字第 012536 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
有關適應症、禁忌症與注意事項等請參考原廠之說明書

產品介紹及用途

本產品為自凝性壓克力樹脂，其特性在於聚合作用下的收縮力極微，是用於整復義齒的修補，可合併使用「刷上技術」和「壓力技術」。

本案產品使用方法、禁忌症、警告及注意事項請參照原廠資料。

規格與型號

型號	品名
000306	一號粉紅透明色粉劑 100g #1
000307	三號粉紅色粉劑 100g #3
000308	八號鮮粉紅色粉劑 100g #8
000312	液劑 100g

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation Kachigawa Plant

製造廠地址：1-1-3 Kachigawa-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0945, Japan

總經銷名稱：GC CORPORATION

總經銷地址：76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-Ku, Tokyo 174-8585, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核



94.11.05