

## 醫療器材仿單標籤粘貼表

|        |                 |      |            |
|--------|-----------------|------|------------|
| 產品中文名稱 | “而至” 雷貝特光聚形固化樹脂 | 申請廠商 | 台灣而至股份有限公司 |
|--------|-----------------|------|------------|

### “而至” 雷貝特光聚形固化樹脂

許可證：衛署醫器輸字第 012852 號

製造日期： 批號：

有效期限：二年

台灣而至股份有限公司

台北市民生東路三段 156 號 14 樓



“而至” 雷貝特光聚形固化樹脂  
“GC” REVOTEK LC Light-Cured Resin

衛署醫器輸字第 012852 號

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用  
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

#### 產品敘述

REVOTEK LC 是一種新型的光固化單一成分可雕刻複合樹脂，用於製作暫時嵌體、冠蓋體、牙冠及牙橋。

僅供牙科專業人員使用於建議用途。

#### 用途

製作暫時牙冠、牙橋、嵌體及冠蓋體

#### 規格

Revotek LC Introductory Set 入門組合

Revotek LC Refill 3pcs 補充包 3 包 16 克的油灰棒

製造廠名稱：GC Dental Products Corporation

製造廠地址：2-285 Toriimatsu-cho, Kasugai-shi, Aichi 486-0844, Japan

藥商名稱：台灣而至股份有限公司

藥商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓

- ※ 裝訂原廠之仿單、使用說明書及其中文仿單稿、最小包裝、標籤
- ※ 中文仿單稿包括適應症、禁忌症、型號（規格）、產品說明及注意事項等敘述，最後段須加刊製造廠名稱、地址及藥商名稱、地址，如有附件、配件請一併列明
- ※ 仿單標籤等實物過大或印於玻璃金屬容器等不便於黏貼時可將照相影本代替黏貼報核