

注意：使用前請務必詳讀原廠之使用說明書並遵照指示使用
本案產品使用方法、禁忌症、警語及注意事項請參照原廠資料

型號： Unifil Flow
Unifil LoFlo Plus

Unifil Flow 便利光聚合流動性複合樹脂

Unifil Flow 是多用途的光聚合、釋放氟化物、微洞填補混成複合樹脂，具有很好的流動性。Unifil Flow 讓操作者可以使用特殊充填尖嘴，直接而有效地進行注射，使修補結果符合最佳美感。

限牙科醫師應用於建議之用途

建議之用途

1. 修補第 I、II、III、IV、V 級蛀洞（尤其是第 I 級小蛀洞/第 V 級淺蛀洞/其他小蛀洞）。
2. 修補牙根表面的蛀牙。
3. 修補乳牙。
4. 充填隧道型蛀牙。
5. 封填過敏部位。
6. 蛀洞下方的襯底/基底/充填。
7. 密封劑
8. 固定鬆脫的牙齒
9. 混合修補的添加物。

色調

A1、A2、A3、A3.5、A4、CV（頸部顏色）

Unifil LoFlo Plus 便利光聚合低流動性複合樹脂

本產品為多用途的光聚合、不透射線、釋放氟化物、微洞填補混成複合樹脂。GC 的新式 HDR（高密度不透射線聚合充填料）技術，具有極佳的抗磨損性質。它的熱膨度較高（流動性低）、是修補第 III、V 級大型蛀洞和牙根表面蛀洞，以及後方咬合面蛀洞的最佳選擇。

限牙科醫師應用於建議之用途

建議之用途

	Unifil Flow	Unifil LoFlo Plus
1. 修補第 I、II 級蛀洞	○*	◎
2. 修補第 IV 級蛀洞	—	◎
3. 修補第 III、V 級蛀洞	○*	◎
4. 修補牙根表面蛀牙蛀洞	◎*	◎
5. 修補咬合性極低的蛀牙	◎	○
6. 封填過敏部位	◎	○
7. 蛀洞下方的襯底/基底/充填	◎	○

8. 封填和預防性樹脂修補	◎	○
9. 固定鬆脫的牙齒（夾板材料）	◎	◎
10. 混合修補的添加物。	◎	◎

注意：◎：最理想，○：尚可，*：只適用於小蛀洞

色調（12種色調）

A1、A2、A3、A3.5、A4、AO3、CV（頸部色）、CVD（頸部深色）、BW（潔白的白）、E（牙齒質）、PA2（後方）、PA3（後方）

儲存

儲存於冷暗之處（4-25℃）（39.2-77.0°F）（保存期限：從製造日期起 2 年）

包裝

Unifil Flow	
Ref. No.	Refill Package: Syringe 1.5g x 2
001919	A1
001920	A2
001921	A3
002017	AO3
001922	A3.5
001923	A4
001924	CV
Unifil LoFlo Plus	
Ref. No.	Refill Package: Syringe 1.3g x 2 & accessories
002346	A1
002347	A2
002348	A3
002349	A3.5
002350	A4
002351	AO3
002352	CV
002353	CVD
002354	BW
002355	PA2
002356	PA3
002357	E

製造廠名稱：GC CORPORATION Fuji Oyama Factory
製造廠地址：584-1, Nakahata, Oyama-City, Saitama-Pref., Japan

經商名稱：台灣而至股份有限公司
經商地址：台北市民生東路三段 156 號 14 樓